

Surgiderm®

 **ALLERGAN**

72356JR11C
Revision 2011-06-28




ALLERGAN

Route de Promery
Zone Artisanale de Pré-Mairy
74370 PRINGY-FRANCE
Tel : (33) 04 50 27 27 03
Fax : (33) 04 50 27 26 89



72356JR11C

EN Only for professional use
FR Réservé à un usage professionnel
DE Ausschließlich für den professionellen Einsatz vorgesehen
ES Solo para uso profesional
IT Riservato per uso professionale
PT Reservado a uma utilização profissional
TR Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
CS Vyhrazeno k profesionálnímu použití.
EL Μόνο για επαγγελματική χρήση.
PL Wyłącznie do podawania przez profesjonalistów.
UK Тільки для професійного використання.
RU Предназначено для профессионального использования.
NL Enkel voor professioneel gebruik.
HU Csak szakember által történő
SK Určené na profesionálne použitie.
SR Samo za profesionalnu upotrebu.
HR Samo za stručnu uporabu.
AR مخصص للاستعمال المهني .



EN

COMPOSITION

SURGIDERM® 18	Hyaluronic acid gel: 18 mg - Phosphate buffer pH 7.2 q.s. 1 mL - One syringe contains 0.8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Hyaluronic acid gel: 24 mg - Phosphate buffer pH 7.2 q.s. 1 mL - One syringe contains 0.8 mL.
SURGIDERM® 30	Hyaluronic acid gel: 24 mg - Phosphate buffer pH 7.2 q.s. 1 mL - One syringe contains 0.8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Hyaluronic acid gel: 24 mg - Phosphate buffer pH 7.2 q.s. 1 mL - One syringe contains 0.8 mL.

DESCRIPTION

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and **30XP** are sterile pyrogen-free physiological solutions of cross-linked hyaluronic acid which is not of animal origin. The gel is presented in a graduated pre-filled disposable syringe.

Each box contains an instruction leaflet and a set of labels in order to ensure traceability and:

- For **SURGIDERM® 18**, two 0,8mL syringes and four single-use 30G1/2" sterile needles.
- For **SURGIDERM® 24XP**, two 0,8mL syringes with four single-use 30G1/2" sterile needles
- For **SURGIDERM® 30**, two 0,8mL syringes and four single-use 27G1/2" sterile needles,
- For **SURGIDERM® 30XP**, two 0,8mL syringes and four single-use 27G1/2" sterile needles.

STERILISATION

The contents of the **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30** and **30XP** syringes are sterilised by moist heat.

The 30G1/2" and 27G1/2" needles are sterilised by radiation.

INDICATIONS

SURGIDERM® 18	Injectable implant indicated for filling superficial skin depressions by injection in the superficial dermis. Can be also used in Mesolift applications.
SURGIDERM® 24XP	Injectable implant used for filling any medium depression of the skin via mid-dermis injection, as well as for definition and pouting of the lips.
SURGIDERM® 30	Injectable implant used for filling any deep depression of the skin via deep dermis injection, as well as for lip enhancement and cheekbone augmentation.
SURGIDERM® 30XP	Injectable implant used for filling mid and/or deep depression of the skin via mid and/or deep dermis injection, as well as for volume increase, definition and pouting of the lips.

CONTRA-INDICATIONS

SURGIDERM® 18	Do not inject in the eyelids. The application in the bags under the eyes is reserved to specialists specifically trained in this technique and having a sound knowledge of the physiology for this particular area.
SURGIDERM® 24XP	Do not inject in the eyelids. The application in the bags under the eyes is reserved to specialists specifically trained in this technique and having a sound knowledge of the physiology for this particular area.
SURGIDERM® 30	Do not inject in the periorbital area (eyelids, bags under the eyes, eye wrinkles) and glabellar region.

SURGIDERM® 30XP	Do not inject in the periorbital area (eyelids, eye wrinkles) and glabellar region (forehead). The application in the bags under the eyes is reserved to specialists specifically trained in this technique and having a sound knowledge of the physiology for this particular area.
------------------------	--

In addition,

- Do not inject into the blood vessels (intravascular).
- Do not overcorrect.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** must not be used in :
 - patients who tend to develop hypertrophic scarring ;
 - patients who are known to be hypersensitive to hyaluronic acid ;
 - women who are pregnant or breastfeeding ;
 - children.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** must not be used in areas presenting cutaneous inflammatory and/or infectious processes (acne, herpes...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** should not be used simultaneously with laser treatment, deep chemical peels or dermabrasion. For surface peels, it is recommended not to inject the product if the inflammatory reaction generated is significant.

PRECAUTIONS FOR USE

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP are not indicated for injections other than intra-dermal injections and in lips.

- As a matter of general principle, injection of a medical device is associated with a risk of infection.
- There is no available clinical data (efficiency, tolerance) about injection of **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** into an area which has already been treated with another filling product. It is recommended not to inject it in site which has been treated with a permanent implant.
- No clinical data is available regarding the efficiency and tolerance of **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** injections in patients having a history of or currently suffering from autoimmune disease. Depending on the nature of the disease, the medical practitioner shall therefore decide on the administration and associated treatment on an individual case-by-case basis. He/she shall also ensure the specific monitoring of this type of patients. In particular, it is recommended that these patients undergo a preliminary test, and to refrain from injecting the product if the disease is active.

• There is no available clinical data concerning the tolerance of the **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** injection in patients presenting a history of severe multiple allergies or anaphylactic shock. The medical practitioner must therefore decide on the indication according to the individual case, depending on the nature of the allergy, and must ensure that there is individual surveillance of these patients who are at risk. In particular, the decision may be taken to propose a double test or preventive adapted treatment previously to any injection.

• Patients showing a history of streptococcal disease (recurrent sore throats, acute rheumatic fever) shall be subjected to a test before any injection is given to them. In the event of acute rheumatic fever with heart complications, it is recommended not to inject the product.

• Patients on anti-coagulation medication (anticoagulants, aspirin, or nonsteroidal anti-inflammatory drugs) must be warned of the potential increase risks of haematomas and bleeding during injection.

• There is no data available regarding the safety of injecting greater amount than 20 mL of **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** per 60 kg (130 lbs) body mass per year.

• Please recommend the patient not to use any make up during the 12 hours that follow the injection treatment and to avoid any extended exposure to the sun, UV rays and temperatures below 0°C, as well as any sauna or hammam session during the two weeks that follow the injection treatment.

• If the needle is blocked, do not increase the pressure on the plunger rod but stop the injection and replace the needle.

• The composition of this product is compatible with fields used for magnetic resonance imaging.

INCOMPATIBILITIES

Hyaluronic acid is known to be incompatible with quaternary ammonium salts such as benzalkonium chloride. **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 and 30XP** should never therefore be placed in contact with these substances or with medical-surgical instrumentation which has been treated with this type of substance.

UNDESIRABLE EFFECTS

The patients must be informed that they are potential side effects associated with implantation of this product, which may occur immediately or may be delayed. These include (non-exhaustive list):

- Inflammatory reactions (redness, oedema, erythema, ...) which may be associated with itching, pain on pressure, occurring after the injection. These reactions may last for a week.
- Haematomas.
- Induration or nodules at the injection site.
- Staining or discolouration of the injection site.
- Poor effect or weak filling effect.
- Cases of necrosis in the glabellar region, abscesses, granuloma and immediate or delayed hypersensitivity after injections of hyaluronic acid having been reported, it is advisable to take these potential risks into account.
- Patients must report inflammatory reactions which persist for more than one week, or any other side effect which develops, to their medical practitioner as soon as possible. The medical practitioner should use an appropriate treatment.
- Any other undesirable side effects associated with injection of **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** must be reported to the distributor and/or to the manufacturer.

METHOD OF USE – POSOLOGY

This product is designed to be injected into the dermis by an authorized medical practitioner in accordance with local applicable regulation. As precision is essential to a successful treatment, the product must be used by medical practitioners who have undertaken specific training in injection techniques for filling.

The nappage technique can also be used with **SURGIDERM® 30XP**.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30** and **30XP** are to be used as supplied. Modification or use of the product outside the Directions for Use may adversely impact the sterility, homogeneity and performance of the product and it can therefore no longer be assured.

- Before performing treatment, the patient should be informed of the product's indications, contra-indications, incompatibilities, and potential side effects.
- The area to be treated should be disinfected thoroughly prior to the injection.
- Remove tip cap by pulling it straight off the syringes as shown in fig. 1. Then firmly push the needle provided in the box (fig. 2) into the syringe, screwing it gently clockwise. Twist once more until it is fully locked and has the needle cap in the position shown in fig. 3. If the needle cap is positioned as shown in fig. 4, it is incorrectly attached.

Next, remove the protective cap by holding the body of the syringe in one hand, the protective cap in the other, as shown in fig. 5, and pulling the two hands in opposite directions.

Inject slowly.

Failure to comply with these precautions could cause a disengagement of the needle and/or product leakage at luer-lock level.

- The amount injected will depend on the areas which are to be corrected.
- It is important to massage the area treated after the injection in order to ensure that the substance has been uniformly distributed.

WARNINGS

- Check the expiry date on the product label.
- Do not re-use. Sterility of the device can not be guaranteed if is re-used.
- Do not re-sterilise.
- For the needles (C 0123 TSK Laboratory, Japan):

EC-Representative : Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Used needles must be thrown away in the appropriate containers. Do the same for the syringes. Please consult the current directives in force to ensure their correct elimination.

- Never try to straighten a bent needle, throw it away and replace it.

STORAGE CONDITIONS

- Store between 2°C and 25°C.
- Fragile.

FR

COMPOSITION

SURGIDERM® 18	Gel d'acide hyaluronique: 18 mg - Tampon phosphate pH 7,2 q.s.p.: 1 mL - Une seringue contient 0.8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel d'acide hyaluronique 24 mg - Tampon phosphate pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Une seringue contient 0.8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel d'acide hyaluronique 24 mg - Tampon phosphate pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Une seringue contient 0.8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel d'acide hyaluronique 24 mg - Tampon phosphate pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Une seringue contient 0.8 mL.

DESCRIPTION

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP sont des gels stériles, apyrogènes et physiologiques d'acide hyaluronique réticulé d'origine non animale. Ces gels se présentent en seringue graduée, pré-remplie à usage unique.

Chaque boîte contient une notice et un jeu d'étiquettes afin d'assurer la traçabilité et:

- pour **SURGIDERM® 18**, 2 seringues de 0,8mL et 4 aiguilles stériles de 30G1/2" à usage unique,
- pour **SURGIDERM® 24XP**, 2 seringues de 0,8mL et 4 aiguilles stériles de 30G1/2" à usage unique,
- pour **SURGIDERM® 30**, 2 seringues de 0,8mL et 4 aiguilles stériles de 27G1/2" à usage unique,
- pour **SURGIDERM® 30XP**, 2 seringues de 0,8mL et 4 aiguilles stériles de 27G1/2" à usage unique.

STERILISATION

Le contenu des seringues de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** est stérilisé à la chaleur humide.

Les aiguilles 30G1/2" et 27G1/2" sont stérilisées par irradiation.

INDICATIONS

SURGIDERM® 18	Implant injectable indiqué pour le comblement des dépressions cutanées superficielles par injection dans le derme superficiel. Peut être également utilisé en mésolift.
SURGIDERM® 24XP	Implant injectable indiqué pour le comblement des dépressions cutanées moyennes par injection dans le derme moyen et pour lourlement des lèvres.
SURGIDERM® 30	Implant injectable indiqué pour le comblement des dépressions cutanées profondes par injection dans le derme profond et pour l'augmentation du volume des lèvres et des pommettes.
SURGIDERM® 30XP	Implant injectable indiqué pour le comblement des dépressions cutanées moyennes et profondes par injection dans le derme moyen et/ou profond, ainsi que pour l'augmentation du volume et lourlement des lèvres.

CONTRE-INDICATIONS

SURGIDERM® 18	Ne pas injecter dans la paupière. L'utilisation dans la cerne est réservée à des praticiens spécifiquement formés à cette technique et ayant une bonne connaissance de la physiologie de cette région.
SURGIDERM® 24XP	Ne pas injecter dans la paupière. L'utilisation dans la cerne est réservée à des praticiens spécifiquement formés à cette technique et ayant une bonne connaissance de la physiologie de cette région.
SURGIDERM® 30	Ne pas injecter dans la région péri-orbitaire (paupière, cerne, pattes d'oie) et glabellaire.

SURGIDERM® 30XP	Ne pas injecter dans la région péri-orbitaire (paupière, pattes d'oeie et globellaire). L'utilisation dans la cerne est réservée à des praticiens spécifiquement formés à cette technique et ayant une bonne connaissance de la physiologie de cette région.
------------------------	--

En outre,

- Ne pas injecter dans les vaisseaux sanguins (intravasculaire).
- Ne pas sur-corriger.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** ne doivent pas être utilisés chez:
 - des patients ayant tendance à développer des cicatrices hypertrophiques;
 - des patients présentant une hypersensibilité connue à l'acide hyaluronique;
 - la femme enceinte ou allaitant;
 - les enfants.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** ne doivent pas être utilisés sur des zones présentant des problèmes cutanés de type inflammatoire et/ou infectieux (acné, herpès...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** ne doivent pas être utilisés en association immédiate avec un traitement au laser, un peeling chimique profond ou une dermabrasion. En cas de peeling superficiel, il est recommandé de ne pas injecter si la réaction inflammatoire provoquée est importante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** ne sont pas indiqués pour des injections autres qu'intra-dermiques et dans les lèvres.
- D'une façon générale, l'injection de dispositifs médicaux comporte un risque d'infection.
 - Il n'y a pas de données cliniques disponibles en terme d'efficacité et de tolérance quant à l'injection de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** dans une zone ayant déjà été traitée avec un autre produit de comblement. Il est recommandé de ne pas injecter dans un site traité avec un implant permanent.
 - Il n'y a pas de données cliniques disponibles en terme d'efficacité et de tolérance quant à l'injection de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** chez des patients présentant des antécédents ou une maladie auto-immune déclarée. Le praticien devra donc décider de l'indication au cas par cas, en fonction de la nature de la maladie ainsi que du traitement associé et il devra assurer une surveillance particulière de ces patients. Notamment, il est recommandé de proposer un double test préalable à ces patients et de ne pas les injecter si la maladie est évolutive.
 - Il n'y a pas de données cliniques disponibles en terme de tolérance quant à l'injection de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** chez des patients présentant des antécédents d'allergies sévères multiples ou de choc anaphylactique. Le praticien devra donc décider de l'indication au cas par cas, en fonction de la nature de l'allergie et il devra assurer une surveillance particulière de ces patients à risque. Notamment, il peut être décidé de proposer un test ou un traitement préventif adapté préalablement à toute injection.
 - Les patients présentant des antécédents de maladie streptococcique (angines récidivantes, rhumatisme articulaire aigu) doivent faire l'objet d'un double test préalablement à toute injection. En cas de rhumatisme articulaire aigu avec localisation cardiaque, il est recommandé de ne pas injecter.
 - Les patients sous traitement anti-coagulant (anti-coagulants, aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens) doivent être avertis du risque potentiel majoré d'hémorragies et de saignement lors de l'injection.
 - Il n'y a pas de données quant à la sécurité d'injection d'un volume supérieur à 20mL de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** par 60kg de masse corporelle par an.
 - Recommander au patient de ne pas se maquiller pendant les 12 heures qui suivent l'injection et d'éviter l'exposition prolongée au soleil, aux UV, aux températures inférieures à 0°C, ainsi que la pratique du sauna ou hammam pendant les deux semaines qui suivent l'injection.
 - Si l'aiguille est obturée, ne pas augmenter la pression sur la tige de piston, arrêter l'injection et remplacer l'aiguille.
 - La composition du dispositif rend le produit compatible avec les champs utilisés pour l'imagerie de résonance magnétique.

INCOMPATIBILITÉS

Il existe une incompatibilité connue entre l'acide hyaluronique et les sels d'ammonium quaternaire tels que le chlorure de benzalkonium. Il conviendra donc de ne jamais mettre **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** en contact avec de tels produits, ni avec du matériel médico-chirurgical traité avec ce type de produit.

EFFETS INDESIRABLES

Le patient doit être informé qu'il existe des effets secondaires potentiels liés à l'implantation de ce dispositif survenant immédiatement ou de façon retardée.

Parmi ceux-ci : (liste non exhaustive)

- Des réactions inflammatoires (rougeur, œdème, érythème,...) pouvant être associées à des démangeaisons, des douleurs à la pression , peuvent survenir après l'injection. Ces réactions peuvent persister une semaine.
- Hématomes.
- Induration ou nodules au point d'injection.
- Coloration ou décoloration de la zone d'injection.
- Faible efficacité ou faible effet de comblement.
- Des cas de nécrose dans la région globellaire, d'abcès, de granulome et d'hypersensibilité immédiate ou retardée ayant été rapportés après des injections d'acide hyaluronique, il convient donc de prendre en compte ces risques potentiels.
- La persistance de réactions inflammatoires au-delà d'une semaine ou l'apparition de tout autre effet secondaire doit être signalée par le patient au praticien dans les meilleurs délais qui devra y remédier par un traitement approprié.
- Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** doit être signalé au distributeur et/ou au fabricant.

MODE D'EMPLOI - POSOLOGIE

• Ce dispositif est destiné à être injecté dans le derme par du personnel médical habilité conformément à la réglementation locale applicable. La technicité de celui-ci étant essentielle à la réussite du traitement, ce dispositif doit être utilisé par des praticiens ayant reçu une formation spécifique à la technique d'injection pour le comblement.

- La technique de nappage peut également être utilisée avec **SURGIDERM® 30XP**.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 et 30XP** doit être utilisé dans son conditionnement d'origine tel que fourni. Toute modification ou utilisation de ce produit en dehors des conditions d'utilisation définies dans cette notice pouvant nuire à sa stérilité, à son homogénéité et à ses performances, celles-ci ne pourront alors être garanties.
- Avant d'entreprendre le traitement, il convient d'informer le patient des indications du dispositif, de ses contre-indications, de ses incompatibilités et de ses effets indésirables potentiels.
- Avant l'injection, effectuer une désinfection préalable rigoureuse de la zone à traiter.
- Enlever le bouchon de la seringue en le tirant comme montré fig. 1. Puis, en insérant fermement sur l'embout de la seringue l'aiguille fournie avec le produit (fig. 2), la visser délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Faire un tour supplémentaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée et que le capuchon de l'aiguille soit dans la position présentée fig.3. Si le capuchon est positionné comme indiqué fig. 4, l'aiguille n'est pas correctement attachée.

Ensuite, le corps de la seringue tenu dans une main et le capuchon dans l'autre (fig. 5), enlever le capuchon en le tirant.

Injecter lentement.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner un risque de décrochage d'aiguille et/ou de fuite de produit au niveau du luer lock.

- La quantité à injecter est fonction de la zone à corriger.
- Après l'injection, il est important de masser la zone traitée afin de s'assurer que le produit est bien réparti uniformément.

MISE EN GARDE

• Vérifier la date de péremption sur l'étiquetage.

• Ne pas réutiliser. En cas de réutilisation de ce dispositif, la stérilité du produit ne peut être garantie.

• Ne pas restériliser.

• Pour les aiguilles (C € 0123 Laboratoire TSK, Japon):

Mandataire européen : Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH The Hague (NL)

- Les aiguilles usagées devront être mises au rebut dans un collecteur prévu à cet effet. Procéder de même pour les seringues. Se référer aux directives en vigueur pour assurer leur élimination.

- Ne jamais tenter de redresser une aiguille recourbée mais la jeter et la remplacer.

CONDITIONS DE CONSERVATION

• Conserver entre 2°C et 25°C.

• Fragile.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

SURGIDERM® 18	Hyaluronsäuregel: 18 mg - Phosphatpuffer pH 7.2 q.s. 1 mL - Eine Spritze enthält 0.8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Hyaluronsäuregel: 24 mg - Phosphatpuffer pH 7.2 q.s. 1 mL - Eine Spritze enthält 0.8 mL.
SURGIDERM® 30	Hyaluronsäuregel: 24 mg - Phosphatpuffer pH 7.2 q.s. 1 mL - Eine Spritze enthält 0.8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Hyaluronsäuregel: 24 mg - Phosphatpuffer pH 7.2 q.s. 1 mL - Eine Spritze enthält 0.8 mL.

BESCHREIBUNG

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP sind sterile, apyrogene, physiologische Lösungen aus retikulierter Hyaluronsäure nicht tierischen Ursprungs.

Dieses Gel wird in einer vorgefüllten Einmalspritze mit Maßskala dargestellt. Jede Schachtel enthält eine Gebrauchsanleitung sowie Etiketten für die Rückverfolgung und:

- 2 Spritzen 0.8mL mit **SURGIDERM® 18**, 4 sterile 30G1/2" Einwegnadeln,
- 2 Spritzen 0.8mL mit **SURGIDERM® 24XP**, 4 sterile 30G1/2" Einwegnadeln,
- 2 Spritzen 0.8mL mit **SURGIDERM® 30**, 4 sterile 27G1/2" Einwegnadeln,
- 2 Spritzen 0.8mL mit **SURGIDERM® 30XP**, 4 sterile 27G1/2" Einwegnadeln.

STERILISATION

Der Inhalt der **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** Spritzen ist dampfsterilisiert. Die 30G1/2" und 27G1/2" Nadeln wurden per Bestrahlung sterilisiert.

INDIKATIONEN

SURGIDERM® 18	Injizierbares Implantat zum Auffüllen oberflächlicher Hautfalten durch Injektion in die obere Dermis kann auch zur Gesichtsstraffung (Mesolift) verwendet werden.
SURGIDERM® 24XP	Injizierbares Implantat zum Auffüllen mittlerer Hautfalten durch Injektion in die mittlere Dermis sowie zum Auffüllen des Lippensaums.
SURGIDERM® 30	Injizierbares Implantat zum Auffüllen tiefer Hautfalten durch Injektion in die tiefe Dermis sowie zur Vergrößerung von Lippen und Wangen.
SURGIDERM® 30XP	Injizierbares Implantat zum Auffüllen mittlerer und tiefer Hautfalten durch Injektion in die mittlere und/oder tiefe Dermis sowie zur Vergrößerung und zum Auffüllen des Lippensaums.

KONTRAINDIKATIONEN

SURGIDERM® 18	Nicht in die Lider injizieren. Die Anwendung im Augenschatten ist speziell den für diese Technik geschulten Ärzten vorbehalten, die über gute Kenntnisse der Physiologie dieses Bereichs verfügen.
SURGIDERM® 24XP	Nicht in die Lider injizieren. Die Anwendung im Augenschatten ist speziell den für diese Technik geschulten Ärzten vorbehalten, die über gute Kenntnisse der Physiologie dieses Bereichs verfügen.
SURGIDERM® 30	Nicht in den periorbitalen Bereich (Lider, Krähenfüße, Augenschatten) oder den Glabellarbogen injizieren.
SURGIDERM® 30XP	Nicht in den periorbitalen Bereich (Lider, Krähenfüße) oder den Glabellarbogen injizieren. Die Anwendung im Augenschatten ist speziell den für diese Technik geschulten Ärzten vorbehalten, die über gute Kenntnisse der Physiologie dieses Bereichs verfügen.

Darüber hinaus:

- Nicht in die Blutgefäße injizieren (intravaskulär).
- Nicht überkorrigieren.

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP dürfen nicht angewendet werden:

- bei Patienten mit Neigung zu hypertrofischen Narben;
- bei Patienten, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure besteht;
- während der Schwangerschaft oder der Stillzeit;
- bei Kindern.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** nicht in entzündliches und/oder infiziertes Gewebe injizieren (Akne, Herpes...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** dürfen nicht in Verbindung mit einer Laserbehandlung, einem chemischen Peeling oder einer Dermabrasion angewendet werden. Im Falle eines oberflächlichen Peelings wird von der Injektion abgeraten, wenn die durch das Peeling ausgelöste, entzündliche Reaktion beträchtlich ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP sind nur für intrakutane Injektionen und Injektionen in die Lippen geeignet.

- Im Allgemeinen birgt die Injektion von Medizinprodukten ein Infektionsrisiko.
- Keine klinischen Daten sind zur Zeit erhältlich über die Wirksamkeit und die Toleranz einer Einspritzung von **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** in einem Areal, das schon mit einem anderen Ausfüllungsprodukt behandelt wurde. Es wird empfohlen, keine Injektion in einen mit einem permanenten Implantat behandelten Bereich vorzunehmen.

• Es stehen keine klinischen Daten bezüglich der Effizienz und Toleranz von Injektionen mit **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** bei Patienten mit Vorerkrankungen oder bestehender Autoimmunerkrankung zur Verfügung. Der praktizierende Arzt muss daher über die Indikation je nach Art der Krankheit und der damit verbundenen Behandlung von Fall zu Fall entscheiden und dafür sorgen, dass diese Patienten besonders überwacht werden. Es wird insbesondere empfohlen, bei diesen Patienten vor der Injektion einen Doppeltest durchzuführen und die Injektion bei fortschreitender Krankheit nicht vorzunehmen.

- Es sind keine klinischen Daten bezüglich der Toleranz einer Injektion von **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** bei Patienten mit früheren schweren multiplen Allergien oder anaphylaktischem Schock verfügbar.
- Der Arzt muss somit über die Indikation von Fall zu Fall in Abhängigkeit von der Form der Allergie entscheiden und er muss eine besondere Beobachtung dieser Risikopatienten sicher stellen. Insbesondere kann entschieden werden, einen Doppeltest oder eine angemessene präventive Behandlung vor jeglicher Injektion anzubieten.

• Patienten mit Erkrankungen, die durch Streptokokken verursacht wurden (wiederkehrende Angina, akuter Gelenk rheumatisches) müssen sich vor jeder Injektion einem Doppeltest unterziehen. Bei akutem Gelenkrheumatismus mit kardialer Lokalisation wird von der Injektion abgeraten.

Patienten, die mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten behandelt werden (Antikoagulantien, Aspirin, nichtsteroidale Antirheumatika), müssen auf das mögliche erhöhte Risiko der Hämatombildung und Blutungen bei der Injektion hingewiesen werden.

Es stehen keine Daten bezüglich der Sicherheit einer Einspritzung von mehr als 20 mL **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** für ein Körpergewicht von 60 kg pro Jahr zur Verfügung.

- Es wird dem Patienten empfohlen, sich bis zu 12 Stunden nach der Injektion nicht zu schminken, sich nicht für längere Zeit der Sonne, UV-Licht, und Temperaturen unter 0°C auszusetzen sowie in den zwei Wochen nach der Injektion den Gang in Sauna oder Hammam zu unterlassen.

• Wenn die Nadel verstopt ist, nicht den Druck auf den Kolben erhöhen, sondern die Injektion unterbrechen und die Nadel austauschen.

- Die Zusammensetzung des Präparates ermöglicht die Kernspintomographie im behandelten Bereich.

UNVERTRÄGLICHKEIT

Es besteht eine bekannte Unverträglichkeit zwischen Hyaluronsäure und Quartär-Ammoniumsalzen, wie zum Beispiel Benzalkoniumchlorid. **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 und 30XP** dürfen daher auf keinen Fall mit derartigen Produkten oder mit medizinisch-chirurgischem Material in Berührung kommen, das mit dieser Art Produkt behandelt worden ist.

NEBENWIRKUNGEN

Der Patient ist darüber zu informieren, dass potentielle Nebenwirkungen in Verbindung mit der Implantation dieses Stoffes unmittelbar nach der Behandlung oder nach einem gewissen Zeitraum auftreten können. Hierzu gehören (Aufzählung nicht vollständig):

- Nach der Injektion können Entzündungsreaktionen (Rötungen, Ödeme, Erythem, ...), zeitweise auch in Verbindung mit Juckreiz, und schmerzhafte Druckempfindlichkeit auftreten. Diese Reaktionen können eine Woche lang andauern.
- Hämatome.
- Induration oder Knoten an der Einstichstelle.
- Änderung der Hautfarbe im Injektionsbereich.
- Geringe Wirkung oder geringe Auffüllwirkung.
- Fälle von

Nekrosen im Bereich des Glabellarbogens, Abzesse, Granulome sowie eine sofortige oder verzögerte Hypersensibilität wurden nach Injektionen von Hyluronsäure beschrieben. Es gilt daher, diese potentiellen Risiken zu berücksichtigen.

- Bei einer über eine Woche andauernden Entzündungsreaktion oder dem Auftreten anderer Nebenwirkungen, ist der behandelnde Arzt möglichst schnell davon zu unterrichten. Er wird versuchen, durch eine geeignete Behandlung Abhilfe zu schaffen.
- Jegliche andere unerwünschte Nebenwirkung im Zusammenhang mit der Injektion von **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** ist dem Vertreiber und/oder dem Hersteller anzuzweisen.

GEbrauchsANWEISUNG - DOSIERUNG

- Das Präparat ist für die langsame Injektion in die Hautschicht bestimmt. Die Injektion darf ausschließlich von qualifiziertem medizinischem Personal gemäß den nationalen Richtlinien ausgeführt werden. Da die Injektionstechnik für den Erfolg der Behandlung entscheidend ist, darf diese nur von Ärzten angewandt werden, die eine spezielle Ausbildung für das Auffüllen nachweisen können.
- Das Produkt **SURGIDERM® 30XP** erlaubt multiple Mikroinjektionen in die Haut. **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** darf nur in der Original-Verpackung und nicht anders als in der vorliegenden Anleitung beschrieben verwendet werden. Jegliche Änderung oder anderweitige Verwendung dieses Produkts, die gegen die in der vorliegenden Anleitung aufgeführten Anwendungshinweise verstößt, kann Sterilität, Homogenität und Wirkung des Produkts beeinträchtigen, so dass diese nicht mehr gewährleistet sind.
- Vor der Behandlung ist der Patient über die Indikationen, die Kontraindikationen, die Unverträglichkeiten und die potentiellen Nebenwirkungen des Produkts aufzuklären.
- Vor der Injektion ist der zu behandelnde Bereich gründlich zu desinfizieren.
- Die Kappe der Spritze abziehen (Abb. 1) und die mit dem Produkt gelieferte Nadel fest auf die Spritze setzen (Abb. 2). Die Nadel schließlich vorsichtig im Uhrzeigersinn festdrehen. Die Nadel um eine weitere Umdrehung drehen, bis diese fest sitzt und sich die Kappe der Nadel in der abgebildeten Position befindet (Abb. 3). Falls sich die Kappe in der auf Abbildung 4 gezeigten Lage befindet, ist die Nadel nicht korrekt aufgesetzt worden.

Anschließend mit der Spritze in einer Hand und mit der Kappe in der anderen (Abb. 5) die Kappe abziehen.

Die Lösung langsam injizieren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zur Abkopplung der Nadel und/oder zum Produktausfluss an der Luer-Lock-Spitze führen.

- Zie zu injizierende Menge hängt von dem zu korrigierenden Bereich ab.
- Es ist wichtig, den behandelten Bereich nach der Injektion zu massieren, um sicher zu gehen, dass das Produkt gleichmäßig verteilt wird.

WARNUNG

- Das Verfalldatum auf dem Etikett beachten.
- Nicht wiederverwenden. Bei Wiederverwendung des Präparates kann die Sterilität des Produktes nicht garantiert werden.
- Kein zweites Mal sterilisieren.

Für die Nadeln (€ 0123 TSK - Labor, Japan):

EG-Handelsvertreter : Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Gebrauchte Nadeln müssen in einem dafür vorgesehenen Sammelbehälter entsorgt werden. Auf gleiche Weise mit den Spritzenumgängen. Wir verweisen auf die geltenden Entsorgungsvorschriften.

- Niemals versuchen, eine verbogene Nadel gerade zu biegen. Nadel entsorgen und auswechseln.

AUFBEWAHRUNG

- Bei Temperaturen zwischen 2°C und 25°C lagern.
- Zerbrechlich.

ES

COMPOSICIÓN

SURGIDERM® 18	Gel de ácido hialurónico 18 mg - Tampón fosfato pH 7.2 q.s.p 1 mL - Jeringuilla con 0.8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel de ácido hialurónico 24 mg - Tampón fosfato pH 7.2 q.s.p 1 mL - Jeringuilla con 0.8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel de ácido hialurónico 24 mg - Tampón fosfato pH 7.2 q.s.p 1 mL - Jeringuilla con 0.8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel de ácido hialurónico 24 mg - Tampón fosfato pH 7.2 q.s.p 1 mL - Jeringuilla con 0.8 mL.

DESCRIPCIÓN

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP es una solución estéril, apirógena y fisiológica de ácido hialurónico reticulado de origen no animal. Este gel se presenta en una jeringuilla graduada, precargada y de uso único. Cada caja contiene unas instrucciones y un juego de etiquetas para garantizar la trazabilidad.

Para **SURGIDERM® 18**, 2 jeringas de 0.8mL y 4 agujas estériles de 30G1/2'desechables,

Para **SURGIDERM® 24XP**, 2 jeringas de 0.8mL y 4 agujas estériles de 30G1/2'desechables,

Para **SURGIDERM® 30**, 2 jeringas de 0.8mL y 4 agujas estériles de 27G1/2'desechables,

Para **SURGIDERM® 30XP**, 2 jeringas de 0.8mL y 4 agujas estériles de 27G1/2'desechables.

ESTERILIZACIÓN

El contenido de las jeringas de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** está esterilizado con calor húmedo.

Las agujas 30G1/2" y 27G1/2" están esterilizadas por irradiación.

INDICACIONES

SURGIDERM® 18	Implante inyectable indicado para llenar depresiones cutáneas superficiales mediante inyección en la dermis superficial. También puede utilizarse en mésolift.
SURGIDERM® 24XP	Implante inyectable indicado para llenar depresiones cutáneas medianas mediante inyección en la dermis media y para el delineamiento de la línea de los labios.
SURGIDERM® 30	Implante inyectable indicado para llenar depresiones cutáneas profundas mediante inyección en la dermis profunda y para el aumento del volumen de los labios y de los pómulos.
SURGIDERM® 30XP	Implante inyectable indicado para llenar depresiones cutáneas medianas y profundas mediante inyección en la dermis media y/o profunda, así como para el aumento del volumen y el delineamiento de la línea de los labios.

CONTRAINDICACIONES

SURGIDERM® 18	No inyectar en el párpado. El uso en las ojeras está reservado a facultativos específicamente formados en esta técnica y que tengan un buen conocimiento de la fisiología de esta región.
SURGIDERM® 24XP	No inyectar en el párpado. El uso en las ojeras está reservado a facultativos específicamente formados en esta técnica y que tengan un buen conocimiento de la fisiología de esta región.
SURGIDERM® 30	No inyectar en la región periorbitaria (párpado, patas de gallo, ojeras) ni glabellar.

SURGIDERM® 30XP	No inyectar en la región periorbitaria (párpado, patas de gallo) ni glabellar. El uso en las ojeras está reservado a facultativos específicamente formados en esta técnica y que tengan un buen conocimiento de la fisiología de esta región.
------------------------	---

Además:

- No inyectar en los vasos sanguíneos (intravascular).
- No intentar corregir en exceso.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** no debe usarse en los siguientes casos :
 - pacientes con tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas;
 - pacientes con hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico;
 - mujeres embarazadas o en período de lactancia;
 - niños.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** no se debe utilizar en áreas que presenten procesos infecciosos y / o inflamatorios cutáneos (acné, herpes,...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** no debe utilizarse en asociación inmediata con un tratamiento con láser, un peeling químico profundo o una dermoabrasión. En el caso de peeling superficial, se recomienda no inyectar si la reacción inflamatoria provocada es importante.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** no está indicado para inyecciones que no sean intradérmicas y en los labios.
- Generalmente, la inyección de dispositivos médicos conlleva riesgo de infección.
- No hay datos clínicos disponibles sobre la eficacia y la tolerancia de una inyección de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** en una zona que estuvo ya tratada por otro producto de relleno. Se recomienda no inyectar en un sitio tratado con un implante permanente.
- No hay datos clínicos disponibles sobre la eficacia y tolerancia de la inyección de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** en pacientes con antecedentes o una enfermedad autoinmune declarada. El facultativo deberá por tanto decidir la indicación en cada caso, en función de la naturaleza de la enfermedad así como del tratamiento asociado y deberá asegurar una vigilancia particular de estos pacientes. En particular, se recomienda proponer un doble test previo a estos pacientes y no inyectarles si la enfermedad es evolutiva.
- No existen datos clínicos disponibles en términos de tolerancia respecto a la inyección de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** en los pacientes que tienen antecedentes de alergias graves múltiples o de choque anafiláctico. Así pues, el profesional habilitado tendrá que decidir sobre su indicación caso por caso, en función de la naturaleza de la alergia; además, tendrá que garantizar una vigilancia especial de estos pacientes de riesgo. Puede proponerse, sobre todo, la realización de un test doble o el establecimiento de un tratamiento preventivo adaptado de antemano a cualquier inyección.
- Los pacientes con antecedentes de enfermedad estreptocócica (anginas recidivantes, reumatismo articular agudo) deben ser objeto de un doble test antes de cualquier inyección. En caso de reumatismo articular agudo con localización cardiaca, se recomienda no inyectar.
- Se debe advertir a los pacientes tratados con medicación anticoagulante (anticoagulantes, aspirina o inflamatorios no esteroideos) de un aumento de los riesgos potenciales de hematomas y hemorragia durante la inyección.
- No existen informaciones de seguridad disponible acerca de la inyección de una cantidad superior a 20 mL de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** con lidocaina por 60 kg (130 lbs) de masa corporal al año.
- Recomendar al paciente no maquillarse durante las 12 horas siguientes a la inyección y evitar la exposición prolongada al sol, a los ultravioletas, a las temperaturas inferiores a 0°C, así como la sauna o hammam durante las dos semanas siguientes a la inyección.
- Si la aguja está obstruida, no aumentar la presión sobre el émbolo, detener la inyección y reemplazar la aguja.
- La composición del dispositivo hace que el producto sea compatible con los campos utilizados en la imaginología por resonancia magnética.

INCOMPATIBILIDADES

Existe una incompatibilidad conocida entre el ácido hialurónico y las sales de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio. Por ello no se deberá en ningún caso poner en contacto el **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** con tales productos, ni con ningún material medicoquirúrgico tratado con ese tipo de sustancias.

EFFECTOS SECUNDARIOS

El paciente debe estar informado acerca de los posibles efectos secundarios, inmediatos o tardíos, asociados a la implantación de este producto.

Entre los mismos se encuentran (lista no exhaustiva) :

- Después de la inyección pueden aparecer reacciones inflamatorias (enojecimiento, edema, eritema,...) que pueden ir asociadas a prurito, y dolor al ejercer presión. Estas reacciones pueden prolongarse durante una semana.
- Hematomas.
- Induración o Nódulos en el punto de inyección.
- Coloración o decoloración de la zona de inyección.
- Poca eficacia o pobre efecto de relleno.
- Casos de necrosis en la región glabellar, abscesos, granuloma e hipersensibilidad inmediata o retardada se han puesto después de inyecciones de ácido hialurónico, por lo tanto es conveniente tener en cuenta estos riesgos potenciales.
- El paciente deberá informar al médico lo antes posible si padece reacciones inflamatorias durante más de una semana o si presenta cualquier otro efecto secundario. El médico le proporcionará un tratamiento adecuado.
- Cualquier otro efecto secundario indeseable que esté relacionado con la inyección de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** deberá ser señalado al distribuidor y/o al fabricante.

MODO DE USO - POSOLOGÍA

• Este producto ha sido diseñado para su implantación en la dermis por un médico autorizado de acuerdo con la normativa local aplicable. Dado que la precisión es esencial para un tratamiento exitoso, sólo médicos con una formación específica en técnicas de inyección de implantes deben utilizar el producto.

- La técnica de "nappage" se puede utilizar con **SURGIDERM® 30XP**.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** debe utilizarse en su estadio original, tal y como se suministró. Toda modificación o utilización de este producto que no esté contemplada en las condiciones de uso definidas en estas indicaciones puede tener un efecto adverso en la esterilidad, la homogeneidad y el rendimiento del producto, por lo que ya no podrán garantizarse.
- Antes de comenzar el tratamiento, conviene informar al paciente de las indicaciones del mismo, de las contraindicaciones, de las incompatibilidades, así como de los posibles efectos no deseados.
- Antes de la inyección, se debe efectuar una desinfección previa rigurosa de la zona a tratar.
- Quitar el protector de la jeringa tirando como se muestra en la fig. 1.

A continuación, insertar firmemente la aguja suministrada con el producto (fig. 2) en la boquilla de la jeringa, enroscarla con un movimiento suave en el sentido de las agujas del reloj.

Dar otra vuelta hasta que quede bloqueada y el capuchón de la aguja esté en la posición indicada en fig.3. Si el capuchón se encuentra en la posición indicada en la fig. 4, la aguja no está bien fijada.

Seguidamente, sujetar el cuerpo de la jeringa en una mano y el capuchón en la otra (fig. 5) y retirar el capuchón tirando.

Inyectar lentamente.

No respetar estas precauciones puede conllevar un riesgo de desenganche de la aguja y/o de fuga del producto entre el cierre de rosca (luer lock) y la jeringuilla.

- La cantidad a inyectar depende de la zona que se desea corregir.
- Tras la inyección es importante masajear la zona tratada para que el producto se reparta uniformemente.

PRECAUCIONES

- Comprobar la fecha de caducidad.
- No volver a utilizar. La esterilidad de este producto no podrá garantizarse si se procede a su reutilización.
- No volver a esterilizar.
- Para las agujas (€ 0123 TSK Laboratoire, Japón):

Representante europeo: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Las agujas usadas deberán desecharse en un colector previsto a tal efecto. Proceder del mismo modo con las jeringuillas. Consultar la normativa vigente para asegurar su eliminación.

- No intentar nunca enderezar una aguja recubierta. Tirarla y sustituirla.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

- Conservar entre 2 y 25°C.
- Frágil.

COMPOSIZIONE

SURGIDERM® 18	Gel a base di acido ialuronico: 18 mg - Tampone fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Una siringa contiene 0.8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel a base di acido ialuronico: 24 mg - Tampone fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Una siringa contiene 0.8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel a base di acido ialuronico: 24 mg - Tampone fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Una siringa contiene 0.8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel a base di acido ialuronico: 24 mg - Tampone fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Una siringa contiene 0.8 mL.

DESCRIZIONE

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP è una soluzione sterile, fisiologica, a pirogena a base di acido ialuronico reticolato di origine non animale.

Il gel viene venduto in siringhe monouso, graduate e preriempite.

Ogni scatola contiene le istruzioni per l'uso e una serie di etichette per garantire la rintracciabilità e:

- per **SURGIDERM® 18**, 2 siringhe da 0.8mL e 4 aghi sterili da 30G1/2" monouso,
- per **SURGIDERM® 24XP**, 2 siringhe da 0.8mL e 4 aghi sterili da 30G1/2" monouso,
- per **SURGIDERM® 30**, 2 siringhe da 0.8mL e 4 aghi sterili da 27G1/2" monouso,
- per **SURGIDERM® 30XP**, 2 siringhe da 0.8mL e 4 aghi sterili da 27G1/2" monouso.

STERILIZZAZIONE

Il contenuto delle siringhe di **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** è sterilizzato a calore umido.

Gli aghi 30G1/2" e 27G1/2" sono sterilizzati tramite irradiazione.

INDICAZIONI

SURGIDERM® 18	Impianto iniettabile indicato per il riempimento dei sedimenti cutanei superficiali tramite iniezione nel derma superficiale. Può anche essere utilizzato nel Mesolift.
SURGIDERM® 24XP	Impianto iniettabile indicato per il riempimento dei sedimenti cutanei medi tramite iniezione nel derma medio e per il contorno e la definizione delle labbra.
SURGIDERM® 30	Impianto iniettabile indicato per il riempimento dei sedimenti cutanei profondi tramite iniezione nel derma profondo e per l'aumento del volume delle labbra e degli zigomi.
SURGIDERM® 30XP	Impianto iniettabile indicato per il riempimento dei sedimenti cutanei medi e profondi tramite iniezione nel derma medio e/o profondo, per l'aumento del volume e la definizione del contorno delle labbra.

CONTROINDICAZIONI

SURGIDERM® 18	Non iniettare nella palpebra. L'utilizzo nell'occhiaia è riservato a medici specificatamente formati ed aventi una buona conoscenza dell'anatomia e della fisiologia di questa regione.
SURGIDERM® 24XP	Non iniettare nella palpebra. L'utilizzo nell'occhiaia è riservato a medici specificatamente formati a questa tecnica ed aventi una buona conoscenza dell'anatomia e della fisiologia di questa regione.
SURGIDERM® 30	Non iniettare nella regione periorbitale (palpebra, zampe di gallina, occhiaia) e glabellare.
SURGIDERM® 30XP	Non iniettare nella regione periorbitale (palpebra, zampe di gallina) e glabellare. L'utilizzo nell'occhiaia è riservato a medici specificatamente formati a questa tecnica ed aventi una buona conoscenza dell'anatomia e della fisiologia di questa regione.

Inoltre,

- Non iniettare nei vasi sanguigni (intravascolare).
- Non eccedere nell'azione correttiva.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** non deve essere utilizzato:

- su pazienti con tendenza a sviluppare cicatrici ipertrofiche;
- su pazienti che presentano un'ipersensibilità nota all'acido ialuronico;
- durante la gravidanza o l'allattamento;
- su bambini.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** non deve essere utilizzato su zone cutanee che presentano manifestazioni di tipo infettivo e / o infiammatorio come acne, herpes...

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** non deve essere utilizzato in associazione immediata con un trattamento al laser, un peeling chimico profondo o una dermabrasione. In caso di peeling superficiale, si raccomanda di non iniettare il prodotto qualora la reazione infiammatoria provocata fosse importante.

PRECAUZIONI PER L'USO

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** è indicato esclusivamente per iniezioni intradermiche e labiali.

• In generale, l'iniezione di dispositivi medici comporta un rischio di infezione.

• Non ci sono dati clinici disponibili (efficacia e tolleranza) sull'iniezione di **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** in una zona che è già stata trattata con altri prodotti di riempimento. Si raccomanda di non iniettare in una zona già trattata con un impianto permanente.

• Non ci sono dati clinici disponibili in termini di efficacia e di tolleranza per quanto riguarda l'iniezione di **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** in pazienti che presentino una storia di malattia autoimmune. Il medico dovrà quindi decidere l'indicazione caso per caso, in funzione del tipo di malattia ed anche della cura associata e dovrà garantire una particolare sorveglianza di questi pazienti. Inoltre, si raccomanda di proporre un test preliminare a questi pazienti e non fare loro iniezioni qualora la malattia fosse in fase attiva.

• Non esistono dati clinici disponibili in termini di tolleranza riguardo all'iniezione di **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** nei pazienti che presentano precedenti di allergie gravi multiple o di shock anafilattico. Il medico dovrà quindi decidere l'indicazione caso per caso, in funzione della natura dell'allergia e dovrà assicurare una particolare sorveglianza per questi pazienti a rischio. Inoltre, si può decidere di proporre un doppio test o un trattamento preventivo adattato prima di qualsiasi iniezione.

I pazienti che presentano dei precedenti di malattia streptococcica (faringiti ricidivanti, febbre reumatica acuta) devono sottoporsi ad un test prima di qualsiasi iniezione. In caso di febbre reumatica acuta con complicanze cardiache, si raccomanda di non fare iniezioni.

I pazienti sottoposti a trattamento anti-coagulante (anti-coagulanti, cardioaspirina, aspirina, anti-infiammatori non steroidei) devono essere avvisati del maggiore rischio potenziale di ematomi e sanguinamento durante l'iniezione. Non sono disponibili dati relativi alla sicurezza di iniezione di un volume superiore a 20 mL di **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** per 60 kg di massa corporea all'anno.

• Raccomandare al paziente di non truccarsi nelle 12 ore che seguono l'iniezione e di evitare l'esposizione prolungata al sole, ai raggi UV, alle temperature inferiori a 0°C, ed anche la pratica della sauna o dell'hammam durante le due settimane che seguono l'iniezione.

• Se l'ago è otturato, evitare di aumentare la pressione sul pistone, interrompere l'iniezione e sostituire l'ago.

• La composizione del dispositivo rende il prodotto compatibile con i campi utilizzati per l'imaging di risonanza magnetica.

INCOMPATIBILITÀ

Esiste una incompatibilità appurata tra l'acido ialuronico ed i sali di ammonio quaternario quali il benzalconio cloruro. Sarà quindi indispensabile evitare che **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** venga a contatto con tali prodotti o con strumentazione medico-chirurgica trattata con i suddetti prodotti.

EFFETTI INDESIDERATI

Il paziente deve essere informato dell'esistenza di potenziali effetti indesiderati legati all'impianto di questo dispositivo che possono comparire immediatamente o dopo un certo periodo di tempo. Tra questi vengono segnalati (la lista non è esaustiva):

- Reazioni infiammatorie (arrossamento, edema, eritema, ...), che possono essere associate a sensazioni di prurito. Dopo l'iniezione, nella zona trattata, potranno anche manifestarsi sensazioni di dolore al tatto. Tali reazioni potranno persistere per un periodo di una settimana.
- Ematomi.

• Indurimento o noduli nel punto in cui è stata praticata l'iniezione.

- Colorazione o decolorazione della zona di iniezione.
- Scarsa efficacia del trattamento o scarso effetto di riempimento.
- Caso di necrosi della regione glabellare, di ascessi, granulomi e ipersensibilità immediata o ritardata dopo iniezioni di acido ialuronico: è quindi necessario tenere in considerazione tali rischi potenziali.
- Il persistere di reazioni infiammatorie oltre la settimana o la comparsa di altri effetti indesiderati dovranno essere prontamente segnalati dal paziente al proprio medico, il quale dovrà provvedere ad un trattamento adeguato.
- Qualsiasi altro effetto indesiderato legato all'iniezione di **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** dovrà essere segnalato al distributore e/o al fabbricante.

MODALITÀ D'USO - POSOLOGIA

- Questo dispositivo deve essere iniettato nel derma da parte di un medico abilitato secondo la normativa locale applicabile. L'abilità tecnica del medico è essenziale per la riuscita del trattamento, pertanto il dispositivo deve essere utilizzato da medici che abbiano ricevuto una formazione specifica relativa alla tecnica di iniezione per il riempimento.
- La tecnica di "happage" può essere utilizzata con **SURGIDERM® 30XP**.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** deve essere utilizzato nel suo imballaggio originale fornito. Ogni modifica o utilizzo di questo prodotto diversi dalle condizioni di utilizzo definite nel presente manuale possono nuocere alla sua sterilità, alla sua omogeneità e alle sue prestazioni, che non potranno pertanto più essere garantite.
- Prima di intraprendere il trattamento è consigliabile informare il paziente delle indicazioni e controindicazioni del trattamento stesso, delle sue incompatibilità e degli effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi.
- Prima dell'iniezione, procedere a disinfezare accuratamente la zona da trattare.
- Rimuovere il cappuccio dell'ago tirandolo come mostrato nella fig. 1. Poi, inserendo fermamente l'ago fornito insieme al prodotto sull'estremità della siringa (fig. 2), avvitare delicatamente ruotando dal senso orario. Fare un giro supplementare fino a bloccarlo e ruotare finché il cappuccio dell'ago si trova nella posizione presentata nella fig. 3.

Se il cappuccio è posizionato come indicato nella fig. 4, l'ago non è inserito correttamente.

Tenere poi il corpo della siringa in una mano e il cappuccio nell'altra (fig. 5), rimuovere il cappuccio tirandolo.

Iniettare lentamente.

Il mancato rispetto di queste precauzioni può comportare il rischio di fuoriuscita dell'ago e/o di perdita di prodotto al livello del luer lock.

- La quantità di prodotto da iniettare dipenderà dal tipo di zona da correggere.
- Dopo l'iniezione, è importante massaggiare la zona trattata in modo da garantire una ripartizione uniforme del prodotto.

AVVERTENZE

- Verificare la data di scadenza sulla confezione.
- Non riutilizzare. In caso di riutilizzo di questo dispositivo, la sterilità del prodotto non può essere garantita.
- Non risterilizzare.
- Per gli aghi (€ 0123 Laboratorio TSK, Giappone):

Rappresentante per l'Europa: Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Gli aghi usati dovranno essere smaltiti in un contenitore apposito.

Procedere nello stesso modo per le siringhe. Per la loro eliminazione, far riferimento alle direttive in vigore.

- Non cercare di raddrizzare un ago ricurvo: gettarlo e sostituirlo.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C.
- Fragile.

PT

COMPOSIÇÃO

SURGIDERM® 18	Gel de ácido hialurônico 18 mg - Tampão fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Uma seringa contém 0.8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel de ácido hialurônico 24 mg - Tampão fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Uma seringa contém 0.8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel de ácido hialurônico 24 mg - Tampão fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Uma seringa contém 0.8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel de ácido hialurônico 24 mg - Tampão fosfato pH 7.2 q.s.p. 1 mL - Uma seringa contém 0.8 mL.

Descrição

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP é uma solução esterilizada, apirogênica e fisiológica de ácido hialurônico reticulado de origem não animal. Este gel apresenta-se em seringa graduada, previamente cheia e descartável. Cada caixa contém um folheto de instruções e um conjunto de etiquetas para assegurar a rastreabilidade a:

- Para **SURGIDERM® 18**, 2 seringas de 0.8mL e 4 agulhas esterilizadas de 30G1/2" de utilização única,
- Para **SURGIDERM® 24XP**, 2 seringas de 0.8mL e 4 agulhas esterilizadas de 30G1/2" de utilização única,
- Para **SURGIDERM® 30**, 2 seringas de 0.8mL e 4 agulhas esterilizadas de 27G1/2" de utilização única,
- Para **SURGIDERM® 30XP**, 2 seringas de 0.8mL e 4 agulhas esterilizadas de 30G1/2" de utilização única,

ESTERILIZAÇÃO

O conteúdo das seringas de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** é esterilizado através de calor húmido.

As agulhas 30G1/2" e 27G1/2" são esterilizadas por radiações.

INDICAÇÕES

SURGIDERM® 18	Implante injectável indicado para o enchimento das depressões cutâneas superficiais através de injeção na derme superficial. O SURGIDERM® 18 pode também ser utilizado em mesofilt.
SURGIDERM® 24XP	Implante injectável indicado para o enchimento das depressões cutâneas médias através de injeção na derme média e para a definição dos lábios.
SURGIDERM® 30	Implante injectável indicado para o enchimento das depressões cutâneas profundas por injeção na derme profunda e para o aumento do volume dos lábios e das maçãs do rosto.
SURGIDERM® 30XP	Implante injectável indicado para o enchimento das depressões cutâneas médias e profundas através de injeção na derme média e/ou profunda, e sobre para o aumento do volume e para a definição dos lábios.

CONTRA-INDICAÇÕES

SURGIDERM® 18	Não injetar na pálpebras. A utilização na zona das olheiras está reservada a médicos com formação específica nesta técnica e que possuam um bom conhecimento da fisiologia desta região.
SURGIDERM® 24XP	Não injetar na pálpebras. A utilização na zona das olheiras está reservada a médicos com formação específica nesta técnica e que possuam um bom conhecimento da fisiologia desta região.
SURGIDERM® 30	Não injetar na região periorbital (pálpebras, pés-de-galinha, olheiras) e glabellar.

SURGIDERM® 30XP	Não injetar na região periorbital (pálpebras, pés-de-galinha) e glabellar. A utilização na zona das olheiras está reservada a médicos com formação específica nesta técnica e que possuam um bom conhecimento da fisiologia desta região.
------------------------	---

Ademais,

- Não injetar nos vasos sanguíneos (intravascular).
- Não sobrecorrigir.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** não deve ser utilizado nos seguintes casos :
 - pacientes com tendência para desenvolver cicatrizes hipertróficas;
 - pacientes que apresentam uma hipersensibilidade conhecida ao ácido hialurônico ;
 - mulher grávida ou em período de aleitamento ;
 - crianças.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** não deve ser utilizado nas zonas que apresentem problemas cutâneos de tipo inflamatório e/ou infeciosos (acne , herpes...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** não deve ser utilizado em associação imediata com um tratamento a laser, peeling químico profundo ou dermoabrasão. Em caso de peeling superficial, é recomendável não injetar, se a reacção inflamatória provocada for grande.

PRECAUÇÕES DE USO

- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** não está indicado para injeções que não sejam para injeções intradérmicas e na mucosa dos lábios.
- De uma forma geral, a injeção de um dispositivo médico está associado com um risco de infecção.
- Não há dados clínicos disponíveis em termos de eficácia e de tolerância quanto à injeção de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** numa zona já tratada com um outro produto de preenchimento. Recomenda-se não injetar num sítio tratado com um díodo clínico permanente.
- Não há dados clínicos disponíveis em termos de eficácia e tolerância quanto à injeção de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** em pacientes que apresentem antecedentes ou uma doença de auto-imunidade declarada. O médico deverá então decidir caso a caso quanto às indicações, em função da natureza da doença e do tratamento associado, devendo garantir uma vigilância particular a estes pacientes. Nomeadamente, recomenda-se a proposta de um duplo teste prévio a estes pacientes e, no caso de a doença ser evolutiva, que não lhes seja ministrada a injeção.
- Não existem dados clínicos disponíveis no que diz respeito à tolerância no âmbito de injeção de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** em doentes apresentando antecedentes de múltiplas alergias graves ou de choque anafilático. O médico deverá assim decidir em relação à sua prescrição caso a caso, em função da natureza da alergia e deverá assegurar uma vigilância particular dos doentes em risco. Particularmente, é possível decidir-se pela proposta de um teste duplo ou de um tratamento preventivo personalizado antes de se proceder a qualquer injeção.
- Os pacientes que apresentarem antecedentes de doença estreptocócica (anginas recidivantes ou reumatismo articular agudo) devem ser alvo de um duplo teste antes de levar qualquer injeção. Em caso de reumatismo articular agudo com localização cardíaca, é recomendável não proceder à injeção.
- Os pacientes em tratamento anti-coagulante (anti-coagulantes, aspirina, anti-inflamatórios não-esteróides) devem ser informados do risco potencial aumentado de hematomas e de sangramentos durante a injeção.
- Não existem dados relativamente à segurança da injeção com um volume superior a 20mL de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** com lidocaína por 60 kg de massa corporal por ano.
- Recomendar ao paciente que não se maquile nas 12 horas seguintes à aplicação da injeção e que evite uma exposição prolongada ao sol, aos raios UV e a temperaturas inferiores a 0°C, bem como a sauna ou o banho turco durante as duas semanas seguintes à aplicação da injeção.
- Se a agulha estiver obstruída, não aumentar a pressão no pistão, interromper a injeção e substituir a agulha.
- A composição do dispositivo faz com que o produto seja compatível com os campos utilizados na imagiologia por ressonância magnética.

INCOMPATIBILIDADES

Existe uma incompatibilidade conhecida entre o ácido hialurônico e os sais de amônio quaternário tais como o cloreto de benzalconílio. Será pois conveniente nunca colocar o **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** em contacto com tais produtos, nem com material médico-cirúrgico tratado com este tipo de produto.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

O paciente deve ser informado que existem efeitos secundários potenciais. Entre eles : (lista não exaustiva)

- Podem ocorrer após a injeção, reacções inflamatórias (vermelhidões, edema, eritema, ...), que podem ser acompanhadas por comichões, dores quando se pressiona. Estas reacções podem persistir durante uma semana.
- Hematomas.
- Induração ou módulos no ponto de injeção.
- Coloração ou descoloração da zona de injeção.
- Fraca eficácia ou fraco efeito de preenchimento.
- Foram descritos casos de necrose na região glabellar, de abscesso, de granuloma e de hipersensibilidade imediata ou retardada após injeções de ácido hialurônico. Convém, portanto, ter em conta estes riscos potenciais.

- A persistência de reacções inflamatórias superiores a uma semana ou o aparecimento de qualquer outro efeito secundário deve ser reportado ao médico assistente logo que possível, que deverá iniciar de imediato o tratamento apropriado.
- Qualquer outro efeito secundário indesejável ligado à injeção de **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** deve ser assinalado ao distribuidor e/ou fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO- POSOLOGIA

• Este dispositivo destina-se a ser injetado na derme por pessoal médico habilitado em conformidade com a regulamentação local aplicável. A precisão do procedimento é essencial para um tratamento com sucesso, pelo que o produto deve ser usado por médicos com formação específica em técnicas de injeção para enchimento.

• Também pode-se utilizar a técnica de "nappage" com o produto **SURGIDERM® 30XP**.

• O **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 / 30XP** deve ser utilizado no seu acondicionamento de origem, tal como fornecido. Qualquer modificação ou utilização deste produto contrária às condições de utilização definidas neste folheto podem anular a sua esterilização, homogeneidade e os seus desempenhos, que não poderão ser garantidos.

• Antes de empreender o tratamento, convém informar o paciente sobre as indicações do dispositivo, as suas contra-indicações, incompatibilidades e sobre os potenciais efeitos indesejáveis.

• Antes da injeção, efectuar uma desinfecção prévia rigorosa da zona a tratar.

• Retirar a tampa da agulha puxando-a, como indicado na fig. 1.
Depois, inserindo firmemente a agulha fornecida com o produto (fig. 2) na ponta da seringa, aperfeiçoa-a delicadamente no sentido dos ponteiros de um relógio. Dar uma volta suplementar até que fique bloqueada e que a tampa da agulha se apresente como indicado na fig. 3. Se a tampa estiver posicionada como indicado na fig. 4, é porque a agulha não está correctamente encaixada. Depois, com o corpo da seringa numa mão e a tampa na outra (fig. 5), retirar a tampa puxando-a. Injetar lentamente.

O não respeito destas precauções pode provocar um risco de desengate da agulha e/ou fuga do produto ao nível da Luer Lock.

• A quantidade a injetar é função da zona a corrigir.

• Depois da injeção, é importante efectuar uma massagem na zona tratada afim de assegurar que o produto foi repartido uniformemente.

ADVERTÊNCIA

• Verificar a data de validade marcada na etiqueta.

• Não voltar a utilizar. Em caso de reutilização deste dispositivo, a esterilização do produto não pode ser garantida.

• Não voltar a esterilizar.

• Para as agulhas (C € 0123 Laboratoire TSK, Japão):

Representante europeu : Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH The Hague (NL)

• As agulhas usadas deverão ser postas de parte num recipiente previsto para este efeito. Proceder da mesma forma para as seringas. Consultar as directivas em vigor para garantir a sua correcta eliminação.

• Nunca tentar endireitar uma agulha encurvada, mas sim jogá-la fora e substitui-la.

CONDICÕES DE CONSERVAÇÃO

• Conservar entre 2°C e 25°C.

• Frágil.

SLOŽENÍ

SURGIDERM® 18	Gel kyseliny hyaluronové 18 mg - Fosfátový pufr pH 7.2 q.s. 1 mL - Injekce obsahuje 0,8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel kyseliny hyaluronové 24 mg - Fosfátový pufr pH 7.2 q.s. 1 mL - Injekce obsahuje 0,8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel kyseliny hyaluronové 24 mg - Fosfátový pufr pH 7.2 q.s. 1 mL - Injekce obsahuje 0,8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel kyseliny hyaluronové 24 mg - Fosfátový pufr pH 7.2 q.s. 1 mL - Injekce obsahuje 0,8 mL.

POPIΣ

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP je sterilní apyrogenní fyziologický roztok retikulované kyseliny hyaluronové, která je neživočišného původu. Tento gel se aplikuje odstupňovanou předem naplněnou jednorázovou injekční stříkačkou. Každé balení obsahuje návod na použití a sadu nálepek k zajištění dohledatelnosti.

- U **SURGIDERM® 18**, dvě injekční stříkačky 0,8 ml a 4 jednorázové sterilní jehly 30G1/2,
- U **SURGIDERM® 24XP**, dvě injekční stříkačky 0,8 ml a 4 jednorázové sterilní jehly 30G1/2,
- U **SURGIDERM® 30**, dvě injekční stříkačky 0,8 ml a 4 jednorázové sterilní jehly 27G1/2,
- U **SURGIDERM® 30XP**, dvě injekční stříkačky 0,8 ml a 4 jednorázové sterilní jehly 27G1/2.

STERILIZACE

Obsah stříkaček u **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** je sterilizován vlhkým teplém

Jehly 30G1/2" and 27G1/2" jsou sterilizovány zářením.

INDIKACE

SURGIDERM® 18	Injekční implantát indikovaný pro vyplnění nerovností kůže a to injekcí do superficální dermis. Může být také použit u aplikace Mesoliftu.
SURGIDERM® 24XP	Injekční implantát určený pro vyhlazení středních vrásek a to injekcí do střední části dermis a dále pro ohrazení a obrys rtů.
SURGIDERM® 30	Injekční implantát určený pro vyplnění hlubokých vrásek a to injekcí do hlubokých vrstev dermis a dále ke zvýraznění objemu rtů a liniční kosti.
SURGIDERM® 30XP	Injekční implantát určený pro vyplnění středních a hlubokých vrásek a to injekcí do středních a/nebo hlubokých vrstev dermis a dále pak pro zvětšení objemu, ohrazení a obrys rtů.

KONTRA-INDIKACE

SURGIDERM® 18	Se nesmí aplikovat do očních víček . Použití přípravku v oblasti váčků pod očima je vyhrazeno lékařům, kteří jsou speciálně výškoleni pro tuto techniku, a kteří mají dobré znalosti fyziologie této oblasti.
SURGIDERM® 24XP	Se nesmí aplikovat do očních víček . Použití přípravku v oblasti váčků pod očima je vyhrazeno lékařům, kteří jsou speciálně výškoleni pro tuto techniku, a kteří mají dobré znalosti fyziologie této oblasti.
SURGIDERM® 30	Neaplikujte do periorbitální oblasti (oční víčka, váčky pod očima, oční vrásky) a do oblasti glabellby (oblast mezi obočím).
SURGIDERM® 30XP	Neaplikujte do periorbitální oblasti (oční víčka, oční vrásky) a do oblasti glabellby (oblast mezi obočím). Použití přípravku v oblasti váčků pod očima je vyhrazeno lékařům, kteří jsou speciálně výškoleni pro tuto techniku, a kteří mají dobré znalosti fyziologie této oblasti.

Dále:

- Neaplikovat injekčně do krevního řečítě (intravaskulárně)
- Neprovádět opakovanou korekci
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** se nesmí aplikovat u :
 - pacientů se sklonem k hypertrofickým jízvám
 - pacientů, kteří jsou přecitlivělí na kyselinu hyaluronovou
 - těhotných a kojících žen
 - dětí
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** se nesmí aplikovat do oblasti, které vykazují známky záneču a/nebo infekčních procesů (akné, herpes)
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** by neměl být aplikován současně s laserovým ošetřením kůže, hlubokým chemickým peelingem nebo abrazi. V případě povrchového peelingu se injekční aplikace přípravku nedoporučuje, pokud došlo k předchozí prudké zářitlivé reakci vyvolané peelingem.

UPROZDĚNÍ PRED POUŽITIΜ

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP je určen pouze pro intradermální aplikaci a aplikaci do rtů.

• V záviselečném hledisku je aplikace zdravotnických přípravků spojena s rizikem infekce.

• Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a snášenlivosti přípravku **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** v místech, která byla již ošetřována jiným výplňovým materiélem. Doporučuje se neaplikovat do míst, která byla ošetřena permanentním implantačním.

• Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a snášenlivosti přípravku **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** u pacientů s předcházejícími a/nebo současnými poruchami autoimunního systému. Každý lékař se proto musí v závislosti na druhu onemocnění rozhodnout o aplikaci a příslušné léčbě jednotlivých pacientů individuálně. Musí také zabezpečit, aby tito pacienti byli zvlášť sledováni. Doporučuje se přede všem u těchto pacientů provést předběžný test a neaplikovat přípravek, pokud je nemoc v aktivním stádiu.

• Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o snášenlivosti přípravku **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** u pacientů, kteří mají v anamnéze významnou monohonosabóznou alergickou reakci nebo anafylaktický šok. Lékař proto musí rozhodnout o aplikaci individuálně, v závislosti na druhu alergické reakce a musí zabezpečit, aby tito pacienti byli zvlášť sledováni.

Doporučuje se přede všem u těchto pacientů provést dvojí test nebo preventivní upravenou léčbu před aplikací injekce.

• Pacienti s opanujícími streptokokovými nemocněními vanamnéze (opakováne anginy, akutní revmatická artritida) by měli před aplikací injekce podstoupit test. V případě akutní revmatické artridy spojené se srdečními komplikacemi se aplikace přípravku nedoporučuje.

• Pacienti s antikoagulační léčbou (antikoagulační léky, aspirin, nesteroidní protizářitlivé léky) musí být informováni o zvýšeném riziku vzniku hematomu a krvácení při vstrikování přípravku.

• Neexistují žádné údaje týkající se bezpečnosti aplikace objemu převyšujícího 20 mL na 60 kg hmotnosti přípravku **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** ročně.

• Pacientům se doporučuje aby 12 hodin po aplikaci nepoužívali make up. Po aplikaci není vhodné, aby se pacienti vystavovali slunci, UV záření a teplotám pod bodem mrazu(0°C), stejně tak není vhodné vystavovat se účinkům silného tepla(sauna) a to dobu 14 dnů po aplikaci.

• Pokud je jehla upřaná, nevyzvýjte tlak na ní, ale přerušte injekční aplikaci a vyměňte jehlu.

• Složení přípravku je kompatibilní s látkou používanou při zobrazování magnetickou rezonancí.

INKOMPATIBILITÄT
Kyselina hyaluronová je neslučitelná s kvarterními amoniovými solemi, jako je benzalkoniumchlorid. **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** se proto nesmí v žádném případě dostat do kontaktu s těmito substancemi nebo chirurgickými nástroji, které byly ošetřeny tímto typem substancí.

NEZÁDOUCÍ ÚČINKY

Pacienti musí být informováni o existenci případných okamžitých či pozdějších nežádoucích účinků spojených s implantací tohoto přípravku. Jsou to zejména :

- Zářitlivá reakce (zarudnutí, otok, erytém), která může být spojena se svěděním, bolestivou citlivostí na tlak. Tyto reakce mohou přetrávat po dobu jednoho týdne.
- Hematomy.
- Indurace nebo tvorba uzlíků v místě vpichu.
- Změny barev kůže v místě.
- Slaby účinek nebo slabý výplňový efekt.
- Byly hláseny případy nekrózy v glabellární oblasti, abscesy, granulomy a

okamžitá nebo opožděná přecitlivělost na kyselinu hyaluronovou, všechna tato možná rizika by měla být brána v úvahu.

• V případě přetrvávání zánetlivých reakcí déle než týden nebo výskytu jiných nežádoucích účinků nutné neprodleně oznamít tento stav ošetřujícímu lékaři. Lékař musí zahájit vhodné léčení této příznaku.

• Jakékoli další nežádoucí účinky, které se objeví po aplikaci **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** musí být nahlášeny distributorovi a/nebo výrobcí.

NAVOD K POUŽITÍ, DÁVKOVÁNÍ

• Tento prostředek je určen k injekčním aplikacím do dermis lékařem způsobilým k provádění zákrsku v souladu s platnými předpisy země. Odbornost lékaře je důležitá pro úspěšnost zákrku, proto musí být tento přípravek aplikován lékaři speciálně vyučenými v technice vypílenování vrásek.

«Technika nappage» muže taky bývá použita s **Surgiderm 30XP**.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** musí být použit v původním balení.

Jakákoliv jiná manipulace, která není uvedena v pokynech k použití přípravku tohoto návodu, může poškodit jeho sterilitu, homogenitu a účinnost, které v takovém případě nemohou být zaručeny.

• Před házením léčby je třeba pacienta informovat o indikacích, kontraindikacích, inkompatibilitách a nežádoucích účincích.

• Před aplikací je třeba oblast důkladně dezinfikovat.

Odstraňte ochranné pouzdro injekční stříkačky podle nákresu 1. Přiloženou jehlu pevně nasadte na konec injekční stříkačky (nákres č.2) a opatrně ji zašroubujte ve směru hodinových ručiček. Otoče až do zablokování jehly tak, aby ochranné pouzdro bylo v pozici, která je znázorněna na nákresu č.3. Je-li pouzdro v pozici znázorněno na nákresu č.4, není jehla správně upřevená. Uchopte injekční stříkačku do jedné ruky a druhou (nákres č.5) stáhněte ochranné pouzdro jehly. Prípravek aplikujte pomalu.

Nedolodění pokynu muže věst k uvolnění jehly a/nebo vytékání produktu.

• Aplikované množství přípravku je závislé na oblasti, která má být ošetřena.

• Je důležité, aby se ošetřovaná oblast po aplikaci přípravku promasírovala tak, aby došlo k rovnoramennému rozprostření substance.

VAROVÁNÍ

• Zkontrolujte datum expirace uvedené na obalu.

• Nepoužívejte opakováne. Sterilita přípravku není zaručena, pokud je použit opakováne.

• Neprovádějte resterilizaci

• Pro jehly (ČE0123 Laboratoř TSK, Japonsko):

Evropský zástupce: Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH The Hague (NL)

- Použití jehly musí být vyhrazovány do odpadu prostřednictvím kontejnérů určeného ke sběru jehel. Stejným způsobem postupujte se stříkačkami. Informujte se prosím o současných závazných předpisech pro správnou likvidaci.

- Ohnutou jehlu nikdy nezkuštejte narovnat, ale odstraňte ji a vyměňte ji za jinou.

SKLADOVÁNÍ

• Uchovávejte při teplotě mezi 2°C a 25°C.

• Pozor křehké.



BĚLEŠMI

SURGIDERM® 18	Hiyaluronik asit jel 18 mg - Fosfat tamponu pH 7.2 k.m. 1 mL - Bir şırında 0.8 mL içermektedir.
SURGIDERM® 24XP	Hiyaluronik asit jel 24 mg - Fosfat tamponu pH 7.2 k.m. 1 mL - Bir şırında 0.8 mL içermektedir.
SURGIDERM® 30	Hiyaluronik asit jel 24 mg - Fosfat tamponu pH 7.2 k.m. 1 mL - Bir şırında 0.8 mL içermektedir.
SURGIDERM® 30XP	Hiyaluronik asit jel 24 mg - Fosfat tamponu pH 7.2 k.m. 1 mL - Bir şırında 0.8 mL içermektedir.

TANIM

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP, hayvan kaynaklı olmayan çapraz-bağlı hiyaluronik asidin pirojensiz, steril fizyolojik çözeltileridir. Jel önceden doldurulmuş, tek kullanımlık, derecelendirilmiş bir şırında içine sunulmaktadır.

Her kutuda kullanım kılavuzu, izlenebilirliği sağlamak için bir talimat kitapçığı ve etiket seti bulunur:

• **SURGIDERM® 18** için, iki adet 0,8mL şırında ve tek kullanımlık dört adet 30G1/2" steril iğne,

• **SURGIDERM® 24XP** için, iki adet 0,8mL şırında ve dört adet tek kullanımlık 30G1/2" steril iğne,

• **SURGIDERM® 30** için, iki adet 0,8mL şırında ve tek kullanımlık dört adet 27G1/2" steril iğne,

STERİLİZASYON

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP şırıngaların içeriği nemli isida sterilize edilir. 30G1/2" ve 27G1/2" iğnelere ıslanma yoluyla sterilize edilir.

ENDİKASYONLARI

SURGIDERM® 18	Yüzeyel dermis enjeksiyonu yoluyla yüzeyel deri sarkmalarının doldurulması için enjekte edilebilir implant. Mesolift uygulamalarında da kullanılır.
SURGIDERM® 24XP	Orta dermis enjeksiyonu yoluyla, orta derecede deri sarkmasının doldurulması ve dudakın toparlanıp çizgisinin belirlenmesi için kullanılan enjekte edilebilir implant.
SURGIDERM® 30	Derin dermis enjeksiyonu yoluyla, derin deri sarkmasının doldurulması ve dudakın belirlenmesi için kullanılan enjekte edilebilir implant.
SURGIDERM® 30XP	Orta ve/veya derin dermis enjeksiyonu yoluyla orta ve/veya derin deri sarkmasının doldurulması ve dudakın toparlanıp çizgisinin belirlenmesi ve haçının artırılması için kullanılan enjekte edilebilir implant.

KONTRENĐİKASYONLARI

SURGIDERM® 18	Göz kapaklarına enjekte etmeyiniz. Göz altı torbalarına olan uygulamayı, bu teknik konusunda özel olarak eğitim almış ve bu özel alanın fizyolojisi hakkında yeterli bilgi sahibi olan uzmanlar yapmalıdır.
SURGIDERM® 24XP	Göz kapaklarına enjekte etmeyiniz. Göz altı torbalarına olan uygulamayı, bu teknik konusunda özel olarak eğitim almış ve bu özel alanın fizyolojisi hakkında yeterli bilgi sahibi olan uzmanlar yapmalıdır.
SURGIDERM® 30	Periorbital alana (göz kapakları, göz altı torbaları, göz kırışıklıkları) ve glabellar bölgeye enjekte etmeyiniz.
SURGIDERM® 30XP	Periorbital alana (göz kapakları, göz kırışıklıkları) ve glabellar bölgeye enjekte etmeyiniz. Göz altı torbalarına olan uygulamayı, bu teknik konusunda özel olarak eğitim almış ve bu özel alanın fizyolojisi hakkında yeterli bilgi sahibi olan uzmanlar yapmalıdır.

Ayrıca,

• Kan damarı içine enjekte etmeyiniz (intravasküler).

• Aşırı miktarla düzeltme yapmayın.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** aşaçındaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- Hipertrofik skler gelisme eğilimi olan hastalarda;

- Hiyaluronik aside aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda;

- Hamile veya emziren kadınlarında;

- Çocuklarda.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** deride inflamasyon ve/veya enfeksiyon olan alanlarda (akne, herpes...) kullanılmamalıdır.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** lazer tedavisi, kimyasal peeling (suyolma)

veya dermabrasyon ile birlikte kullanılmamalıdır. Yüzey soyucular açısından, eğer oluşan inflamatuar reaksiyon önemli derecede ise, ürünün enjekte edilmesi önerilmez.

KULLANIMA AİT ÖNLEMLER

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP intra-dermal enjeksyonlar ve dudaklarındaki enjeksyonlar için endike değildir.

- Genel bir ilke olarak tıbbi ürün enjeksiyonunda enjeksiyon riski bulunmaktadır.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP**’in daha önceden bir başka dolgu ürünü ile tedavi edilmiş bir alana enjeksiyonu konusunda klinik veri (etkiliğik, tolerans) mevcut değildir. Enjeksiyonlar, kalıcı implantlar ile tedavi edilmiş alanlara uygulanmamalıdır.

• Geçmişte veya halihazırda otostomin hastalık hikayesi olan hastalarda **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** enjeksiyonlarının etkiliğik ve toleransi açısından klinik veri bulunmamaktadır. Hastalığın doğasına bağlı olarak, uygulama ve bununa ilişkili tedaviye, tip personeli her olguda bireysel olarak karar verecektir. Ayrıca bu tip hastaların özel olarak takip edilmelerini sağlayacaktır. Özellikle bu hastalarda önceden bir başlangıç testi yapılması ve eger hastalık aktif ise, ürünün enjeksiyonunun durdurulması önerilmektedir.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** enjeksiyonunun çeşitli şiddetli alerjileri veya anafilaktik çok hikayesi olan hastalardaki toleransına ait klinik veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla uygulayıcı tip personeli her olguda alerjinin doğasına göre endikasyona karar verecektir ve ayrıca risk altındaki bu hastaların özel olarak takip edilmelerini sağlayacaktır. Özellikle karar vermek için enjeksiyondan önce iki testin yapılması veya uygun öncelikli tedavi önerilebilir.

• Streptokok hastalığı hikayesi olan hastalara (nük eden anjin, akut romatoid artrit), herhangi bir enjeksiyondan önce test yapılacaktır.

Kalp komplikasyonları olan akut romatoid artrit durumunda, ürünün enjekte edilmesi önerilir.

• Anti-koagulasyon tedavisi gören hastalar (antikoagulantlar, aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuar ilaçları) artan hematom ve enjeksiyon sırasında kanama riski olduğu konusunda uyarılmalıdır.

• 60 kg (130 lbs) vücut ağırlığında sahip bir kişiye yıllık 20 mL'den fazla **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** enjeksiyonu yapılmamalıdır.

• Hastalar enjeksiyonundan sonra 12 saat içinde makajay yapmamaları ve enjeksiyonundan sonra iki hafta süreyle uzun süren güneş ışığına, UV ışığına ve 0°C altında ıslara maruz kalmamaları veya sauna ya da hamamı kullanmamaları önerilmelidir.

• İğnede tikanıklık olur ise, pistondaki baskıyı artırmanız, enjeksiyonu durdurunuz ve igneyi değiştiriniz.

• Bu ürünün bileşimi manyetik rezonans görüntüleme için kullanılan alanlar ile geçimlidir.

GECİMSİZLİKLER

Hialuronik asidin benzalkonium klorür gibi quaterner amonyum tuzları ile geçimsiz olduğu bilinmemektedir. Dolayısıyla **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP**’u maddeler ile veya bu tip bir madde ile işlenmemiş olan medikal-cerrahi aletler ile asla temas ettirmemelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bu ürünün uygulanması ile ilgili olarak hemen ya da ileride görülebilecek olası yan etkilerinin bulunduğu hastalarla bildirilmelidir. Bunlar arasında: (liste tam değildir)

- Enjeksiyondan sonra ortaya çıkan, kaşıntı ve basıncı bağlı oluşan ağrı ile ilgili inflamatuar reaksiyonlar (kızarıklık, ödem, eritem, ...). Bu reaksiyonlar bir hafta sürebilir.

- Hematom.

- Enjeksiyon yerinde sertlik veya nodül.

- Enjeksiyon yeri renjinde koymaşma veya ağlama.

- Dolgu etkinliğinin az veya yayıl olması.

- Hialuronik asit enjeksiyonlarından sonra glabellar bölgede nekroz, abse, granülom ve erken ya da gecikmiş aşırı yapıklär olguları bildirilmiştir. Dolayısıyla bu potansiyel risklerin göz önünde bulundurulması önerilebilir.

- Hastalar, bir haftadan sonra üznen iltihaplı bir durumu ya da gelişen herhangi bir yan etkiyi mümkün olan en kısa sürede medikal uzmanlarına bildirmelidir, medikal uzman uygun bir tedaviyi kullanmalıdır.

- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** enjeksiyonu ile ilişkili her türlü diğer istenmeyen yan etkiler, dağıtıcıya ve/veya üreticiye bildirilmelidir.

KULLANIM SEKLÜ VE DOZU

• Bu ürün, ilgili yerel düzenlemelerde uygun olarak yetkilisi bir medikal uzman tarafından dudaklardaki iç deriye enjekte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Başarılı bir tedavi için dikkatli çalışılması onemi olduğundan dolayı ürün, dolgu için enjeksiyon tekniklerine vakfı olan, özel eğitim almış tıbbi personel tarafından kullanılmalıdır.

SURGIDERM® 30XP ile napaj tekniği kullanılabilir.

- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 ve 30XP** temin edildiği şekilde kullanılmalıdır. Ürünün Kullanım Talimatının dışında kullanılması veya deşgitirilmesi sterililiği, homojeniteyi ve ürünün performansını olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla

herhangi bir garanti verilmez.

- Tedaviye başlamadan önce hastalar bu ürünün endikasyonları, kontrendikasyonları, geçimsizlikleri ve potansiyel istenmeyen etkileri konusunda bilgilendirilmelidir.

- Tedavi edilecek olan enjeksiyondan önce tamamen dezenfekte edilmelidir.

- Şekil 1'de gösterildiği gibi uçta kapağı sırrıngadan düz bir şekilde çekerek çıkarınız. Daha sonra kutuda verilen igneyi (Şekil 2) şırrıngaya sıkica itiniz, saat yönünde yavaşça döndürünüz. Tam olarak yerine oturana ve içinenin kılıfı Şekil 3'de gösterilen konuma gelene kadar bir kez daha çeviriniz.igne kılıfı Şekil 4'de gösterilen konumdaysa, yanlış bir şekilde yerleştirilmiştir.

Daha sonra, şırrıngının gövdesi bir elde, koruyucu kılıf diğeriyle tutularak, Şekil 5'de gösterildiği gibi iki el zıt yönlere çekilerek, koruyucu kılıf uzaklaştırılır. Yavaşça enjekte ediniz.

Bu önlemlere uyulmadığı takdirde, igne yerinden çikabilir ve/veya şırrıngın gövde bağlantısından ürün sizlabilir.

- Enjekte edilecek miktar, düzleştilecek alanlara bağlıdır.

- Maddenin düzgün bir şekilde dağılmamasını sağlamak için enjeksiyondan sonra tedavi edilen alanlara masaj yapılması önemlidir.

UYARILAR

- Ürünün kilavuzu üzerindeki son kullanma tarihini kontrol ediniz.

- Tekrar kullanmayın. Bu alet tekrar kullanılır ise, sterilitesi garanti edilemez.

- Tekrar sterilize etmeyiniz.

- İğneler için (C 0123 TSK Laboratuvarı, Japonya):

AB Temsilcisi: Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH The Hague (NL)

- Kullanılmış igneler uygun kapılar atılmalıdır. Şırrıngalar için de aynı işlemi gerçekleştirin. Bunların uygun bir şekilde atılmalarının sağlanması için lütfen yerel yönetmeliklerin bakınız.

- Eğilmiş bir igneyi asla düzeltmeye denemeyiniz, bunu atıp yerine yenisini kullanın.

SAKlama KOSULLARI

- 2°C ve 25°C arasında saklayınız.

- Kırılabılır.



SKLAD

SURGIDERM® 18	Zel kwasyu hialuronowego 18 mg - Bufor fosforanowy pH 7,2 q.s. 1 ml - Jedna strzykawka zawiera 0,8 ml.
SURGIDERM® 24XP	Zel kwasyu hialuronowego 18 mg - Bufor fosforanowy pH 7,2 q.s. 1 ml - Jedna strzykawka zawiera 0,8 ml.
SURGIDERM® 30	Zel kwasyu hialuronowego 18 mg - Bufor fosforanowy pH 7,2 q.s. 1 ml - Jedna strzykawka zawiera 0,8 ml.
SURGIDERM® 30XP	Zel kwasyu hialuronowego 18 mg - Bufor fosforanowy pH 7,2 q.s. 1 ml - Jedna strzykawka zawiera 0,8 ml.

OPIS

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP to steryline, niepirogenne, fizjologiczne roztwory usiclowionego kwasy hialuronowego, pochodzenia nieżwierzęcego. Źel znajduje się w uprzednio napełnionej, wyskalowanej strzykawce jednorazowym użyciu. Każde opakowanie zawiera instrukcję używania, zestaw etykiety do identyfikacji drogi wyrobu oraz:

- W przypadku preparatu **SURGIDERM® 18**, dwie strzykawki o objętości 0,8 ml i cztery sterlyny igły jednorazowe 30G1/2”;
- W przypadku preparatu **SURGIDERM® 24XP**, dwie strzykawki o objętości 0,8 ml i cztery sterlyny igły jednorazowe 30G1/2”;
- W przypadku preparatu **SURGIDERM® 30**, dwie strzykawki o objętości 0,8 ml i cztery sterlyny igły jednorazowe 27G1/2”;
- W przypadku preparatu **SURGIDERM® 30XP** dwie strzykawki o objętości 0,8 ml i cztery sterlyny igły jednorazowe 27G1/2”.

STERYLIZACJA

Zawartość strzykawek z preparatami **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** jest sterylizowana cięplem wilgotnym.

Igły 0,3 x 12 mm [30G1/2”] i 0,4 x 12 mm [27G1/2”] są sterylizowane za pomocą promieniowania.

WSKAZANIA

SURGIDERM® 18	Implant do wstrzyknięć, stosowany w celu wypełniania powierzchniowych zmarszczek twarzy poprzez wstrzyknięcie w powierzchniową warstwę skóry właściwej. Preparat ten może być również wykorzystywany do zabiegów Mesolift.
SURGIDERM® 24XP	Implant do wstrzyknięć, stosowany w celu wypełniania średnio głębokich zmarszczek na twarzy poprzez wstrzyknięcie w środkową warstwę skóry właściwej, a także w celu modelowania konturu ust i ich uwydatniania.
SURGIDERM® 30	Implant do wstrzyknięć, stosowany w celu wypełniania głębokich zmarszczek na twarzy poprzez wstrzyknięcie w głęboką warstwę skóry właściwej, a także w celu powiększenia objętości warg i kości policzkowych.
SURGIDERM® 30XP	Implant do wstrzyknięć, stosowany w celu wypełniania średnich i/lub głębokich zmarszczek na twarzy poprzez wstrzyknięcie w środkową i/lub głęboką warstwę skóry właściwej, a także w celu powiększenia objętości warg, modelowania konturu ust i ich uwydatniania.

PRZECIWWSKAZANIA

SURGIDERM® 18	Nie należy wstrzykiwać preparatu w powieki. Stosowanie preparatu w obszarze poniżej dolnej powieki jest dozwolone wyłącznie przez lekarzy specjalistycznie przeszkolonych w tej technice, posiadających gruntowną wiedzę na temat fizjologii tego konkretnego obszaru.
SURGIDERM® 24XP	Nie należy wstrzykiwać preparatu w powieki. Stosowanie preparatu w obszarze poniżej dolnej powieki jest dozwolone wyłącznie przez lekarzy specjalistycznie przeszkolonych w tej technice, posiadających gruntowną wiedzę na temat fizjologii tego konkretnego obszaru.
SURGIDERM® 30	Nie należy wstrzykiwać preparatu w okolicy oka (powieki, obszar poniżej dolnej powieki, zmarszczki w kątach oczu) ani w okolicę gładziny czolowej.
SURGIDERM® 30XP	Nie należy wstrzykiwać preparatu w okolicy oka (powieki, zmarszczki wokół oczu) ani w okolicę gładziny (czolo). Stosowanie wyrobu w obszarze poniżej dolnej powieki jest dozwolone wyłącznie przez lekarzy specjalistycznie przeszkolonych w tej technice, posiadających gruntowną wiedzę na temat fizjologii tego konkretnego obszaru.

Ponadto,

- Nie należy wstrzykiwać preparatu do naczyń krvionośnych (donaczyniowo).
- Należy unikać nadkorekcji.
- Preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** nie wolno stosować u:
 - pacjentów z tendencją do bliznowarcenia przerostowego;
 - pacjentów, z nadwrażliwością na kwas hialuronowy;
 - kobiet w ciąży lub karmiących piersią;
 - dzieci;
- Preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** nie należy stosować w obszarach skóry w stanie zapalenia i/lub zakażenia (trądzik, opryszczka..).
- Preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** nie należy stosować równolegle z terapią laserową, głębokim złuszczeniem chemicznym ani dermabrażią. Nie zaleca się wstrzykowania w przypadku peelingu powierzchniowego, po którym wystąpił odczyn zapalny o dużym nasileniu.

ZAŁECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Preparat **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć śródskórnych oraz w wargi.

- Zgodnie z ogólną zasadą, każde wszczepienie wyrobu medycznego może wiązać się z ryzykiem infekcji.
- Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i tolerancji w przypadku wstrzykiwania preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** w miejsca, które poddano uprzednio działaniu innych produktów

wypełniających zagłębienia i zmarszczki. Nie należy wstrzykiwać tych preparatów w miejsca, gdzie zastosowano implanty stałe.

• Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i tolerancji w przypadku wstrzykiwania preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** u pacjentów, którzy przedchodziли w przeszłości lub cierpią obecnie na choroby o podłożu autoimmunologicznym. Lekarz powinien podejmować decyzję o zastosowaniu wyrobu indywidualnie w każdym przypadku, biorąc pod uwagę rodzaj choroby, oraz zapewnić odpowiednią obserwację pacjenta. U takich pacjentów zaleca się przed wszystkim dwukrotne wykonanie próby wstępnej oraz zaniechanie wstrzyknięcia, jeżeli choroba jest aktywna.

• Brak danych klinicznych dotyczących tolerancji w przypadku wstrzykiwania preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** u pacjentów, u których występują częstkie, liczne reakcje alergiczne lub wstrząs anafilaktyczny. Lekarz powinien podejmować decyzję o zastosowaniu wyrobu indywidualnie w każdym przypadku, biorąc pod uwagę rodzaj alergii, oraz zapewnić odpowiednią obserwację pacjenta na razem z wystąpieniem odczynu alergicznego. Należy rozważyć decyzję o dwukrotnym wykonaniu próby wstępnej lub zastosowaniu odpowiedniego leczenia profilaktycznego przed przystąpieniem do zabiegu.

• U pacjentów, u których w przeszłości występuły zakażenia pacjorkowcami (nawracające zapalenie gardła, ostra gorączka reumatyczna), próba wstępna powinna być wykonana dwukrotnie przed każdym wstrzyknięciem. Nie zaleca się wykonywania wstrzyknięć, w przypadku ostrej gorączki reumatycznej z powiklaniem w obrębie serca.

• Pacjenci stosujący leczenie przeciwzakrzepowe (leki przeciwzakrzepowe, aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne) powinni zostać uprzedzeni o potencjalnie zwiększonym ryzyku wystąpienia krwawień i kwiaków w wyniku wstrzyknięcia.

• Brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa wstrzyknięcia większej ilości niż 20 ml **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** na 60 kg masy ciała w ciągu roku.

• Należy poinformować pacjenta, by przez 12 godzin po wstrzyknięciu preparatu nie nakłada makijażu oraz aby przez dwa tygodnie po zabiegu uniknąć długiego przebywania na słońcu, promieniowania UV czy temperatury poniżej零era, sauny i zabiegów Hammam.

• W przypadku zatkania igły nie należy zwiększać nacisku na tloczek strzykawki, lecz należy przerwać wstrzykiwanie i wymienić igłę na nową.

• Skład preparatu pozwala na jego stosowanie z polami magnetycznymi wytwarzanymi i podczas obrazowania rezonansem magnetycznym.

INTERAKCJE

Widomo o występowaniu interakcji kwasu hialuronowego z czwartorzędowymi solami amionowymi, takimi jak, chlorek benzalkoniu.

Nie należy zatem nigdy dopuszczać do kontaktu preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** z takimi związakami ani z narzędziami medycznymi lub chirurgicznymi, które miały styczność z tego typuwiązaniami.

DEZALANIA NIEPOZĄDANE

Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia działań niepozadanych związanych z zastosowaniem preparatu, które mogą wystąpić tuż po zabiegu lub nieco później. Miedzy innymi:

- Reakcji zapalnych (zaczernienie, obrzęk, rumień), którymoże towarzyszyć świad lub ból przy ucisku, pojawiający się po wstrzyknięciu. Objawy te mogą utrzymywać się przez tydzień
- Kwiakiów.

• Stwardnienia skóry lub guzów w miejscu wstrzyknięcia preparatu.

• Przebarwieni lub odbarwieni skóry w miejscu wstrzyknięcia preparatu.

• Słabej skuteczności lub niewielkiego efektu wypełnienia.

• Odnotowano przypadki występowania martwicy w rejonie gładziny, ropni, ziarniaków oraz wczesnych i późnych reakcji nadwrażliwości po wstrzyknięciu kwasu hialuronowego, należy zatem wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia powyższych zagrożeń.

• W przypadku stanów zapalnych utrzymujących się powyżej jednego tygodnia lub wystąpienia innych działań niepozadanych, pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza, który powinien zastosować odpowiednie leczenie.

• Wszelkie inne działania niepozadane związane z wstrzykiwaniem preparatów **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** należy zgłaszać do dystrybutora i/lub wytwarzcy.

SPÓSOB STOSOWANIA – DAWKOWANIE

• Wyrob ten jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć śródskórnych przez lekarza posiadającego stosowne uprawnienia. Zastosowana przez lekarza technika ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zabiegu. Dlatego też preparat powinien być stosowany przez lekarzy, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie pod kątem technik wstrzyknięć przywracaniu objętości.

Preparat **SURGIDERM® 30XP** można również wstrzykiwać za pomocą techniki wielokrotnego naktu (nappage).

- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** powinien być stosowany w oryginalnym opakowaniu, w którym został zakupiony. Wszelkie modyfikacje wyrobu lub zastosowanie niezgodne z warunkami określonymi w niniejszej instrukcji, mogą mieć negatywny wpływ na sterylność wyrobu, jego jednorodność i właściwości, które w takim przypadku nie mogą być gwarantowane.
- Przed zabiegiem należy poinformować pacjenta o wskażaniach do stosowania produktu, przeciwskazaniach, interakcjach i ewentualnych działaniach niepożądanych.
- Przed zabiegiem należy dokładnie zdезynfekować obszar, który będzie nastrzykiwany.

• Należy zjąć zatyczkę strzykawki przez jej pociągnięcie, tak jak to przedstawiono na rycinie 1. Następnie należy dobrze nasadzić igłę załączoną w opakowaniu (ryc. 2) na końcówkę strzykawki, delikatnie wkierującą ją w kierunku zgodnym z ruchem wskaźków zegara. Przekrój jeszcze raz, aż do zupełnego umocowania i ustawienia osłonki igły w pozycji przedstawionej na rycinie 3. Jeśli osłonka igły znajduje się w pozycji przedstawionej na rycinie 4, jest przymocowana niewłaściwie.

Następnie, należy ściągnąć osłonkę, trzymając strzykawkę jedną ręką, a osłonkę druga (tak, jak to przedstawiono na rycinie 5) i pociągnąć w przeciwnych kierunkach.

Wstrzykiwać powoli.

Niezasłaniając się do powyższych środków ostrożności mogłyby spowodować odcięnięcie się igły i/lub wyciek zawartości strzykawki przy końcówce luer-lock.

- Ilość preparatu, jaką należy wstrzyknąć, zależy od miejsca, które będzie korygowane.

• Ważne jest, aby po wstrzyknięciu rozmasować miejsce poddane zabiegowi w celu równomiernego rozprzadzenia preparatu.

OSTRZEŻENIA

- Należy sprawdzić datę ważności na etykiecie.
- Wyrob nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Nie gwarantuje się sterylności w przypadku ponownego wykorzystania
- Nie sterilizować.
- Igły (€ 0123 Laboratorium TSK, Japonia):

Przedstawiciel na Europie: Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Zużyte igły oraz strzykawki należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nigdy nie należy prostować wygiętej igły. Należy ją wymienić na nową.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.
- Wyrob łatwo tlukący się.

RU

СОСТАВ

SURGIDERM® 18	Гиалуроновая кислота гель 18 мг - Фосфатный буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц содержит 0.8 мл
SURGIDERM® 24XP	Гиалуроновая кислота гель 24 мг - Фосфатный буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц содержит 0.8 мл
SURGIDERM® 30	Гиалуроновая кислота гель 24 мг - Фосфатный буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц содержит 0.8 мл
SURGIDERM® 30XP	Гиалуроновая кислота гель 24 мг - Фосфатный буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц содержит 0.8 мл

ОПИСАНИЕ

SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP - это стерильные апирогенные физiологические растворы гиалуроновой кислоты неживотного происхождения с поперечной межмолекулярной связью. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприca одnorazowego использования. В каждой коробке содержится: instrukcja-wkładыш po przemieniu, a także komplet etykietek, przeznaczonych dla bezpieczeństwa kontrola za pochodzeniem препарата.

• **SURGIDERM® 18:** 2 szpresa po 0,8 ml z czterema jednorazowymi sterilitynimi iglami 27G1/2"

• **SURGIDERM® 24XP:** 2 szpresa po 0,8 ml z czterema jednorazowymi sterilitynimi iglami 30G1/2"

- **SURGIDERM® 30:** 2 szpresa po 0,8 ml z czterema jednorazowymi sterilitynimi iglami 27G1/2"

- **SURGIDERM® 30XP:** 2 szpresa po 0,8 ml z czterema jednorazowymi sterilitynimi iglami 27G1/2".

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Содержимое szpresa **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** steriliizuje się pri pomocy para.

Igły 27G1/2" i 30G1/2" steriliizuje się z pomocą radioizluzjenu.

ПОКАЗАНИЯ

SURGIDERM® 18	Инъецируемый имплантат используется для заполнения незначительных кожных складок и дряблости кожи путем внутрикожной инъекции в поверхностные слои дермы. Может также использоваться для процедур Mesolift.
SURGIDERM® 24XP	Инъецируемый имплантат используется для заполнения кожных складок и дряблости кожи средней степени тяжести путем внутрикожной инъекции в средние слои дермы а также для коррекции контура губ.
SURGIDERM® 30	Инъецируемый имплантат используется для заполнения выраженных кожных складок и значительной дряблости кожи путем внутрикожной инъекции в глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и щек
SURGIDERM® 30XP	Инъецируемый имплантат используется для заполнения выраженных кожных складок и значительной дряблости кожи путем внутрикожной инъекции в глубокие слои дермы, а также для увеличения объема и коррекции контура губ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

SURGIDERM® 18	Не разрешается делать инъекции в область век. Применение в области мешков под глазами допускается только врачами-специалистами, специально обученным этой технике и имеющим детальное знание физиологии данной области.
SURGIDERM® 24XP	Не разрешается делать инъекции в область век. Применение в области мешков под глазами допускается только врачами-специалистами, специально обученным этой технике и имеющим детальное знание физиологии данной области.
SURGIDERM® 30	Не разрешается делать инъекции в область контуров глаз (веки, мешки под глазами, гусиные лапки, глазные морщинки) и межбrowowych складок.
SURGIDERM® 30XP	Не разрешается делать инъекции в область контуров глаз (веки, глазные морщинки) и межbrowowych складок (область лба).

Примечания:

- Не допускается введение препарата в кровеносные сосуды (внутрисосудистое попадание препарата).

• Не допускается введение препаратов **18/24XP/30/30XP**:

- пациентам, склонным z rozwoju hipertroficznych rubow;
 - pacientom z известną hipertroficznością do glikaluronowej kisloty;
 - женщynom w period beremiennosti i kormlenia grudzi;
 - dzieciom.
- **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** nie dolzhny byt vvodit'sya v uchastki kojki, sklonnye k wostepaniu i ili infiatsionnu (akne, gerpes i t.d.)
- **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** zapreshcheni k ispolzovaniu v sochetaniy z laseroy terapiyu, glubokim chemickim pililngom ili dermabraziy. Vvedenie препарата ne rekomenduetsya w sluchae возникновения wyrazennego wostepania kojki posle provedeniya pilinka.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- **SURGIDERM®18/24XP/30/30XP** предназначены только для внутрикожных инъекций, а также инъекций в область слизистой губ.
 - В принципе, инъекционное введение любых медицинских препаратов может быть сопряжено с опасностью развития инфекции.
 - Отсутствуют клинические данные (тесты на эффективность, тесты на переносимость) касательно инъекций **SURGIDERM®18/24XP/30/30XP** в область, которая уже подверглась введению других заполняющих препаратов. Не следует делать инъекции в участки кожи, содержащие постоянный имплантат.
 - Отсутствуют клинические данные, касающиеся эффективности и переносимости инъекций **SURGIDERM®18/24XP/30/30XP** у пациентов перенесших или в данный момент страдающих от аутоиммунного заболевания. В каждом конкретном случае врач должен решить вопрос о возможности использования препарата в зависимости от характера самого заболевания и проводимого лечения, а также обеспечить строгое наблюдение за такими пациентами. В частности, рекомендуется предложить таким пациентам предварительно провести двойную пробу с препаратом, а также отказаться от его применения у лиц в активной стадии заболевания.
 - Отсутствуют клинические данные, касающиеся переносимости препаратов **SURGIDERM®18/24XP/30/30XP** при их использовании у пациентов, имеющих в анамнезе указания на повторные тяжелые аллергические реакции или анафилактический шок. В каждом конкретном случае врач должен решить вопрос о возможности использования препарата в зависимости от характера имеющейся аллергии и проводимого лечения, а также обеспечить строгое наблюдение за такими пациентами, относящимися к группе риска. В частности, он может предложить таким пациентам предварительно провести двойную пробу с препаратом или назначить соответствующее профилактическое лечение перед каждым его ведением.
 - У пациентов с указаниями в анамнезе на стрептококковую инфекцию (рецидивирующие ангина, острый ревматоидный артрит) перед каждым введением препарата необходимо провести двойную пробу с ним. В случаях острого суставного ревматизма с поражением сердца рекомендуется отказаться от использования препарата.
 - Пациенты, получающие лечение противосвёртывающими средствами (антикоагулянты, аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты), должны быть предупреждены о повышенной опасности возникновения у них кровоподтеков или кровотечения при инъекционном введении данного препарата.
 - Отсутствуют данные, касающиеся безопасности инъекционного применения препарата **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** в объеме, превышающем 20 мл на 60 кг массы тела в год.
 - Пациенткам надлежит рекомендовать не накладывать макияж в течение 12 часов после инъекции, а также избегать продолжительного влияния солнечных лучей, ультрафиолетового излучения, холода и похода в сауну или турецкие бани в течение двух недель после инъекции.
 - Если игла засорилась, не пытайтесь надавить на поршневой стержень, прекратите инъекцию и смените иглу.
 - Состав этого препарата совместим с полями, используемыми для магнитно-резонансной томографии.
- НЕСОВМЕСТИМОСТЬ**
- Известно, что гиалуроновая кислота несовместима с солями четвертичного аммония, такими как бензалкокния хлорид. Следовательно, **SURGIDERM®18/24XP/30/30XP** не должны контактировать с этими веществами или медико-хирургическими инструментами, при обработке которых используются эти вещества.
- ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**
- Пациент должен быть предупрежден о возможности возникновения побочных реакций, связанных с введением данного инъекционного имплантата и способных развититься немедленно или спустя некоторое время. Побочные эффекты включают (приведенный список не является исчерпывающим):
- Воспалительные реакции (покраснение, отек, эритема,...) ассоциирующиеся с зудом, болью при надавливании, которые возникают после инъекции. Подобные реакции могут длиться около недели.
 - Гематомы.
 - Уплотнения или узелки на месте инъекции.
 - Пигментация или дегипментация кожи на месте инъекции.
 - Слабая эффективность или эффект недостаточного наполнения.
 - Известны случаи некроза в области межбровных складок, абсцесса,
- грануломы, гиперчувствительности немедленного или замедленного типапосле инъекций гиалуроновой кислоты. Поэтому следует учитывать эти потенциальные риски.
- Пациент должен в кратчайшие сроки известить врача обо всех случаях сохранения у него местной воспалительной реакции более одной недели после введения препарата или возникновения любых других побочных эффектов. При этом врач должен обеспечить проведение пациенту соответствующего лечения.
 - Дистрибутор и/или производитель должен быть поставлен в известность касательно любых других побочных эффектов, связанных с инъекциями **SURGIDERM®18/24XP/30/30XP**.
- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**
- Данный препарат предназначен для внутрикожного введения врачом, имеющим на это право в соответствии с действующим местным законодательством. Учитывая, что техническая квалификация врача является решающим фактором, обеспечивающим эффективность процедуры, препарат должен использоваться только врачебным персоналом, прошедшим специальную подготовку по данному инъекционному методу заполнения.
- Также может быть применена техника «наплаж» с **SURGIDERM® 30XP**.
- **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** должен применяться в его исходной упаковочной форме, используемой при поставке. Внесение любых изменений в данный препарат или его применение не в соответствии с условиями, указанными в настоящей инструкции, могут привести к нарушению его стерильности, гомогенности и эффективности, сохранение которых в подобном случае не может гарантироваться.
 - Перед началом лечения пациенты должны быть проинформированы о показаниях к лечению, противопоказаниях, возможной несовместимости и потенциальных побочных эффектах.
 - Область инъекции должна быть предварительно тщательно продезинфицирована.
 - Снимите колпачок шприца, потянув его, как показано на рис.1.
- Затем, плотно завинтите иглу,ложенную в упаковку (рис.2), осторожно поворачивая ее по часовой стрелке. Поворачивайте иглу до тех пор, пока она полностью не закрепится, а колпачок игры расположится в позиции показанной на рис. 3. Если колпачок игры расположен, как показано на рис. 4, значит, он неправильно закреплен.
- Далее, удерживая корпус шприца в одной руке, а защитный колпачок в другой, как показано на рис. 5, снимите защитный колпачок, потянув обе руки в противоположных направлениях.
- Медленно сделайте инъекцию.
- Несоблюдение этих предосторожностей может повлечь отсоединение иглы и/или утечку продукта на уровне соединения Luer-Lock®.
- Инъецируемый объем зависит от подлежащих коррекции областей.
 - Массаж корректируемой области после инъекции обеспечит равномерное распределение инъецируемого вещества.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**
- Проверьте срок годности на этикете продукта.
 - Не используйте продукт повторно. Стерильность препарата не может быть гарантирована, если препарат использован повторно.
 - Не пытайтесь повторно стерилизовать продукт.
 - По вопросам использования инъекционных игл (С € 0123 Лаборатория TSK, Япония) обращаться в Европейское представительство фирмы по адресу: Emergo Europe Molenvlaard 15
2513 BH The Hague (NL)
(г. Гаага, Нидерланды)
- Использованные иглы должны быть помещены в специально предназначенный для этого контейнер. Поступать аналогичным образом в отношении шприцов. Их удаление должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих директивных документов.
 - Никогда не пытайтесь выпрямить изогнутую иглу. Ее необходимо выбросить и заменить на другую.
- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**
- Храните препарат при температуре от +2°C до + 25°C.
 - Хрупкий груз.

UK
СКЛАД

SURGIDERM® 18	Гіалуронова кислота гель 18 мг- Фосфатний буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц містить 0.8 мл.
SURGIDERM® 24XP	Гіалуронова кислота гель 24 мг- Фосфатний буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц містить 0.8 мл.
SURGIDERM® 30	Гіалуронова кислота гель 24 мг- Фосфатний буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц містить 0.8 мл.
SURGIDERM® 30XP	Гіалуронова кислота гель 24 мг- Фосфатний буфер pH 7.2 q.s. 1 мл - Один шприц містить 0.8 мл.

ОПИС

SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP - це стерильні, вільні від пірогенів фізіологічні розчини гіалуронової кислоти нетваринного походження з поперечним міжмолекулярним зв'язком. Гель представлено у формі градуйованого одноразового шприца попереднього заповнення. У кожній коробці міститься: інструкція і етікетка для забезпечення контролю.

• **SURGIDERM® 18:** 2 шприци по 0,8 мл з чотирма одноразовими стерильними голками 30G1/2"

• **SURGIDERM® 24XP :** 2 шприци по 0,8 мл з чотирма одноразовими стерильними голками 30G1/2"

• **SURGIDERM® 30:** 2 шприци по 0,8 мл з чотирма одноразовими стерильними голками 27G1/2"

• **SURGIDERM® 30XP:** 2 шприци по 0,8 мл з чотирма одноразовими стерильними голками 27G1/2"

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Вміст шприців SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP стерилізується за допомогою вологого жару.

Голки 27G1/2" і 30G1/2" стерилізуються за допомогою радіовипромінення.

ПОКАЗАННЯ

SURGIDERM® 18	Ін'єкційний імплантат використовується для заповнення поверхневих зморшок шкіри шляхом ін'єкції в зону поверхневої дерми. Може також використовуватися для процедур Mesolift.
SURGIDERM® 24XP	Ін'єкційний імплантат використовується для заповнення зморшок шкіри середнього ступеню шляхом ін'єкції в зону середніх шарів дерми, а також для корекції контуру губ.
SURGIDERM® 30	Ін'єкційний імплантат використовується для заповнення глибоких зморшок шкіри шляхом ін'єкції в глибокі шари дерми, а також для збільшення об'єму і корекції контуру губ.
SURGIDERM® 30XP	Ін'єкційний імплантат використовується для заповнення середніх та/або глибоких зморшок шкіри шляхом ін'єкції в серединні та/або глибокі шари дерми, а також для збільшення об'єму і корекції контуру губ.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

SURGIDERM® 18	Не дозволяється робити ін'єкції ділянку повік. Застосування в ділянці "мішків" під очима допускається тільки лікарями-фахівцями, які спеціально навчені цієї техніці та мають детальні знання фізіології цієї ділянки.
SURGIDERM® 24XP	Не дозволяється робити ін'єкції ділянку повік. Застосування в ділянці "мішків" під очима допускається тільки лікарями-фахівцями, які спеціально навчені цієї техніці та мають детальні знання фізіології цієї ділянки.
SURGIDERM® 30	Не дозволяється робити ін'єкції ділянку контурів очей (повіки, "мішків" під очима, "гусичі лапки", очні зморшки) і міжбрівних зморшок.

SURGIDERM® 30XP	Не дозволяється робити ін'єкції ділянку контурів очей (повіки, очні зморшки) і міжбрівних зморшок (ділянка чола). Застосування в ділянці "мішків" під очима допускається тільки лікарями-фахівцями, які спеціально навчені цієї техніці та мають детальні знання фізіології цієї ділянки.
------------------------	---

ПРИМІТКИ:

- Не дозволяється робити ін'єкції в ділянку кровоносних судин (всередину судин).
- Не дозволяється проводити надлишкову корекцію (гіперкорекцію).

• **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** заборонені до використання:

- пацієнтам, склонним до розвитку гіпертрофічних шрамів.
- пацієнтам, гіперчутиливим до гіалуронової кислоти.
- жінкам у період вагітності або годівлі груддою.
- дітям.

• **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** заборонені до використання в ділянках, що являють собою шкірні запалення та/або інфекційні процеси (акне, герпес ...).

• **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** заборонені до використання в поєднанні з лазерною терапією, гілобіком хімічним пілінгом або дермабразією. Для поверхневого пілінгу рекомендується не робити ін'єкції продукту, якщо запалає реакція, що спричиняється, має значний характер.

ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХОД У ВИКОРИСТАННІ

• **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** не призначений для інших інекцій, окрім інтрадермальних, та ін'єкцій в губи.

• практика показує, що ін'єкція, зроблена медичним приладом, пов'язана з ризиком виникнення інфекції.

• Відсутні клінічні дані (тести на ефективність, тести на переноносність) щодо ін'єкції **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** в ділянку, що вже піддавалася впливом іншого наповнювача. Не слід робити ін'єкції в ділянку застосуванням постійних імплантатів.

• Відсутні клінічні дані за тестами на ефективність і переноносність ін'єкцій **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** у пацієнтів, які потерпали або в цей момент потерпають від аутоімунного захворювання. У залежності від природи захворювання, можливий супутній лікування й окремо взятого випадку лікар-фахівець повинен приняти рішення про лікування на індивідуальній основі. Фахівець також повинен забезпечити спеціальний моніторинг таких пацієнтів. Зокрема, рекомендується, щоб такі пацієнти проходили попередній подвійний тест і утрималися від ін'єкції продукту, якщо захворювання прогресує.

• Відсутні клінічні дані за тестами на переноносність ін'єкцій **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** у пацієнтів, які потерпають від баగаторазових приступів тижжі алергії або в яких буває анафілактичний шок.

У залежності від типу алергії лікар-фахівець повинен приняти рішення про лікування на індивідуальній основі, а також забезпечити спеціальний моніторинг таких пацієнтів у категорії ризику. Зокрема, видається можливим запропонувати попередній подвійний тест або відповідне превентивне лікування до застосування будь-якої ін'єкції.

• Пацієнти, які потерпають від стрептококового захворювання (рецидивного фарингіту, гористого ревматоїдного артриту) повинні піддатися підвійному тестуванню до застосування будь-якої ін'єкції. У випадку гористого ревматоїдного артриту із серцевими ускладненнями, ін'єкції не рекомендуються.

• Пацієнти, які отримують антикоагулянту терапію (антикоагулянти, аспірин або нестероїдні протизапальні препарати) мають бути попереджені про можливий збільшений ризик (появя) гематом і кровоточів під час ін'єкції.

• Відсутні дані щодо безпеки ін'єкції об'ємом понад 20 мл **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** з лідокайном на 60 кг (130 фунтів) маси тіла на рік.

• Пацієнткам слід рекомендувати не накладати макіяж протягом 12 годин після ін'єкції, а також уникати тривалого впливу сонячних променів, ультрафіолетового випромінення, холоду і походів в сауну або турецьку лазінію протягом двох тижнів після ін'єкції.

• Якщо голка забільється, не намагайтесь надавити на поршневий стрижень, припиніть ін'єкцію та замініть голку.

• Склад цього препарату сумісний з полями, що використовуються для магнітно-резонансної томографії.

НЕСУМISНІСТЬ

Відомо, що гіалуронова кислота несумісна із солями черв'я амонію, такими як бензалконої хлорид. Отже, **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** не повинні контактувати з цими речовинами або медико-хірургічними інструментами, при лікуванні якими використовуються ці речовини.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Пацієнт повинен бути попередженим, що до потенційних побічних ефектів, пов'язаних з введенням імплантату. Побічні ефекти можуть з'явитися відразу або за часом. А саме: (список неповний)

- Запалні реакції (поперхання, набряк, ерitemа, ...), які асоціюються зі сверблячило, болем при натисканні, що виникають після ін'єкції. Подібні реакції можуть тривати близько тижня.
- Тематомі.
- Затвердіння або вузлики на місці ін'єкції.
- Плями на шкірі або втіра колючу шкіру на місці ін'єкції.
- Слабка ефективність або ефект недостатнього наповнення.
- Відомі випадки некрозу в ділянці міжбрівних зморшок, абсцесу, гранулеми, моментальної або, віддаленої гіперчувствливості після ін'єкції гіалуронової кислоти. Тому необхідно враховувати ці потенційні ризики.
- Пацієнт має негайно повідомити лікаря у разі якщо побічні ефекти спостерігаються більше тижня. У цьому випадку лікар повинен призначити належне лікування.
- Дистрибутор та/або виробник має бути повідомлений щодо будь-яких інших побічних ефектів, пов'язаних з ін'єкціями **SURGIDERM® 18/24XP/30XP**.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Цей імплантат призначений для введення у шкіру уповноваженим медичним практиків згідно з відповідними місцевими законодавчими актами. Техніка введення є головним фактором забезпечення якісного лікування. Імплантат має бути введений лише медичним персоналом з відповідною кваліфікацією щодо технології ін'єкції для заповнення.

Для **SURGIDERM® 30XP** також може бути застосована техніка "наппаж" з

- **SURGIDERM® 18/24XP/30/30XP** потрібно використовувати згідно з інструкцією. Модифікація або використання продукта іншим чином, ніж описано у Інструкції для застосування, може зашкодити його стерильності, однорідності і продуктивності, і дію гарантії буде припинено.

• Перед початком лікування пацієнту повинні бути проінформовані про показання до лікування, протипоказання, можливу несумісність і потенційні побічні ефекти.

- Ділянка ін'єкції повинна бути попередньо ретельно дезінфікована.
- Зніміть ковпачок шприци, потягнувши його, як показано на мал.1.

Потім цілком закрутіть голку, наповнену речовинною, на наконечнику шприци, обережно повертаючи її за годинниковою стрілкою.

Повертаєте голку доти, поки вона повністю не закріпиться, а ковпачок голки розташувється в позиції, що показана на мал. 3. Якщо ковпачок голки розташовано, як показано на мал. 4, отже, його неправильно закріплено.

Дали, утримуючи корпус шприци в одній руці, а захисний ковпачок - в іншій, як показано на мал. 5, зніміть захисний ковпачок, потягнувши обидві руки в протилежних напрямках.

Повільно введіть ін'єкцію. Недопустима цих застережних заходів може спричинити від'єднання голки та/або витік продукту на рівень конектора Luer-Lock.

- Ін'єкційний об'єм залежить від ділянки, що підлягають корекції.
- Масаж ділянки, що корегується, після ін'єкції забезпечить рівномірний розподіл речовини.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перевірте строк придатності на етикетці продукту.
- Не використовуйте продукт повторно. Стерильність препарату не може бути гарантована, якщо препарат використано повторно.
- Не намагайтесь повторно стерилізувати продукт.
- Шодо голок, звертатися до лабораторії **€0123 TSK**, Японія Представник у країнах ЄС: компанія Емерго Европа

Адреса: 12513BN, Голандія,
м. Гаага, вул. Моленстраат, 15

- Використані голки слід помістити у передбачений для цього контейнер.

Те ж саме стосується шприци. Керуйтесь даними інструкціями для забезпечення їхнього усунення.

- Ніколи не намагайтесь вирівняти зігнуті голки, викиньте її та замініть іншою.

УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Зберігайте препарат при температурі від +2°C до + 25°C.
- Крихкий вантаж.

EL ΣΥΝΘΕΣΗ

SURGIDERM® 18	Гéλη уалоуроніковý оé eos 18 mg - Руфміотíkó δíáluma фівофоріків pH 7,2q.s 1mL - Mía σúrīgγa περιéhei 0,8 mL
SURGIDERM® 24XP	Гéλη уалоуроніковý оé eos 24 mg - Руфміотíkó δíáluma фівофоріків pH 7,2q.s 1mL - Mía σúrīgγa περιéhei 0,8 mL
SURGIDERM® 30	Гéλη уалоуроніковý оé eos 24 mg - Руфміотíkó δíáluma фівофоріків pH 7,2q.s 1mL - Mía σúrīgγa περιéhei 0,8 mL
SURGIDERM® 30XP	Гéλη уалоуроніковý оé eos 24 mg - Руфміотíkó δíáluma фівофоріків pH 7,2q.s 1mL - Mía σúrīgγa περιéhei 0,8 mL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** είναι στείρα, μη πυρετογόνα φυσιολογíκa διαλύμata стауросунδεζέμου (cross-linked) уалоуроніковý оé eos, το οποίο δεν είναι ζωής προέλευσης. Η γέλη παρέχεται σε μια διαβαθμισμένη προγεμιωμένη σύρμη μίας χρήσης. Κάθε κουτί περιέχει ένα φυλλάδιο οδηγών και ένα σετ επικετών προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασμότητα και:

- Για το **SURGIDERM® 18**, δύο σύρμης των 0,8 ml και τέσσερις αποστειρωμένες βελόνες 30G 1/2" μίας χρήσης,
- Για το **SURGIDERM® 24XP**, δύο σύρμης των 0,8 ml και τέσσερις αποστειρωμένες βελόνες 30G 1/2" μίας χρήσης,
- Για το **SURGIDERM® 30**, δύο σύρμης των 0,8 ml και τέσσερις αποστειρωμένες βελόνες 27G 1/2" μίας χρήσης,
- Για το **SURGIDERM® 30XP**, δύο σύρμης των 0,8 ml και τέσσερις αποστειρωμένες βελόνες 27G 1/2" μίας χρήσης.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Το περιεχόμενα των συρήγων **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** είναι αποστειρωμένο με υγρή θερμόπτια.

Οι βελόνες των 30G1/2" και 27G1/2" είναι αποστειρωμένες με ακτινοβολία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

SURGIDERM® 18	Ενέάσιο εμφύτευμα το οποίο ενδέκινυται για να γεμίζει επιφανειακά βαθούλωμα του δέρματος με έγχυση στο επιφανειακό χόριο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογες Mesolift (μεσοθεραπεία).
SURGIDERM® 24XP	Ενέάσιο εμφύτευμα που χρησιμοποιείται για να γεμίζει οποιοδήποτε μέτριο βαθούλωμα του δέρματος με έγχυση στη μέση περιοχή του χορίου, καθώς και για ενσύρμηση των χειλίων.
SURGIDERM® 30	Ενέάσιο εμφύτευμα που χρησιμοποιείται για να γεμίζει τη βαθύτερη περιοχή του χορίου, καθώς και για ενσύρμηση των χειλίων.
SURGIDERM® 30XP	Ενέάσιο εμφύτευμα που χρησιμοποιείται για να γεμίζει μέτριο και/ή βαθύ βαθούλωμα του δέρματος με έγχυση στη μέση ή στην εν τω βαθεία περιοχή του χορίου, καθώς και για αύξηση του όγκου, τονισμό του περιγράμματος και τόνωση των χειλίων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

SURGIDERM® 18	Να μη γίνεται έγχυση του στα βλέφαρα. Η εφαρμογή στις σακούλες κάτω από τα μάτια μπορεί να γίνεται μόνο από ειδικούς επαρκώς εκπαιδευμένους στην τεχνική αυτή, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη φυσιολογία της συγκεκριμένης περιοχής.
SURGIDERM® 24XP	Να μη γίνεται έγχυση του στα βλέφαρα. Η εφαρμογή στις σακούλες κάτω από τα μάτια μπορεί να γίνεται μόνο από ειδικούς επαρκώς εκπαιδευμένους στην τεχνική αυτή, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη φυσιολογία της συγκεκριμένης περιοχής.

SURGIDERM® 30	Να μη γίνεται έγχυση του στην περιοχή περιοχή (βλέφαρα, σακούλες κάτω από τα μάτια, ρυτίδες ματιών) και στη μεσόφρου περιοχή.
SURGIDERM® 30XP	Να μη γίνεται έγχυση του στην περιοχή περιοχή (βλέφαρα, ρυτίδες ματιών) και στη μεσόφρου περιοχή (μέτωπο). - Η εφαρμογή στις σακούλες κάτω από τα μάτια μπορεί να γίνεται μόνο από ειδικούς επαρκώς εκπαιδευμένους στην τεχνική αυτή, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη φυσιολογία της συγκεκριμένης περιοχής.

Επιπλέον,

- Μην κάνεται έγχυση στα αιμαφόρα αγγεία (ενδαγγειακά).
- Μην προχωράτε σε ενέργειες υπερδιόρθωσης.
- Τα **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε:
 - ασθενείς που έχουν τη τάση να αναπτύξουν υπερτροφικές ουλές
 - ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο υαλούρονικό ούζο
 - γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν
 - παιδιά.
- Τα **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές που παρουσιάζουν δερματικές φλεγμονώδεις και/ή μολυσματικές εξεργασίες (ακμή, έρημη, ...).
- Τα **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με θεραπεία λείερ, βαθιές χημικές αποφλώσεις ή δερμοαπόσεον. Για επιφανειακές αποφλώσεις, συνιστάται να μην γίνεται έγχυση του προϊόντος από τη φλεγμονώδης αντίδραση που δημιουργείται είναι σημαντική.

ΠΡΟΦΟΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Το **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** δεν ενδείκνυται για εγχύσεις άλλες πλην των διαδερμικών και στα χειλά.

- Γενικά, η έγχυση ιατροτεχνολογικών προϊόντων εμπειρέχεται σε κοινότιμο μόλυνση.
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα (αποτελεσματικότητα, ανοχή) σχετικά με την έγχυση των **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** σε περιοχή που έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με άλλο πρώτον πλήρωση. Δεν πρέπει να γίνονται εγχύσεις σε περιοχές που έχουν υποβολθεί σε θεραπεία με μόνιμα εμφυτεύματα.
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ανοχή των εγχύσεων των **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** σε ασθενείς που έχουν ιστορικό αυτόνοσης ασθενείας ή πάσχουν τη συγκεκριμένη εποχή από αυτόνοση ασθένεια. Ανάλογα με τη φύση της ασθένειας, ο γιατρός θα αποφασίσει επομένως σχετικά με τη χορήγηση και τη σχετική θεραπεία σε εξαπομνημένη βάση για κάθε περίπτωση. Ο γιατρός θα διασφαλίσει επίσης την ειδική παρακολούθηση αυτού του πύτου των ασθενών, ίδιαίτερα, συνιστάται αυτοί οι ασθενείς να υποβάλλονται σε προκαταρκτικό έλεγχο και να μην τους γίνεται έγχυση του προϊόντος αν η ασθένεια είναι ενεργή.
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με την ανοχή της έγχυσης των **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** σε ασθενείς που παρουσιάζουν ιστορικό σοβαρών πολλαπλών αλλεργιών ή αναφλακτικού σοκ. Ο γιατρός πρέπει επομένως να αποφασίσει σχετικά με την ένδειξη ανάλογα με τη μεμονωμένη περίπτωση, τη φύση της αλλεργίας, και πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει εξαπομνημένη παρακολούθηση αυτών των ασθενών που είναι σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, μπορεί να ληφθεί η απόφαση να προταθεί ένας διπλός έλεγχος ή προληπτική καταλληλά προσαρμοσμένη θεραπεία πριν από οποιαδήποτε έγχυση.
- Ασθενείς που έχουν ιστορικό στρεπτοκοκκικής νόσου (υποτροπάζων πονόλαιμος, οξεία ρευματοειδής αρθρίτιδα) πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο πριν τους χορηγηθεί οποιασδήποτε έγχυση. Σε περίπτωση οξείας ρευματοειδών αρθρίτιδας με καρδιακές επιπλοκές, συνιστάται να μη γίνεται έγχυση του προϊόντος.
- Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιπιπληγονώδη φάρμακα πρέπει να προειδοποιήθουν για τον πιθανό αυξημένο κίνδυνο αιματωμάτων και αιμορραγίας κατά την έγχυση.
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία δύον αφορά την ασφάλεια ερόσων εντείαι πουσότητα **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** με λιδοκαΐνη μεγαλύτερη των 20 mL αντ 60 kg (130 lbs) μάρας σώματος το χρόνο.
- Παρακαλούμε ενημερώσαντας τον ασθένη ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί μέκαπ για 12 ώρες μετά την έγχυση και να αποφεύγει τυχόν παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, σε υπερώδεις ακτίνες και σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C, καθώς και σύνναντα χαράμα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων μετά την έγχυση.
- Αν η βελόνα είναι αποφραγμένη, μην αυξάνετε την πίεση στη ροδέλα του

ειδικόλου. Σταματήστε την έγχυση και αντικαταστήστε τη βελόνα.

• Η ούνθεση αυτού του προϊόντος είναι συμβατή με πεδία που χρησιμοποιούνται για απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία.

ΑΣΥΓΜΒΑΤΟΤΗΣ

Είναι γνωστό ότι το υαλούρονικό ούζο δεν είναι συμβατό με τετραμερή άλατα του αιματωνίου όπως το βενζαλκόνιο χλωρούιοχο. Τα **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** δεν θα πρέπει, επομένως, να τοποθετούνται ποτέ σε επαφή με αυτές τις ουσίες ή με ιατρικό-χειρουργικά εργαλεία τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με αυτόν τον τύπο ουσίας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με την εμφύτευση του προϊόντος, που ενδέχεται να προκύψουν αυμένας ή να καθυστερήσουν. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιλαμβάνονται σε:

- Φλεγμονώδεις αντιδράσεις (ερυθρότητα, οιδίμα, ερυθημα ...) οι οποίες μπορεί να συνδέονται με κανονικό, πόνο ή πίεση που εμφανίζονται μετά την έγχυση. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να διαρκέσουν μία εβδομάδα.
- Αιματώματα.
- Σκλήρυνση ή οξίδια στο σημείο της έγχυσης.
- Χρώση ή αποχρωματισμός του σημείου της έγχυσης.
- Πτώση αποτελέσματα ή ανεπαρκές αποτελέσματα πλήρωσης.

• Έγουν αναφερθεί περιπτώσεις νέκρωσης στη μεσόφρου περιοχή, αποστήματα, κοκκώμα και μίσεια ή καθυστερημένη υπερευαισθησία μετά από έγχυση σε υαλούρονικό ούζος. Συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

• Οι ασθενείς πρέπει να αναφέρουν το συντομότερο δυνατό στον ιατρό τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια παρουσιαστεί. Ο ιατρός θα πρέπει να δισαφαλίσει την ανεπιτηπότητή τους για την επιτυχία της θεραπείας.

• Τυχόν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνέδεονται με την έγχυση των **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** πρέπει να αναφέρονται στον διανομέα και/ή στον παραγωγό.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

• Το παρόν πρόιον έχει παρασκευαστεί προς έγχυση στο χώριο ή στη βλεννογόνο των χειλών από εξουσιοδοτημένο ιατρικό πρωσαποκτό σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους τοπικούς κανονισμούς. Δεδομένου ότι η ακρίβεια είναι απαραίτητη για την επιτυχία της θεραπείας, το πρόιον θα πρέπει να δισαφαλίσει την ανεπιτηπότητή τους για καταλλήλη θεραπεία.

• Η τεχνική παρραγγεί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με το **SURGIDERM® 30XP**.

• Το **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 και 30XP** πρέπει να χρησιμοποιείται όπως παρέχεται. Οποιασδήποτε προποτούση ή χρήση αυτού του προϊόντος, η οποία δεν συμμορφώνεται προς τις οδηγίες χρήσεως που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορεί να επηρέασε δυσμενώς την αποστέψιμη, την ομογένεια και την παρόδηση του προϊόντος, οι οποίες δεν θα είναι πλέον εγγυημένες.

• Πριν αρχίσουν η θεραπεία, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις ενδείξεις που ισχύουν για τη συσκευή, τις αντενδείξεις της, τις ασυμβατότητες και ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

• Ή προς θεραπεία περιοχή πρέπει να απολυμαίνεται εξουνχιστικά πριν από την έγχυση.

• Αφαιρέστε το κάλυμμα του άκρου τραβώντας το ξέν από τη σύριγγα ακριβώς στην ευθεία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Κατόπιν αθήστε σταθερά προς τη σύριγγα τη βελόνα που παρέχεται στο κουτί (Εικόνα 2), βιδώνοντάς την απαλά με δεξιότητρο κίνηση. Περιστρέψτε μια ακόμη φορά μέχρι να ασφαλιστεί τελείως και να έχει το κάλυμμα της βελόνας στη θέση που φαίνεται στην Εικόνα 3. Αν το κάλυμμα της βελόνας τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, έχει συνδεθεί με λανθασμένο τρόπο.

Κατόπιν, αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας που στέκεται στην Εικόνα 5, και τραβώντας τα δύο σας χέρια προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Αν δεν συμμορφώθετε με αυτές τις προφύλαξεις, θα μπορούσε να προκληθεί η ούνθηση. Περιστρέψτε τη βελόνα στη θέση που φαίνεται στην Εικόνα 3. Από την θέση που φαίνεται στην Εικόνα 5, και τραβώντας τα δύο σας χέρια προς αντίθετες κατευθύνσεις.

• Η ποσότητα που θα εγχυθεί θα εξαρτηθεί από τις περιοχές που πρόκειται να διορθωθούν.

• Μετά την έγχυση, είναι σημαντικό να κάνετε μασάζ στην περιοχή της θεραπείας προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η ουσία έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

ΠΡΟΔΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Να επιβεβαιώνετε την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επικέτα του προϊόντος.

- Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η αποστέρωση αυτής της συσκευής δεν μπορεί να είναι εγγυημένη αν η συσκευή επαναχρησιμοποιηθεί.
- Μην επαναποστειρώνετε.
- Για τις βελόνες: (CE 0123 Εργαστήριο TSK, Ιαπωνία):
Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη: Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH Haag (NL)

- Οι χρησιμοποιημένες βελόνες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλους περιέκτες. Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τις τρέχουσες ισχύουσες κατευθυντήριες σδόγησης για να βεβαιωθείτε για την ορθή απόρριψη τους.
- Μην προσπαθήστε ποτέ να ισιώσετε ποτέ μια κεκαμμένη βελόνα. Πετάξτε την και αντικαταστήστε την.
- ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΦΥΛΛΩΣΗΣ**
- Να φυλάσσεται μεταξύ 2 °C και 25 °C.
- Εύθραυστο.

NL

SAMENSTELLING

SURGIDERM® 18	Gel op basis van hyaluronzuur 18 mg - Fosfaatbuffer pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Een injectiespuit bevat 0,8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel op basis van hyaluronzuur 24 mg - Fosfaatbuffer pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Een injectiespuit bevat 0,8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel op basis van hyaluronzuur 24 mg - Fosfaatbuffer pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Een injectiespuit bevat 0,8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel op basis van hyaluronzuur 24 mg - Fosfaatbuffer pH 7,2 q.s.p. 1 mL - Een injectiespuit bevat 0,8 mL.

BESCHRIJVING

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP zijn steriele, apyrogene en fysiologische gels op basis van reticulaire hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong. Deze gels worden verstrekt onder de vorm van een gedegradeerde spuit, die vooraf gevuld is voor eenmalig gebruik. Ieder dosje bevat een handleiding en een set etiketten om de traceerbaarheid te garanderen en:

voor **SURGIDERM® 18**, 2 sputten van 0,8mL en 4 steriele naalden van 30G1/2" voor eenmalig gebruik,

voor **SURGIDERM® 24XP**, 2 sputten van 0,8mL en 4 steriele naalden van 30G1/2" voor eenmalig gebruik,

voor **SURGIDERM® 30**, 2 sputten van 0,8mL en 4 steriele naalden van 27G1/2" voor eenmalig gebruik,

voor **SURGIDERM® 30XP**, 2 sputten van 0,8mL en 4 steriele naalden van 27G1/2" voor eenmalig gebruik,

STERILISATIE

De inhoud van de sputten **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** is gesteriliseerd door middel van vochtige warmte.

De naalden 30G1/2" en 27G1/2" zijn gesteriliseerd door middel van bestraling.

AANGEWEZEN BIJ

SURGIDERM® 18	Injecteerbaar implantaat aangewezen bij het opvullen van oppervlakkige huidverzakkingen door middel van injectie in de papillaire laag van de lederhuid. Kan ook gebruikt worden bij mesotherapie.
SURGIDERM® 24XP	Injecteerbaar implantaat aangewezen bij het opvullen van middeldiepe huidverzakkingen door middel van injectie in de bovenste reticulaire laag van de lederhuid en voor het bijwerken van de lipomranding.
SURGIDERM® 30	Injecteerbaar implantaat aangewezen bij het opvullen van diepe huidverzakkingen door middel van injectie in de onderste reticulaire laag van de lederhuid en om het volume van de lippen en de jukbeenderen te vergroten.
SURGIDERM® 30XP	Injecteerbaar implantaat aangewezen bij het opvullen van middeldiepe tot diepe huidverzakkingen door middel van injectie in de reticulaire laag van de lederhuid en ook om het volume en de omranding van de lippen te accentueren.

NIET AANGEWEZEN BIJ

SURGIDERM® 18	Niet injecteren in het ooglid. Het gebruik in de oogring is voorbehouden aan artsen die specifiek opgeleid zijn om deze techniek toe te passen en die een gedegen kennis hebben van de fysiologie van deze lichaamsstreek.
SURGIDERM® 24XP	Niet injecteren in het ooglid. Het gebruik in de oogring is voorbehouden aan artsen die specifiek opgeleid zijn om deze techniek toe te passen en die een gedegen kennis hebben van de fysiologie van deze lichaamsstreek.
SURGIDERM® 30	Niet injecteren in de periorbitale zone (ooglid, oogkring, kraaienpootjes) en de glabellaire zone.
SURGIDERM® 30XP	Niet injecteren in de periorbitale zone (ooglid, kraaienpootjes en glabellaire zone). Het gebruik in de oogring is voorbehouden aan artsen die specifiek opgeleid zijn om deze techniek toe te passen en die een gedegen kennis hebben van de fysiologie van deze lichaamsstreek.

Bovendien:

- Niet injecteren in de (intravasculaire) bloedvaten.
- Niet overcorrigeren.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** mogen niet gebruikt worden bij:
 - patiënten die de neiging hebben om hypertrofische littekens te ontwikkelen;
 - patiënten die een gekende overgevoeligheid hebben voor hyaluronzuur;
 - zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven;
 - kinderen.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** mogen niet worden gebruikt op zones waar de huid ontstonden en/of geïnfecteerd is (acne, herpes ...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** mogen niet worden gebruikt in onmiddellijke combinatie met laserbehandeling, diepe chemische peeling of dermabrasie. In geval van oppervlakkige peeling is het aangewezen om niet te injecteren indien de veroorzaakte ontstekingsreactie aanzienlijk is.

VOORZORGSMAAITREGELEN BIJ GEBRUIK

- SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** zijn enkel aangewezen bij intradermale injecties en injecties in de lippen.
- Bij het injecteren van medische producten bestaat er steeds een risico op infectie.
 - Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar die de efficiëntie en de tolerantie aangeven indien **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** worden geïnjecteerd in een zone die al behandeld werd met een ander opvulproduct. Het verdient aanbeveling niet te injecteren op een plaats die behandeld wordt door middel van een permanent implantaat.
 - Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar die de efficiëntie en de tolerantie aangeven indien **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** worden geïnjecteerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van een auto-immuunziekte. De arts zal dus geval per geval moeten beslissen wat aangewezen is, naargelang de aard van de ziekte en de bijpassende behandeling, en hij zal bijzonder waakzaam moeten zijn bij deze patiënten. Het is met name ten zeerste aanbevolen om deze patiënten vooraf aan een dubbele test te onderwerpen en om hen niet te injecteren indien het om een progressieve ziekte gaat.
 - Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar die de tolerantie aangeven indien **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** worden geïnjecteerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van zware meervoudige allergieën of anafylaxie.
 - De behandelende arts zal dus geval per geval naargelang de aard van de allergie moeten beslissen wat aangewezen is en hij zal bijzonder waakzaam moeten zijn bij deze risicopatiënten.
 - Er kan met name besloten worden om vóór het injecteren een aangepaste preventieve test of behandeling voor te stellen.
 - De patiënten die een voorgeschiedenis hebben met betrekking tot streptokokkeninfecties (terugkerende keelontsteking, acute gewrichtsreuma) dienen aan een dubbele test onderworpen te worden vóór de injectie. In geval van acute gewrichtsreuma ter hoogte van het hart, is het aangeraden om niet te injecteren.
 - Patiënten die bloedverdunrende middelen gebruiken (anti-stollingsmiddel, aspirine of niet-hormonale ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's)) moeten gewaarschuwd worden voor potentieel verhoogd risico van bloeduitstortingen of bloedingen tijdens injectie.
 - Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid van het inspuiten van een grotere hoeveelheid dan 20 mL per 60 kg lichaamsgewicht **SURGIDERM® 18 /**

24XP / 30 en 30XP per jaar.

- De patiënten aanraden om zich niet te maquillieren tijdens de 12 uur volgend op de injectie en om langdurige blootstelling aan de zon, UV-straling, temperaturen onder de 0°C en bezoeken aan sauna en hammam te vermijden tijdens de twee weken na de injectie.
- Indien de naald verstopt is, de druk op de zuigerstang niet verhogen. Onderbrek de injectie en vervang de naald.
- De samenstelling van het product zorgt ervoor dat het compatibel is met de velden die gebruikt worden bij beeldvorming met magnetische resonantie.

ONVERENIGBAARHEDEN

Er bestaat een gekende onverenigbaarheid tussen hyaluronzuur en quaternaire ammoniumzouten, zoals benzalkoniumchloride. Het is dus raadzaam om nooit **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** in contact te brengen met dergelijke producten, noch met medisch of chirurgisch materiaal dat behandeld werd met dit type product.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

De patiënt dient ingelicht te worden over het feit dat er onmiddellijk of nadien nevenwerkingen kunnen optreden ten gevolge van de implantatie van het product. Onder andere: (niet-exhaustieve lijst)

- Ontstekingen (roodheid, oedeem, erythema ...) die gepaard kunnen gaan met jeuk, pijn bij het uiteenopenen van druk, kunnen optreden na de injectie. Deze reacties kunnen een week duren.
- Bloeduitstortingen
- Weefselverharding of knobbeltjes op de plaats van de injectiezone.
- Kleuring of ontkleuring van de injectiezone.
- Geringe doeltreffendheid of gering opvulleffect.
- Gevallen van weefselafterving in de glabellaire zone, abces, granuloom en onmiddellijk of nadien optredende overgevoeligheid werden gemeld na injectie van hyaluronzuur. Het is dan ook raadzaam om de mogelijke risico's in acht te nemen.
- Indien de ontstekingsreacties langer dan een week aanhouden of in geval van een andere bijwerking dient de patiënt de behandelende arts zo snel mogelijk inlichten zodat deze voor een aangepaste behandeling kan zorgen.
- Elke andere bijwerking met betrekking tot de injectie van **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** dient aan de distributeur en/of aan de fabrikant worden gemeld.

GEBRUIKSAANWIJZING - POSOLOGIE

- Dit product is bestemd om door bevoegd medisch personeel geïnjecteerd te worden in de lederhuid conform de plaatjelike regelgeving. De vakbekwaamheid van het personeel is van essentieel belang voor het wetslagen van de behandeling. Het product dient dan ook te worden gebruikt door artsen die een specifieke opleiding genoten m.b.t. de injectietechniek voor filling.
- **SURGIDERM® 30XP** kan ook gebruikt worden voor mesotherapie (nappage).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 en 30XP** moet gebruikt worden in de originele verpakking waarin het is geleverd. Elke modificatie of gebruik van dit product anders dan volgens de in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruiksvoorschriften kan de steriliteit, homogelijkheid en prestaties van het product beïnvloeden, waardoor deze niet meer gegarandeerd kunnen worden.
- Voordat u de behandeling start, kunt u best de patiënt informeren over de gevallen waarin het product aangewezen is en deze waarin het vermeden moet worden, alsook over de onverenigbaarheden en de mogelijke bijwerkingen.
- Desinfecteer vooraf nauwgezet het te behandelen huidoppervlak voordat u de injectie uitvoert.
- Verwijder de dop van de naald door deze weg te trekken zoals op fig. 1 wordt aangegeven.

Plaats de meegeleverde naald op het opzetstuk van de spuit (fig. 2) en schroef ze voorzichtig in wijzerzin vast.

Draai de naald een omwenteling extra aan totdat ze stevig vastzit en het kapje van de naald zich in de positie bevindt zoals op fig. 3 wordt aangegeven. Indien het kapje zich in de positie bevindt zoals op fig. 4, is de naald niet correct bevestigd. Vervolgens neemt u de cilinder van de spuit in de ene hand en het kapje in de andere vast (zie fig. 5) en verwijderd u het kapje van het weg te trekken.

Injecteer langzaam.

Bij het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen bestaat het risico dat de naald loskomt en/of dat het product lekt ter hoogte van de Luer-Lock.

- De injecteren hoeveelheid hangt af van het te corrigeren oppervlak.
- De te injecteren hoeveelheid varieert naargelang de te corrigeren zone.
- Na injectie is het belangrijk om de behandelde zone te masseren om ervoor te zorgen dat het product zich mooi égual verspreidt.

WAARSCHUWING

- Controleer de vervaldatum op het etiket.

• Niet hergebruiken. Indien het materiaal hergebruikt wordt, kan de steriliteit van het product niet gegarandeerd worden.

• Niet opnieuw steriliseren.

• Voor de naalden (€ 0123 Laboratorium TSK, Japan):

Europees mandataris : Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH Den Haag (NL)

- De gebruikte naalden dienen weggegooid te worden in een daartoe bestemde collector. Hetzelfde geldt voor de injectiespuiten. De geldende richtlijnen raadplegen om ze correct te verwijderen.

- Probeer nooit om een gebogen naald weer recht te buigen. Gooi ze weg en vervang ze.

BEWAARVOORSCHRIFTEN

- Bewaren tussen de 2°C en 25°C.

- Breebaar.

HU**ÖSSZETÉTEL:**

SURGIDERM® 18	Hialuronsav gél 18 mg - foszfát puffer pH 7.2 q.s. 1 ml - Egy feckendő 0,8 ml-t tartalmaz.
SURGIDERM® 24XP	Hialuronsav gél 24 mg - foszfát puffer pH 7.2 q.s. 1 ml - Egy feckendő 0,8 ml-t tartalmaz.
SURGIDERM® 30	Hialuronsav gél 24 mg - foszfát puffer pH 7.2 q.s. 1 ml - Egy feckendő 0,8 ml-t tartalmaz.
SURGIDERM® 30XP	Hialuronsav gél 24 mg - foszfát puffer pH 7.2 q.s. 1 ml - Egy feckendő 0,8 ml-t tartalmaz.

ISMERTETŐ

A **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** olyan steril pirogén mentes fiziológiai keresztötétes hialuronsavas oldatok, melyek nem általi eredetűek. A gél egy előretöltött skálabeosztásos eldobható feckendőben kapható. minden doboz tartalmaz egy útmutatót, és a nyomon követhetőség érdekében megtalálható benne hogy címre készült és:

SURGIDERM® 18: két 0,8ml feckendő és négy egyszer használatos 30G1/2" steril tű.

SURGIDERM® 24XP: két 0,8ml feckendő és négy egyszer használatos 30G1/2" steril tű.

SURGIDERM® 30: két 0,8ml feckendő és négy egyszer használatos 27G1/2" steril tű.

SURGIDERM® 30XP: két 0,8ml feckendő és négy egyszer használatos 27G1/2" steril tű.

STERILIZÁLÁS

A **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** feckendők tartalmát nedves hővel sterilizálják.

A 30G1/2" és 27G1/2" tüket sugárzás segítségével sterilizálják.

JAVASLATOK

SURGIDERM® 18	Az injektálható implantátum, melynek célja a bőr felületi elváltozásainak kitöltése a felületi dermisze történő injektálással. A Mesolift kezelésekhez is alkalmazható.
SURGIDERM® 24XP	Injektálható implantátum a bőr közepes elváltozásainak feltöltéséhez, mély, dermiszen keresztül, továbbá az ajkak korrekciójánál és nagyobbításánál is alkalmazható.
SURGIDERM® 30	Injektálható implantátum a bőr mély elváltozásainak feltöltéséhez, mély, dermiszen keresztül történő injektálással, ezen felül az ajkak megnyagobbításához és az arccsonk kiemeléséhez is alkalmazható.
SURGIDERM® 30XP	Injektálható implantátum a bőr közepes és/vagy mély elváltozásainak feltöltésére dermiszen keresztül történő közepes/mély injektálás segítségével, továbbá az ajkak térfogatának növelésére és kiemelésére is használható.

ELLENJAVALLATOK

SURGIDERM® 18	Soha ne fecskendezze a szemhéjba. Az anyag szemek alatti táskákon történő használatait kizárolag olyan szakemberek végezhetik, aikik speciálisan képzettek ebben az eljárásban, és ezen a területen alapos élettani tudással rendelkeznek.
SURGIDERM® 24XP	Soha ne fecskendezze a szemhéjba. Az anyag szemek alatti táskákon történő használatait kizárolag olyan szakemberek végezhetik, aikik speciálisan képzettek ebben az eljárásban, és ezen a területen alapos élettani tudással rendelkeznek.
SURGIDERM® 30	Soha ne fecskendezze a periorbitális területekbe (szemhéj, szemek alatti táskák, szemráncok) és a glabella környéki helyekbe.
SURGIDERM® 30XP	Soha ne fecskendezze a periorbitális területekbe (szemhéj, szemkörül ráncok) vagy a glabella környéki helyekbe (homlok). Az anyag szemek alatti táskákon történő használatait kizárolag olyan szakemberek végezhetik, aikik speciálisan képzettek ebben az eljárásban, és ezen a területen alapos élettani tudással rendelkeznek.

Továbbá:

- Ne fecskendezze a vérerekbe (intravasculáris).
 - Ne korrigáljon tul.
 - A **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** használata tilos:
 - olyan páciensek esetében, aikik hajlamosak a hipertrófias hegesedésre;
 - olyan páciensek esetében, aikik ismertén túlerzékenyek a hialuronsavra;
 - olyan nőknél, aikik terhessék vagy szoptatnak;
 - gyerekeknek.
 - **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** használata tilos az olyan területeken, amelyeken bőrgyülladás és/vagy fertőzött képződmények (pattanás, herpesz...) tapasztalhatóak.
 - **ASURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** egyidejűleg nem használhatók lézeres kezelésekkel, mély kémiai hámlásztással vagy dermabrázióval. A készítmény használata felszíni hámlásztások esetében nem ajánlott, ha a fellépett gyulladásos reakciók jelentősek.
- FIGYELMEZTETÉSEK**
- A **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** nem javasolt más injekciós esetén, mint a bőrön keresztüli injekciók és az ajakka történő injekciók.
- Általánosságban kijelenthető, hogy orvostechnikai eszközök beinjekciózása fertőzés kockázatát vonja maga után.
 - Nem állnak rendelkezésre klinikai adatok (hatásság, tolerancia) a **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** olyan területekbe való beadásáról, melyeket már egy másik feltöltő készítménnyel kezeltek. A készítmény beadása nem ajánlott olyan területekre, melyeket már állandó implantátumokkal előzőleg kezeltek.
 - Nem áll rendelkezésre olyan klinikai adat, hogy a **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** hatékonyságát vagy toleranciát vizsgálja, olyan betegek esetében, aikiknek a kortörténetükben előfordultak autoimmunn betegségek vagy jelenleg is autoimmunn betegségekben szerevednek. A betegség természetétől függően a gyakorló orvosnak kell minden egyes esetnél, egyéni elbírálás alapján döntenie az adagolásról és kapcsolódó kezelésről. Az ilyen betegek speciális kivizsgálását az orvosnak kell biztosítania. Különösen ajánlott az ilyen betegeket előzetes kivizsgálásnak alávetni, és abban az esetben, ha a betegség fennáll, ajánlott a készítmény beadásától való tartózkodás.
 - Nem áll rendelkezésre olyan klinikai adat, hogy a **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** esetében való toleranciát vizsgálja olyan betegek között, aikiknek a kortörténetükben súlyos allergiák vagy anafilaktikus szokk szerepel. Ezért az orvosnak kell a betegség természetétől függően, egyéni elbírálás alapján döntenie, és a veszélyeztetett betegeknek biztosítania kell az egyéni felügyeletet. Az orvosok olyan döntést is hozhatnak, hogy bármilyen injekció beadását megelőzően egy készszeres vizsgálatot vagy egy megelőző adaptív kezelést javasoljanak.
 - Olyan betegeket, aikik streptococcus betegségek (visszatérő torokfájás, akut reumás láz) találhatók a kortörténetükben, bármilyen injekció beadása előtt vizsgálatnak kell alávetni. A készítmény beadása szívkomplikációkkal együtt fellépő akut reumás láz esetében nem ajánlott.
 - Az alvadásgató gyógyszerekkel kezelt betegeket (alvadásgátlók, aszpirin vagy nem szteroid gyulladáscsökkentő készítmények) figyelemzettetni kell a befecskendezés alatt leflejtésig megnövekedett vérölmezetlen-kialakulával vagy

vérzési kockázatokra.

• Nem áll rendelkezésre adat a 60 kg testtömegenkénti évi 20 ml **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** mennyiséget meghaladó befecskendezés biztonságára vonatkozóan.

• Kérjük, ajánljuk betegének, hogy az injekció kezelést követő 12 órában ne használjon semmilyen sminket és, hogy ne tartózkodjon hosszabb ideig a napon, kerülje az UV sugarakat és a 0°C alatti hőmérsékletet, illetve az injekció kezelést követő két héten mindenfajta sauná vagy hamman kezelést. kerüljön.

• Ha a tű eltömödött, ne növelje a nyomást a pumparészen, hanem fejezz be az injekciót, és cserélje ki a tűt.

• A készítmény hatóanyagai a mágneses magrezonanciás képalkotó berendezésben is használhatók.

INKOMPATIBILITÁSOK

A hialuronsav közöttudottan nem kompatibilis kvatermer ammonium sóká, mint pl. a benzalkonium-klorid. Ezért a **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** készítményeket soha nem szabad kapscolatba hozni ezekkel az anyagokkal vagy olyan orvosi-szébészeti müszerrel, melyeket ilyen fajta anyagokkal kezeltek.

NEMKVÍVÁNTOS MELLÉKHATÁSOK

A betegeket tájékoztatni kell a készítmény beültetéséhez kötődő, potenciális mellékhatalások felől, melyek akár azonnali, akár később is feléphetnek. Ezek a mellékhatalások közre tartoznak (nem minden kimerítő lista):

• Gyulladásos reakciók (pirosodás, vizenyősség, gyulladásos bőripirosság, ...), melyek az injekció beadása utáni vakuorrádzással, nyomas okozta fájdalommal hozhatók kapscolatba. Ezek a reakciók egy héig is eltarthatnak.

• Haematóma.

• Bőrkéményedés vagy csomósodás az injekció helyén.

• Az injekció helyének foltosodása vagy elszíneződése.

• Rossz vagy gyenge töltési hatékonyság.

• Esetenkénti elhalás a glabella területének környékén, az injekció beadása után fellépő hálogot, granulómát és azonnali vagy késleltetett túlerzékenységet már észlelik, ezeknek a lehetséges veszélyeknek a figyelembe vétele ajánlott.

• A betegeknek a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell az orvosukat a több, mint 1 héti fennálló gyulladásos reakciókról, vagy a kezelés után kifejlődő mellékhatalásokról. Az orvosnak a megfelelő kezelést kell alkalmaznia.

• minden más **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** készítménnyel kapcsolatos mellékhatalás jelenteni kell a forgalmazónak és/vagy a gyártónak.

HASZNÁLAT - ADAGOLÁS

• Ez a készítmény úgy terveztek, hogy a helyi hatállyal lévő jogszabályokat betartva, egy engedélyel rendelkező orvos a bőrbe injekcióra. Mivel a sikeres kezelés elérésehez a pontosság elengedhetetlen, a készítményt egy olyan gyakorló orvosnak kell használnia, aikir részt vett az injekciós technikákról szóló speciális képzésen.

A **SURGIDERM® 30XP** esetében a «nappage» technika is alkalmazható.

• A **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 és 30XP** a mellékelt kivitelben használáンド. A termék módosítása vagy a használálati utasításoknak nem megfelelő alkalmazás negatívan befolyásolhatja a termék sterilisitását, homogenitását és teljesítményét, amelyeket így a gyártó már felelősséget nem vállalhat.

• A kezelés kezdete előtt a páciens informálni kell a készítmény javallatairól; ellenjavallatairól, inkompatibilitásairól és lehetséges nemkvívántos hatásairól.

• A kezelés előtt álló területet alaposan fertőtleníteni kell az injekciós megkezdése előtt.

• Húzza le a védőkupakot a feccskendőről, ahogyan ez az 1. ábrán látható. Ezután erősen nyomja bele a dobozban található tűt (2. ábra) a feccskendőre, és az óramutató járásával megegyező irányban csavarja el. Csavarja meg még egyszer, hogy biztosan lezárra legyen, és helyezze a tű fejét a 3. ábrán látható helyzetbe. Ha a tű hegye a 4. ábrán látható képen megfelelő pozícióból van, akkor az nincs helyesen csatlakoztatva.

Ezek után, távolítsa el a védőkupapot azáltal, hogy megfogja a feccskendőt az egyik kezében, a védő kupakot a másikban tartja, ahogyan ezt az 5. ábra is mutatja, és a két kezét ellentétes irányba húzza szét.

Lassan injektáljon.

Az óvíntézédek elmulasztása miatt fellépő hibák a tű leválásához és/vagy a készítmény luer zárási részén történő szívárgásához vezethet.

• A feccskendőzéndő anyag mennyisége a korrekcióra váró területhez kötött.

• Az anyag egységes eloszlásának biztosítása érdekében, fontos, hogy injekció után masszírozunk a kezelt területet.

FIGYELMEZTETÉS

• Gyöződjön meg a készítményen lévő lejáratit időről.

• Ne használja újra. Az eszköz sterilítása nincs biztosítva, ha újrahasználják.

- Ne sterilizája újra.
- A tűk esetén (C € 0123 TSK Laboratory, Japan):
Európai meghatalmazott képviselő (EC-Representative):
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- A használt tüket a megfelelő konténerekbe kell kidobni. Tegye ugyanezt a fecskendőkkel. Kérém, kérjen felvilágosítást a jelenleg érvényben levő irányelvrekről, hogy biztosítsa azok pontos elvégzését.
- Soha ne próbálja meg kiegyenesíteni az elhajlott tűt, dobja el és helyettesítse egy másikat.

TAROLÁSI FELTÉTELEK

- 2°C és 25°C fok között tárolja.
- Törékeny.

SK

ZLOŽENIE

SURGIDERM® 18	Gél kyseliny hyaluronovej 18 mg - Fosfátový fyziologický roztok pH 7,2 q.s.p. 1 ml - Jedna injekcia obsahuje 0,8 ml
SURGIDERM® 24XP	Gél kyseliny hyaluronovej 24 mg - Fosfátový fyziologický roztok pH 7,2 q.s.p. 1 ml - Jedna injekcia obsahuje 0,8 ml
SURGIDERM® 30	Gél kyseliny hyaluronovej 18 mg - Fosfátový fyziologický roztok pH 7,2 q.s.p. 1 ml - Jedna injekcia obsahuje 0,8 ml
SURGIDERM® 30XP	Gél kyseliny hyaluronovej 18 mg - Fosfátový fyziologický roztok pH 7,2 q.s.p. 1 ml - Jedna injekcia obsahuje 0,8 ml

POPIIS

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP sú sterilné, apyrogenné a fyziologické gely kyseliny hyaluronovej neživočíšného pôvodu. Tieto gely sú dodávané v jednorazovej injekčnej strieakačke vybavenej stupnicou. Každé balenie obsahuje návod na použitie a etikety pre zaisťenie dohľadateľnosti:
pre **SURGIDERM® 18**, dve injekcie s obsahom 0,8ml a štyri sterilné jednorazové ihly 30G1/2";
pre **SURGIDERM® 24XP**, dve injekcie s obsahom 0,8ml a štyri sterilné jednorazové ihly 30G1/2";
pre **SURGIDERM® 30**, dve injekcie s obsahom 0,8ml a štyri sterilné jednorazové ihly 27G1/2";
pre **SURGIDERM® 30XP**, dve injekcie s obsahom 0,8ml a štyri sterilné jednorazové ihly 27G1/2".

STERILIZÁCIA

Obsah injekcií **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** je sterilizovaný vlnkým teplom.
Ihly 30G1/2" a 27G1/2" sú sterilizované žiareniom gama.

INDIKÁCIE

SURGIDERM® 18	Injekčný implantát určený na vyplnenie povrchových nerovností kože do povrchovej vrstvy kože. Môže byť rovnako použitý ako mezolift.
SURGIDERM® 24XP	Injekčný implantát určený na vyplnenie stredných nerovností kože aplikovaním do strednej vrstvy kože, tak ako aj do kontúry pier.
SURGIDERM® 30	Injekčný implantát určený na vyplnenie hlbokých nerovností kože aplikovaním do hlbokej vrstvy kože a pre zväčšenie objemu pier a ľínnych kostí.
SURGIDERM® 30XP	Injekčný implantát určený na vyplnenie stredných a hlbokých nerovností kože aplikovaním do strednej a/alebo hlbokej vrstvy kože, tak ako aj zväčšovanie objemu a kontúry pier.

KONTRAINDIKÁCIE

SURGIDERM® 18	Neaplikovať do očných viečok. Použitie v oblasti kruhov pod očami je vyhradené lekárom výskoleným na túto techniku a disponujúcim dosťatočnými znalostami o fyziológií tejto oblasti.
SURGIDERM® 24XP	Neaplikovať do očných viečok. Použitie v oblasti kruhov pod očami je vyhradené lekárom výskoleným na túto techniku a disponujúcim dosťatočnými znalostami o fyziológií tejto oblasti.
SURGIDERM® 30	Neaplikovať do očnicovej oblasti (očné viečka, kruhy pod očami, vejárikovité vrásky) a oblasti glabellarnej ryhy.
SURGIDERM® 30XP	Neaplikovať do očnicovej oblasti (očné viečka, vejárikovité vrásky) a oblasti glabellarnej ryhy. Použitie v oblasti kruhov pod očami je vyhradené lekárom výskoleným na túto techniku a disponujúcim dosťatočnými znalostami o fyziológií tejto oblasti.

Okrem tohto,

- Neaplikovať do krvných ciev (intravaskulárne).
- Neriebti opakovanú korekciu.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** nesmie byť použitý u:
 - pacientov so sklonom k vytváraniu hypertrofických jaziev;
 - pacientov so zistenou precitlivosťou na kyselinu hyaluronovú;
 - tehotných alebo dojčiacich žien;
 - detí.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** nemôže byť použitý na oblasti s kožnými problémami zápalového a/alebo infekčného typu (akné, herpes...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** nemôže byť použitý v bezprostrednom spojení s laserovou liečbou, chemickým peelingom alebo dermábráziou. V prípade povrchového peelingu sa odporúča neaplikovať prípravok, ak sa objaví väčšia zápalová reakcia.

UPOZORNENIE PRED POUŽITIEM

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP nie je určený pre inú ako intradermálnu aplikáciu a aplikáciu do pier.

- Vo všeobecnosti platí, že aplikácia zdravotníckych prípravkov nesie riziko infekcie.
- Neexistujú žiadne dostupné klinické údaje o účinnosti a tolerancii aplikácie **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** do oblasti, ktorá už bola ošetroňa vyhľadávacím prípravkom. Je odporúčané neaplikovať do oblasti, ktorá bola ošetroňa permanentným implantačným.
- Neexistujú žiadne dostupné klinické údaje o účinnosti a tolerancii aplikácie **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** u pacientov s príznakmi autoimunitného ochorenia v minulosť alebo prítomnosti. Lekár musí rozhodnúť o indikácii od prípadu k prípadu, podľa pôvodu choroby, ako aj o pridelenie liečby. Musí tiež zabezpečiť špeciálne sledovanie pre týchto pacientov. Odporúča sa ponúknut' týmto pacientom dvojité testy a neaplikovať prípravok, ak ochorenie progreduje.
- Neexistujú žiadne dostupné klinické údaje o účinnosti a tolerancii aplikácie **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** u pacientov trpiacich v minulosťi závažnými viacnásobnými alergiami alebo anafylaktickým šokom. Lekár musí rozhodnúť o indikácii od prípadu k prípadu, podľa pôvodu alergie a musí zabezpečiť špeciálne sledovanie rizikových pacientov. Tiež sa odporúča ponúknut' dvojité testy alebo preventívnu liečbu pred každým ošetroním.
- Pacienti, ktorí v minulosťi trpeli streptokovovými chorobami (opakujúce sa angíny, ostry kĺbový reumatizmus) by mali pred aplikáciou podstúpiť test. V prípade akútnej reumatickej artridity spojenej so srdcovými komplikáciami sa aplikácia prípravku neodporúča.
- Pacienti s antikoagulačnou liečbou (antikoagulačné lieky, aspirín, nesteroidné protizápalové lieky) musia byť upozornení na zvýšené riziko vzniku hematómov a krvácania počas ošetroní.
- Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa bezpečnosti aplikácie objemu prevyšujúcom 20 ml na 60 kg hmotnosti prípravku **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** 1x ročne.
- Odporúčte pacientom nelíčiť sa počas 12 hodín po zákroku a vyhýbať sa dlhému vystavovaniu na slnku, UV lúčom, teplotám nižším ako 0°C, tak ako aj používať sauna alebo parci počas dvoch týždňov po zákroku.
- Ak je ihla upchatá, nezvyšujte tlak na piest injekčnej strieakačky, ale zastavte aplikáciu a vymenite ihlu.

- Zloženie prípravku je kompatibilné so zariadením používaným pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.

NEZLÚČITELNOSŤ PRÍPRAVKU

Je známa nezľúčitelnosť medzi kyselinou hyaluronovou a čiapkovými soľami ako benzalkoniumchlorid. **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** nikdy nesmie prísť do kontaktu s týmito prostriedkami, ani s chirurgicko-lekárskym materiálom osetrovaným týmito typom prostriedkov.

NEZIADUCE ÚČINKY

Pacienti musí byť informovaný o možných nežiaducích účinkoch spojených s použitím tohto prípravku, ktoré sa môžu objaviť okamžite alebo neskôr. Medzi ne patrí : (najčastejšie sú vymenované)

- Zápalové reakcie (ščerpanie, opuch, erytém,...), ktoré môžu byť spojené so svrbením, bolestou pri stlačení, sa môžu objaviť po vpichu. Tieto reakcie môžu pretrvávať jeden týždeň.

- Krvné podlialiny.

- Stvrduvanie alebo hrčka v mieste vpichu

- Sfarbenie alebo vyblednutie v mieste vpichu.

- Slaba účinnosť alebo slabý výsledok vyhladenia.

Pripady odumierania v glabnejnej ryhe, abcesov, granulómu a okamžitej alebo oneskorenej precipitivelosti boli spojené s aplikáciou kyseliny hyaluronovej, je teda potrebné vziať na vedomie tieto potenciálne riziká.

Pretrvávanie zápalových reakcií dlhšie ako jeden týždeň alebo výskyt iných nežiaducích účinkov musí byť v čo najkratšej dobe oznamený ošetrovúcemu lekárovi. Lekár pristúpi k vhodnej liečbe.

Všetky nežiaduce účinky spojené s aplikáciou prípravku **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** musia byť oznamené distribútorovi a/alebo výrobcom.

SPÔSOB PODÁVANIA - DÁVKOVANIE

Tento prípravok je určený na aplikáciu do kože ošetrovúcim lekárskym personálom spôsobilým k zákrutu v súlade s lokálnymi predpismi. Odbornosť lekára je dôležitá k úspechu ošetroenia, tento prípravok musí byť použitý lekármi, ktorí absolvovali špeciálne školenie o technike aplikovania výplní.

Pripravok **SURGIDERM® 30XP** môže byť použitý pri technike "nappage".

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP musí byť použitý v pôvodnom balení. Akákoľvek iná manipulácia, ktorá nie je uvedená v pokynoch na použitie prípravku tohto návodu môže poškodiť jeho sterilitu, homogenitu a účinnosť, ktoré v takomto prípade nemôžu byť zaručené.

Pred začatím ošetroenia, je potrebné aby bol pacient informovaný o prípravku, o kontraindikáciách, nekompatibilnosti a o potenciálnych nežiaducích účinkoch.

Pred aplikáciou vopred dokladne dezinfikujte ošetrovanú oblasť.

Odstráňte ochranné puzdro injekcie, ako je znázornené na obr. 1. Potom pevne nasadte pribalenú ihlu na špičku injekcie (obr. 2), v smere hodinových ručičiek ju jemne priskrutkujte.

Otačajte závit až kým nebude ihla zablokovaná a ochranné puzdro injekcie nebude v pozícii ako je na obr. 3 . Ak je ochranné puzdro v pozícii ako je znázornené na obr. 4, ihla nie je správne pripevnená. Do jednej ruky uchopte telo injekčnej striekačky a druhou rukou (obr. 5), stiahnite ochranné puzdro. Pomaly aplikujte.

Nerešpektovanie týchto pokynov môže spôsobiť vypadnutie ihly a/alebo únik prípravku v mieste nástavca luer lock.

Množstvo prípravku, ktoré treba aplikovať závisí od oblasti, ktorú treba upravit.

Po aplikácii je dôležité masírovať oblasť, pre zaistenie správneho rovnomenného rozloženia prípravku.

VAROVANIE

- Skontrolujte dátum spotreby na etikete.
- Nepoužívajte viacnásobne. V prípade opakovaného použitia prípravku nie je možné zaručiť jeho sterilitu.
- Viacnásobne nestrelizujte.
- Pre ihly (€ 0123 Laboratórium TSK, Japonsko):

Európsky zástupca : Emergo Europe

Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Použitie ihly sú určené do odpadu do zbernej nádoby určenej na tieto účely. Postupujte týmto spôsobom i s použitými injekciami. Postupujte podľa smerníc platných pre zaistenie ich odstraňovania.

- Nikdy sa nepokušajte vyravnat pokrivenú ihlu ale nahradte ju novou.

UCHOVÁVANIE

- Skladujte pri teplote medzi 2°C a 25°C.

- Krehké.

SR

SASTAV

SURGIDERM® 18	Gel hijaluronske kiseline 18 mg - Fosfati pufer pH 7,2 q.s. 1 mL - Jedan špric sadrži 0,8 mL.
SURGIDERM® 24XP	Gel hijaluronske kiseline 24 mg - Fosfati pufer pH 7,2 q.s. 1 mL - Jedan špric sadrži 0,8 mL.
SURGIDERM® 30	Gel hijaluronske kiseline 24 mg - Fosfati pufer pH 7,2 q.s. 1 mL - Jedan špric sadrži 0,8 mL.
SURGIDERM® 30XP	Gel hijaluronske kiseline 24 mg - Fosfati pufer pH 7,2 q.s. 1 mL - Jedan špric sadrži 0,8 mL.

OPIS

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP su sterilní fiziologíci rastvori retikularne hijaluronske kiseline koja nije životinjskog porekla i koji ne sadrže pirogene. Gel se nalazi u graduisanim prethodno napunjennim sprjevima za jednokratnu upotrebu. Svaka kutija sadrži uputstvo i komplet nalepnica kako bi se obezbedila identifikacija, kao i:

za **SURGIDERM® 18**, dva šprica od po 0,8 ml i četiri sterilne igle od po 30 G 1/2" za jednokratnu upotrebu,

za **SURGIDERM® 24XP**, dva šprica od po 0,8 ml i četiri sterilne igle od po 30 G 1/2" za jednokratnu upotrebu,

za **SURGIDERM® 30**, dva šprica od po 0,8 ml i četiri sterilne igle od po 27 G 1/2" za jednokratnu upotrebu,

za **SURGIDERM® 30XP**, dva šprica od po 0,8 ml i četiri sterilne igle od po 27 G 1/2" za jednokratnu upotrebu.

STERILIZACIJA

Sadrži sprjev S **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** je sterilisan vrelom parom. Igle od 30 G 1/2" i 27 G 1/2" su sterilisane zračenjem.

INDIKACIJE

SURGIDERM® 18	Injektabilni implant namenjen popunjavanju površinskih ulegnuća kože ubrizgavanjem u površinski dermis. Tačko se može koristiti za Mesolift.
SURGIDERM® 24XP	Injektabilni implant koji se koristi za popunjavanje srednjih ulegnuća kože putem ubrizgavanja u srednji dermis, kao i za definisanje i protruziju usana.
SURGIDERM® 30	Injektabilni implant koji se koristi za popunjavanje dubokih ulegnuća kože putem ubrizgavanja u duboki dermis, kao i za pojačavanje usana i uvećanje jagodica.
SURGIDERM® 30XP	Injektabilni implant koji se koristi za popunjavanje srednjih i/ili dubokih ulegnuća kože putem ubrizgavanja u srednji i/ili duboki dermis, kao i za povećanje zapremine, definisanje i protruziju usana.

KONTRAINDIKACIJE

SURGIDERM® 18	Nemojte ubrizgavati u očne kapke. Primena na kesice ispod očiju je namenjena isključivo specijalistima koji su posebno obučeni za ovu tehniku i imaju solidno znanje o fiziologiji ovog posebnog područja.
SURGIDERM® 24XP	Nemojte ubrizgavati u očne kapke. Primena na kesice ispod očiju je namenjena isključivo specijalistima koji su posebno obučeni za ovu tehniku i imaju solidno znanje o fiziologiji ovog posebnog područja.
SURGIDERM® 30	Nemojte ubrizgavati u periorbitalno područje (očne kapke, kesice ispod očiju, bore oko očiju), niti u glablarino područje.

SURGIDERM® 30XP	Nemojte ubrizgavati u periorbitalno područje (očne kapke, bore oko očiju), niti u glabelarno područje (čelo). Primena na kesice ispod očiju je namenjena isključivo specijalistima koji su specifično obučeni za ovu tehniku i imaju solidno znanje o fiziologiji ovog posebnog područja.
------------------------	---

Pored toga,

- Nemojte ubrizgavati u krvne sudove (intravaskularno).
- Nemojte ispravljati.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** se ne smiju koristiti kod:
 - pacijentu koji imaju tendenciju da razviju hipertrofične ožilje,
 - pacijentu za koje se zna da su preosetljivi na hijaluronsku kiselinu,
 - žena u drugom stanju ili dojila,
 - dece.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** se ne smiju koristiti u područjima na kojima je prisutan inflamatorijni ili infekтивni proces na koži (akne, herpes, itd.).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** ne treba koristiti istovremeno sa laserskim lečenjem, dubokim hemijskim pilingom ili dermabrazijom. Kod površinskih pilinga, preporučuje se da se proizvod ne ubrizgava ukoliko je nastala značajna inflamatorijska reakcija.

MERE PREDSTROŽNOSTI

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP nisu indikovani za injekcije na drugim mestima osim intradermalnih injekcija i usana.

- Prema opštem principu, ubrizgavanje medicinskog sredstva je povezano s rizikom od infekcije.
- Nema dostupnih kliničkih podataka (efikasnost, podnošljivost) o ubrizgavanju **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** u područje koje je već tretirano drugim proizvodom za popunjavanje. Preporučuje se da se ne ubrizgava na mesto koje je već tretirano permanentnim implantom.
- Ne postoje klinički podaci o efikasnosti i tolerabilnosti injekcija **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** kod pacijenata s anamnestičkim podacima ili koji trenutno pade od autoimunog oboljenja. U zavisnosti od prirode bolesti, zdravstveni radnik treba da odluči o primeni i posledičnom tretmanu na individualnoj osnovi, od slučaja do slučaja. On/ona takođe treba da obezbedi poseban monitoring ove vrste pacijenata. Pogotovo se preporučuje da ovi pacijenti budu podvrgnuti preliminarnom testu i da se uzdrži od ubrizgavanja proizvoda ukoliko je oboljenje aktivno.
- Nema dostupnih kliničkih podataka koji se tiču tolerabilnosti injekcija **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** kod pacijenata s anamnestičkim podacima o teškim višestrukim alergijama ili anafilaktičkom šoku. Zdravstveni radnik zato mora odlučiti o indikaciji u skladu s pojedinačnim slučajem u zavisnosti od prirode alergije i mora obezbediti da postoji individualno praćenje ovih pacijenata koji su pod rizikom. Posebno, može biti potrebno doneti odluku o sprovođenju duotvrstog testa ili preventivnog adaptiranog tretmana pre injekcije.
- Pacijenti koji imaju anamnestički podatak o streptokonu oboljenju (rekurentni faringitis, akutna reumatska groznica) treba da budu podvrgnuti testu pre nego što im se da injekcija. Slučaju akutne reumatske groznice s komplikacijama na srcu, preporučuje se da se proizvod ne ubrizgava.
- Pacijente koji koriste antikoagulanske lekove (antikoagulanse, aspirin ili nesteroidne lekove protiv upale) treba upozoriti na moguć povećani rizik od pojavе hematomata i krvarenja tokom ubrizgavanja.
- Na raspolaženju nema podataka koji se odnosu na bezbednost ubrizgavanja **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** u količini većoj od 20 mL na 60 kg telesne mase godišnje.
- Preporučuje pacijentu da ne koristi šminku 12 časova nakon injekcije i da izbegava produženo izlaganje suncu, UV zracima i temperaturama ispod 0°C, kao i boravak u sauni ili turškom kupatilu dve nedelje nakon injekcije.
- Ukoliko je igla zapušena, nemojte povećavati pritisak na klipu, već prekinite ubrizgavanje i zamenite iglu.
- Sastav ovog proizvoda je kompatibilan s poljima koja se koriste radi snimanja magnetnom rezonancmom.

INKOMPATIBILNOST

Poznato je da je hijaluronska kiselina nekompatibilna s kvaternernim solima amonijuma i benzalkonium hloridom. **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP**, dakle, nikada ne treba dovoditi u kontakt s ovim supstancama ili medicinskim ili hirurškim instrumentima koji su tretirani ovim tipom supstanci.

NEŽELJENI EFEKTI

Pacijenti se moraju obavestiti o potencijalnim sporednim efektima povezanim s implantacijom ovog proizvoda do kojih može doći odmah ili mogu biti odloženi. Oni obuhvataju (spisak nije končan):

- Zapaljenske reakcije (crvenilo, edem, eritem, itd.) koji mogu biti povezani sa svrhom, bolom ili pritiskom, do kojih dolazi nakon injekcije. Ove reakcije mogu trajati do jedne nedelje.
- Hematomi.
- Induracija ili noduli na mestu injekcije.
- Fleke ili diskoloracija na mestu injekcije.
- Loš efekt ili slab efekt popunjavanja.
- S obzirom da postoje izveštaji o slučajevima nekroze glabelarnog regiona, apsesa, granuloma i neposredne ili odložene preosetljivosti nakon injekcije hijaluronske kiseline, savetuje se da se ovi potencijalni rizici uzmu u obzir.
- Pacijenti moraju što je pre moguće prijaviti svom zdravstvenom radniku zapaljenske reakcije koje perizistiraju duže od jedne nedelje ili bilo koje druge sporedne efekte koji se razviju. Zdravstveni radnik treba da upotrebi odgovarajuću terapiju.
- Bilo koji neželjeni sporedni efekti injekcije **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** se moraju prijaviti distributeru i/ili proizvođaču.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

• Ovaj proizvod je osmišljen da se ubrizgava u dermis od strane ovlašćenog zdravstvenog radnika u skladu s relevantnim lokalnim propisima. Kako je prečinost ključna za uspešan tretman, proizvod moraju koristiti zdravstveni radnici koji su prošli posebnu obuku za injekcione tehnike za popunjavanje.

Napagne Tehnika se takođe može koristiti sa **SURGIDERM® 30XP**.

• **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 a 30XP** treba da se koristi u obliku u kojem je isporučen. Svaka izmena ili korišćenje ovog proizvoda koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu mogu nepovoljno uticati na njegovu sterilnost i homogenost, kao i na njegovo dejstvo, pa time više ne bi bio bezbedan za korišćenje.

• Pre započinjanja tretmana, pacijente treba informisati o indikacijama za sredstvo, njegovim kontraindikacijama, nekompatibilnostima i potencijalnim neželjenim efektima.

• Područje koje treba tretirati treba detaljno dezinfikovati pre injekcije.

• Uklonite poklopac povlačeći ga pravo sa špicu kako je prikazano na Slici 1. Potom čvrsto navucite iglu priliženo u kutiji (Slika 2) na špic, nežno je okrećući u smeru kazaljke na časovniku. Zavrnite još jedanput dok ne bude čvrsto fiksirana i dok poklopac igle ne bude u položaju prikazanom na Slici 4, igla je nepravilno povezana.

Potom, uklonite zaštitni poklopac drčež telo špicu u jednoj ruci a zaštitnu kapu u drugoj, kako je prikazano na Slici 5, i pomerajući dve ruke u suprotnim smerovima. Ubrijzgavajte polako.

Ukoliko se ne pridržavate ovih mera predstrožnosti, može doći do odvajanja igle i/ili curenja proizvoda na mestu Luer spoja.

• Količina koja je ubrizgana će zavistiti od područja koje treba korigovati.

• Važno je misirati tretirano područje nakon injekcije kako bi se obezbedilo ravnomerno raspoređivanje supstance.

UPOZOREЊА

• Proverite datum isteka roka trajanja na nalepnici na proizvodu.

• Nemojte koristiti ponovo. Sterilnost sredstva se ne može garantovati ukoliko je ponovo korišćeno.

• Nemojte sterilisati ponovo.

• Za igle (C0123 TSK Laboratory, Japan):

Predstavnik u EU: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague (NL)

- Upotrebljene igle se moraju odložiti u odgovarajuće kontejnere. Isto treba učiniti sa špricevima. Konsultujte važeće direktive kako biste obezbedili njihovu efikasnu eliminaciju.

- Nikada nemojte pokušavati da ispravite savijenu iglu već je bacite i zamenite.

USLOVI ČUVANJA

• Čuvati na temperaturi između 2°C i 25°C.

• Lomljivo.

HR

SASTAV

SURGIDERM® 18	Gel hijaluronske kiseline 18 mg - Fosfatni pufer pH 7,2 q.s.- Jedna štrcaljka sadrži 0,8 mL 1 mL
SURGIDERM® 24XP	Gel hijaluronske kiseline 24 mg - Fosfatni pufer pH 7,2 q.s.- Jedna štrcaljka sadrži 0,8 mL 1 mL
SURGIDERM® 30	Gel hijaluronske kiseline 24 mg - Fosfatni pufer pH 7,2 q.s.- Jedna štrcaljka sadrži 0,8 mL 1 mL
SURGIDERM® 30XP	Gel hijaluronske kiseline 24 mg - Fosfatni pufer pH 7,2 q.s.- Jedna štrcaljka sadrži 0,8 mL 1 mL

OPIS

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP sterilne su fiziološke otopine bez prirođene koje se sastoje od umrežene hijaluronske kiseline koja nije životinjskog podrijetla. Gel se načini u gradiranju, unaprijed napunjenoj štrcaljki za jednokratnu uporabu.

Švaka kutija sadrži letak s uputama i komplet najlepjnica za bolesnike koje liječnici mogu upotrebljavati radi sljedivosti te:

- Za **SURGIDERM® 18** dvije štrcaljke od 0,8 mL i četiri jednokratne 30G1/2" sterilne igle.
- Za **SURGIDERM® 24XP** dvije štrcaljke od 0,8 mL sa četiri jednokratne 30G1/2" sterilne igle.
- Za **SURGIDERM® 30** dvije štrcaljke od 0,8 mL i četiri jednokratne 27G1/2" sterilne igle.
- Za **SURGIDERM® 30XP** dvije štrcaljke od 0,8 mL i četiri jednokratne 27G1/2" sterilne igle.

STERILIZACIJA

Sadržaj štrcaljki **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** sterilizira se parom. Igle 30G1/2" i 27G1/2" steriliziraju se zračenjem.

INDIKACIJE

SURGIDERM® 18	Implantat koji se ubrizgava indiciran za popunjavanje površinskih utora u koži ubrizgavanjem u površinski sloj dermsa. Također se može upotrebljavati u Mesolift tehnikama.
SURGIDERM® 24XP	Implantat koji se ubrizgava koristi se za popunjavanje srednjeg dubokih utora u koži ubrizgavanjem u srednji sloj dermsa te za oblikovanje i postizanje napućenog izgleda usnica.
SURGIDERM® 30	Implantat koji se ubrizgava koristi se za popunjavanje dubokih utora u koži ubrizgavanjem u dubljem sloju dermsa te za povećanje usnica i povećanje jagodice.
SURGIDERM® 30XP	Implantat koji se ubrizgava koristi se za popunjavanje srednjeg dubokih i/ljubkih utora u koži ubrizgavanjem u srednje dubokim i/ljubkim utorima u koži ubrizgavanjem u dubljem sloju dermsa te za povećanje volumena, oblikovanje i postizanje napućenog izgleda usnica.

KONTRAINDIKACIJE

SURGIDERM® 18	Ne ubrizgavati u očne kapke. Ubrizgavanje u jastučiću ispod očiju smiju provoditi samo stručnjaci koji su posebno obučeni u toj tehničkoj i imaju duboko znanje o fiziologiji tog određenog područja.
SURGIDERM® 24XP	Ne ubrizgavati u očne kapke. Ubrizgavanje u jastučiću ispod očiju smiju provoditi samo stručnjaci koji su posebno obučeni u toj tehničkoj i imaju duboko znanje o fiziologiji tog određenog područja.

SURGIDERM® 30	Ne ubrizgavati u periorbitalno područje (očni kapci, jastučić ispod očiju i bore oko očiju) i glabelarno područje.
SURGIDERM® 30XP	Ne ubrizgavati u periorbitalno područje (očni kapci, bore oko očiju) i glabelarno područje (čelo). Ubrizgavanje u jastučiću ispod očiju smiju provoditi samo stručnjaci koji su posebno obučeni u toj tehničkoj i imaju duboko znanje o fiziologiji tog određenog područja.

Uz to,

- Ne ubrizgavati u krvne žile (intravaskularno).
- Ne upotrebljavati za prekomjernu korekciju.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** ne smiju se primjenjivati kod:
 - osoba kod kojih je mogući razvoj hipertrofičnih ožljika;
 - osoba s potvrđenom preosjetljivošću na hijaluronsku kiselinu;
 - trudnica ili dojilja;
 - djece.
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** ne smiju se primjenjivati u područjima na kojima postoje kožni upali i/ili zarazni procesi (akne, herpes...).
- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** ne smiju se primjenjivati istodobno s laserskim tretranjem, dubokim kemijskim pilingom ili dermabrazijom. Kod površinskih pilinga preporučuje se da se proizvod ne ubrizgava ako je upalna reakcija znacjana.

MJERNE OPREZE KOD PRIMJENE

- **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** nisu indicirani za druge vrste ubrizgavanja osim intradermalnog ubrizgavanja i ubrizgavanja u usnicu.
- Općenito, ubrizgavanje medicinskog proizvoda povezano je s rizikom od infekcije.
- Klinički podaci (djelotvornost, podnošljivost) o ubrizgavanju **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** u području koje je već tretirano drugim proizvodom za popunjavanje nisu raspoloživi. Ne preporučuje se ubrizgavanje na mjestu koje je tretirano stalnim implantatom.
- Klinički podaci o djelotvornosti i podnošljivosti ubrizgavanja **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** kod osoba s anamnezom autoimune bolesti ili koje trenutačno boluju od autoimune bolesti nisu raspoloživi. Ovisno o naravi bolesti, liječnik stoga mora odlučiti o primjeni i odgovarajućem liječenju za svaki slučaj posebno. Liječnik također treba osigurati posebno motrenje ove vrste pacijenata. Posebice se preporučuje da se takve osobe podvrgnu preliminarnom testiranju i da se proizvod ne ubrizgava ako je bolest u aktivnoj fazi.
- Klinički podaci o podnošljivosti ubrizgavanja **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** kod bolesnika s anamnezom teških višestrukih alergija ili anafilaktičkog šoka nisu raspoloživi. Liječnik stoga mora odlučiti o indikaciji za svaki slučaj posebno, ovisno o vrsti alergije, i osigurati pojedinočno praćenje tih osoba kod kojih postoji rizik. Posebice, može se predložiti dvostruko testiranje ili preventivna prilagodena terapija prije ubrizgavanja.
- Osobe s anamnezom streptokokne bolesti (ponovljene upale grla, akutna reumatska groznica) moraju biti podvrgnute testiranju prije ubrizgavanja. U slučaju akutne reumatske groznice sa srčanim komplikacijama preporučuje se da se proizvod ne ubrizgava.
- Bolesnici koji su trenutačno na antikoagulacijskoj terapiji (antikoagulanzi, aspirin ili nesteroidni antiurematici) moraju biti upozoren na povećanu mogućnost od stvaranja podljeva ili sklonost krvarenju tijekom ubrizgavanja.
- Nema raspoloživih podataka o uporabi veće količine od 20 ml **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** na 60 kg (130 lbs) tjelesne mase godišnje.

Molimo Vas da preporučite pacijentu da ne nosi šminku u razdoblju od 12 sati nakon ubrizgavanja i da izbjegava predug izloženost sunčevu zračenju, UV zračenju i temperaturama ispod 0°C te saune ili turške kupelji u razdoblju od dva tjedna nakon ubrizgavanja.

- Ako je igla blokirana, ne povećavajte pritisak na klip, nego zaustavite injekciju i zamijenite iglu.
- Sastav proizvoda kompatibilan je s poljima koja se primjenjuju za magnetsku rezonanciju;

INKOMPATIBILNOSTI

Poznato je da je hijaluronska kiselina inkompatibilna s kvaternim amonijevim solima poput benzalkonijevog klorida. Stoga se **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** nikada ne smiju dovoditi u kontakt s tim tvarima ili medicinsko-kirurškim instrumentima tretiranima tom vrstom tvari.

NUSPOJAVE

Pacijenti moraju biti obavješteni da su moguće nuspojave vezane uz implantaciju ovog proizvoda, koje mogu nastupiti odmah ili naknadno. One uključuju (sljedeći popis nije sveobuhvatan):

- Upalne reakcije (crvenilo, edem, eritem...) koje mogu biti povezane sa svrbežom, boli na pritisak, a koje nastanu nakon injekcije. Te reakcije mogu trajati tjedan dana.
- Podljeva krvi.
- Otvrdnuća ili čvorove na mjestu ubrizgavanja.
- Promjene boje na mjestu ubrizgavanja.
- Nedovoljan učinak ili slab učinak punjenja.
- Budući da su prijavljeni su slučajevi nekroza u glabellarnom području, apsesi, granulomi i trenutčna ili odgođena reakcija preosjetljivosti nakon ubrizgavanja hijaluronske kiseline, uputno je uzeti u obzir te potencijalne rizike.
- Pacijenti svojim liječnicima moraju što prije prijaviti upalne reakcije koje traju dulje od jednog tjedna ili druge nuspojave koje se pojave. Liječnik treba primijeniti odgovarajuću terapiju.
- Sve druge neželjene nuspojave povezane s ubrizgavanjem **SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP** moraju se prijaviti nositelju upisa i/ili proizvođaču.

NACIN PRIMJENE I DOZIRANJE

• Ovaj je proizvod namijenjen za ubrizgavanje u dermis, koje mora provoditi liječnik u skladu s primjenjivim lokalnim propisima. Budući da je za uspješnost postupka preciznost od osobite važnosti, proizvod moraju koristiti liječnici koji su prošli posebnu obuku za tehnike ubrizgavanja za popunjavanje volumena.

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP može se aplicirati i pliče potkožno (nappage tehnika).

SURGIDERM® 18 / 24XP / 30 i 30XP se koristi kako je isporučen. Izmjene ili uporaba proizvoda na način kako nije naveden u uputama za uporabu mogu negativno utjecati na sterilnost, homogenost i učinkovitost proizvoda, te navedene osobine prema tome više ne mogu biti osigurane.

• Prije početka tretmana pacijente treba obavijestiti o indikacijama, kontraindikacijama, inkompatibilnostima i potencijalnim nuspojavama proizvoda.

• Područje koje se tretira treba temeljito dezinficirati prije ubrizgavanja.

• Skinite poklopac povlačenjem sa štrcajke kao što je prikazano na slici 1. Zatim čvrsto gurnite iglu dostavljenu u kutiji (slika 2) u štrcajku i blago je okrećite u smjeru kazaljke na satu. Zaokrenite još jednom dok se potpuno ne zabrišt i dok poklopac igle ne bude u položaju prikazanom na slici 3. Ako je poklopac igle postavljen kao što je prikazano na slici 4, nije pravilno pričvršćen.

Nakon toga skinite zaštitni poklopac držći tijelo štrcajke u jednoj ruci, a zaštitni poklopac u drugoj, kao što je prikazano na slici 5, povlačeći objema rukama u suprotnim smjerovima.

Polako ubrizgajte sadržaj.

Ako se ne pridržavate ovih mjera opreza, može doći do oslobođanja igle i/ili curenja proizvoda na razini vrte luer-lock.

• Ubrizgana količina ovisi o području koja treba ispraviti.

• Nakon ubrizgavanja važno je masirati tretirano područje kako bi osigurali da se tvar ravnomjerno rasporedila.

UPOZORENJA

• Provjerite datum isteka roka valjanosti na naljepnici proizvoda.

• Nemojte višekratno upotrebljavati. Ako se proizvod upotrebljava više puta, ne može se jamiciti njegova sterilnost.

• Nemojte ponovno sterilizirati.

• Za igle (CE0123 TSK Laboratory, Japan); predstavnik za Europsku zajednicu: Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH Den Haag (NL)

- Upotrijebljene igle moraju se odložiti u odgovarajuće spremnike. Postupite na isti način sa štrcajkama. Provjerite propise na snazi kako biste osigurali njihovo pravilno odlaganje.

- Nikada ne pokušavajte ispraviti savijenu iglu; bacite je i zamjenite drugom.

UVJETI ČUVANJA

• Čuvati na temperaturi između 2°C i 25°C.

• Lomljivo.

التركيب

سورجيدرم® 18	جل حمض هيالورونيك 18 مل مادة حاجزة فوسفاتية 7.2 pH، كمية كافية 1 مل محقنة تحتوي على 0.8 مل
سورجيدرم® 24XP	جل حمض هيالورونيك 24 مل مادة حاجزة فوسفاتية 7.2 pH، كمية كافية 1 مل محقنة تحتوي على 0.8 مل
سورجيدرم® 30	جل حمض هيالورونيك 24 مل مادة حاجزة فوسفاتية 7.2 pH، كمية كافية 1 مل محقنة تحتوي على 0.8 مل
سورجيدرم® 30XP	جل حمض هيالورونيك 24 مل مادة حاجزة فوسفاتية 7.2 pH، كمية كافية 1 مل محقنة تحتوي على 0.8 مل

الوصف

سورجيدرم® 18 / 30 / 24XP / 30XP	جل معقم مانع لارتفاع الحرارة وفirologi محضر من حمض هيالورونيك المصلب الشابكي، غير حيواني المنشأ. يُقْمَنُ هذَا الْجَلُّ فِي مَحْقَنَةٍ مَدْرَجَةٍ، مَعْبَأً سَلْفَـاً تَسْتَخْدِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً. تَحْتَوِي كُلُّ عَلَيْهِ عَلَى نَشْرَ تَعْلِيمَاتٍ وَمَجْمُوعَةٍ لِصَاقِلَاتٍ لِصَمَانٍ إِمْكَانِيَّةً: التَّبَاعِيْ وَ:
ـ مع سورجيدرم® 18 ، 2 حقيقة تحتوي على 0.8 مل و 4 أير معقمة 30G1/2	ـ للاستخدام مرة واحدة، ـ مع سورجيدرم® 24XP ، 2 حقيقة تحتوي على 0.8 مل و 4 أير معقمة 30G1/2“ 30“ للاستخدام مرة واحدة، ـ مع سورجيدرم® 30 ، 2 حقيقة تحتوي على 0.8 مل و 4 أير معقمة 27G1/2“ 27G1/2“ للاستخدام مرة واحدة، ـ مع سورجيدرم® 30XP ، 2 حقيقة تحتوي على 0.8 مل و 4 أير معقمة 27G1/2“ 27G1/2“ للاستخدام مرة واحدة،
ـ التَّعْقِيمِ	ـ غُمَّ مَحْتَوِي مَحَاقِنِ سورجيدرم® 18 / 30 / 24XP / 30XP / 30 / 24XP / 18 ـ بالحرارة الرطبة. ـ عُقِّمَتِ الْإِبَرُ 2/30G1/2“ و 2/27G1/2“ بِالأشْعَةِ.

حالات الاستخدام

سورجيدرم® 18	مادة تُزرع بالحقن توصيف لترميم حالات انحساف الجلد السطحي، يحتوي في البشرة السطحية. يمكن استخدامها أيضاً لشد البشرة.
سورجيدرم® 24XP	مادة تُزرع بالحقن توصيف لترميم حالات انحساف الجلد المتوسطة، يحتوي في البشرة الوسطى، وكذلك لزيادة حجم الشفتين وتأطيرهما.
سورجيدرم® 30	مادة تُزرع بالحقن توصيف لترميم حالات انحساف الجلد العميق، يحتوي في البشرة العميقية، وكذلك لزيادة حجم الشفتين والوجنتين.
سورجيدرم® 30XP	مادة تُزرع بالحقن توصيف لترميم حالات انحساف الجلد المتوسطة والعميق، يحتوي في البشرة الوسطى وأو العميق، وكذلك لزيادة حجم الشفتين وتأنطيرهما.

- طريقة الاستخدام - المقادير**
- هذا المستحضر منصص لـ**ليحقن في الأدمة أو في النسيج المخاطي** للشقين على يد متخصصين مؤهلين في الحقن الطبي، وفقاً للنظم المحلية المطبقة، وبما أن براءة الممارس أمر حيوي لنجاح العلاج، يجب أن يكون الممارسون الذين يستخدمون هذا المستحضر قد تلقوا تدريباً خاصاً على تقنية الحقن لترميم الالتصاقات الجلدية.
 - يمكن استخدام تقنية التغطية مع مستحضر سورجيدرم® 30XP / 30 / 24XP / 18 في غلاف الأصلي الذي زُرِّد به، وأي تعديل لهذا المنتج أو استخدامه بما يتعارض مع شروط الاستخدام المحددة في نشرة التعليمات هذه، يمكن أن يضر بعقه وتجابنه وفعاليته، ولا يمكن بالنتيجة ضمان هذه المعايير.
 - قبل القيام بالعلاج، يُنصح باعلام الشخص المعالج حالات استدامه وعدمها وتعارضه مع الأدوية الأخرى وأثاره الجانبية المحتملة غير المرغوبية.
 - قبل الحقن، قم مسبقاً بتقييم منطقة العلاج تمهيداً قريباً.
 - ارفع غطاء المحفظة وشده شداً كما هو مبين في (الشكل 1)، ثم أدخل الإبرة المقدمة مع المنتج بإحكام في طرف المحفظة (الشكل 2)، وأدراها برفق في اتجاه حركة عقارب الساعة.
 - وأصف دوره ضد أخرى لإحكام الغلق ولجعل غطاء الإبرة يأخذ الوضع المبين في (الشكل 3)، فإنْ كان وضع غطاء الإبرة كما في (الشكل 4)، فإنَّ الإبرة غير مثبتة بشكل سليم.
 - ثم، وأنت ممسك جسم الإبرة بيدك والغطاء باليد الأخرى كما في (الشكل 5)، أسحب الغطاء وارفعه.
 - يمكن أن يؤدي عدم مراعاة هذه التعليمات إلى انفصال الإبرة وأو تسرب المنتج عن مستوى طرف المحفظة.
 - تكون الكمية الواجب حقنها حسب المنطقة المراد إصلاحها.
 - من المهم تدليلك المنطقة المعالجة بعد الحقن حرصاً على توزيع المنتج بانتظام.
- تحذير**
- تأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية على الصنف.
 - لا تعد الاستخدام، في حال إعادة استخدام المستحضر، لا يمكن ضمان عدم المنتج.
 - لا تعيد التغيف.
 - فيما يتعلق بالإبر CE 0123 (TSK، اليابان):
 - الوكيل الأوروبي: Emergo Europe
 - Molenstraat 15
 - BH The Hague 2513 (هولندا)
 - يجب رمي الإبر المستخدمة في مجتمع خاص لهذا الغرض. اطلع على الأنظمة الإدارية لضمان التخلص من هذه الإبر.
 - لا تحاول أبداً تقويم إبرة معوجة بل ارمها واستخدم غيرها.
- شروط الحفظ**
- يُحفظ المنتج في درجة حرارة بين 2 و 25 درجة مئوية.
 - راعِ كون المنتج قابلاً للكسر.

- لا توجد بيانات سريرية عن التحمل بالنسبة لحقن سورجيدرم® 30XP / 30 / 24XP / 18 إلا لأشخاص معالجين عانوا من سوابق حالات تحسس حادة متعددة أو صدمة فرط حساسية ناتجة عن الحقن.
 - يجب على الطبيب أن يقرر بینتند إعطاء العلاج حالة بحالة، حسب طبيعة الحساسية، ويجب عليه كذلك تأمين مراقبة خاصة لهؤلاء الأشخاص الذين يخشى عليهم من أخطار.
 - ويمكّنه، خصوصاً، اقتراح إجراء اختبار مسبق لهم أو إعطاءهم علاجاً وقائياً مناسباً قبل أي حقن.
 - يجب تبديل المعالجين الخاضعين لعلاج مضاد للتجلط (مضادات التجلط، أسيبرين، مضادات الالتهابات غير الستيرويدية) إلى الخطورة العالية للأورام الدموية والتزف أثناء الحقن.
 - لا توجد بيانات بخصوص سلامة حقن كمية أكبر من 20 مل في السنة من جوفيريرم™ فولوما™ لكتلة بدئية تبلغ 60 كغ.
 - يطلب من الشخص المعالج عدم وضع الماكياج في الآثاثي عشرة ساعة التي تلي الحقن وتتجنب التعرض مدة طويلة لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة تحت الصفر مئوية وكذلك تجنب أخذ حمام سوٍّ أو حمام تركي لمدة أسبوعين بعد الحقن.
 - إذ كانت الإبرة مسدودة، لا تزيد مقدار الضغط على ساق المضخة، بل أوقف الحقن واستبدل الإبرة.
 - تركيب المستحضر يجعل هذا المنتج لا يتعارض مع السطوح المستخدمة في التصوير الطبي بالرنين المغناطيسي.
- التعارض مع الأدوية الأخرى**
- ثمة تعارض معروف بين حمض هيالورونيك وأملاح الأمونيوم رباعية مثل كلورور البنزوكتونيوم، وبالتالي، يُنصح بعدم وضع سورجيدرم® 30XP / 30 / 24XP / 18 أبداً على تماست مع هكذا مواد، ولا مع معدات طبية جراحية معالجة بهذا النوع من المواد.
- الأثار الجانبية غير المرغوبية**
- يجب إعلام الشخص المعالج بوجود أثار جانبية محتملة لزرع هذا المستحضر تظهر على الفور أو بعد مدّة، من هذه الآثار (على سبيل الذكر لا الحصر):
- يمكن أن ظهر بعد الحقن تفاعلات التهابية (احمرار، وذمة، التهاب حذلي، الخ) قد تترافق مع حكة، وألم عند الضغط. يمكن أن تدوم هذه التفاعلات أسوأ عاً.
 - أورام دموية.
 - تصالب أو عقدة صغيرة في نقطة الحقن.
 - تغير لون الجلد أو زوال لونه في منطقة الحقن.
 - تنبُّت الفعلالية أو ضعف أثر علاج الترميم.
 - أبلع عن حالات حدوث نخر في مفرق الحاجبين ودمّل وورم بثري وفروط تنسس فوري أو متأخر بعد الحقن بحمض هيالورونيك، لذا يُنصح بأخذ هذه المخاطر المحتملة في الحساب.
 - عند استمرار التفاعلات التهابية أكثر من أسبوع أو ظهور أي تأثير جانبني آخر يجب على الشخص المعالج إبلاغ الطبيب به في أسرع وقت ممكن. وسيقوم الطبيب بعلاج هذه الآثار بالشكل المناسب.
 - يجب إبلاغ الموزع وأو المصنع بأي أثار جانبني آخر له علاقة بحقن سورجيدرم® 30XP / 30 / 24XP / 18

- Do not contain elastomer-rubber latex.
- Ne contient pas du latex d'élastomère-caoutchouc.
- Non contiene lattice di elastomero-gomma.
- Enthält keinen synthetischen Kautschuk-Latex.
- No contiene látex de elastomero de caucho.
- Não contém látex de elastómero-borracha.
- Neobsahuje elastomer-přírodní latex.
- Nie zawiera lateksu elastomerowo-kaucukowego.
- Elastomer-kauguk lateks içermez.
- Не содержит латекса эластомерного каучука.
- Не містить еластомірного каучукового латексу.
- Δεν περιέχει ελαστομέρες λατέξ από φυσικό καουτσούκ
- Bevat geen rubber-elastomeerhoudende latex
- Nem tartalmaz latex gumi elásztomer
- Neobashuje latex a pryz-elastomér
- Ne sadrži elastomer - lateks-gumi
- Ne sadrže lateks od elastomerne gume
- لا يحتوي على لاتكس إيلاستومير- مطاط



- Do not re-use
- Ne pas réutiliser
- Nicht wieder verwenden, zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- No puede ser reutilizado
- Non riutilizzare
- Não reutilizar
- Nepoužívejte opakovane
- Nie nadaje się do ponownego wykorzystania
- Yeniden kullanmayın
- Не использовать повторно
- Не використовувати повторно
- Μη χρησιμοποιείτε
- Niet opnieuw gebruiken
- Не használja újra!
- Vincasnabne nepoužít
- Ne koristiti ponovo
- Nije za višekratnu uporabu
- لا يعاد استخدامه



- Attention; see instructions for use
- Attention, voir la notice d'instructions
- Bitte die Packungsbeilage lesen
- Atención, lea las instrucciones para su uso
- Attenzione, leggere le istruzioni per l'uso
- Pozor,sledujte instrukce pro použití
- Atenção, consultar o folheto de instruções
- Uwaga! Patrz ulotka
- Dikkat, kullanım talimatına bakın
- Внимание! Смотри инструкцию по применению
- Увага, дивіться інструкцію п-о використанню
- Προσοχή, βλ. οδηγίες χρήσης
- Attentie; zie de gebruiksinstructies
- Fügyeljen, olvassa el a használati utasítást!
- Pozorne čitate návod na použitie
- Pažnja; pogledajte uputstvo za upotrebu
- Pažnja; vidjeti upute za uporabu
- تنبیه: انظر تعیینات الاستخدام



- Batch No.
- N° de lot
- Chargennummer
- N° de lote
- N° di lotto
- Číslo šáre
- Nr partii
- Lot N°
- Серия N°:
- № партії
- Ар. партідас
- Serienummer
- Gyártási szám
- Číslo série
- Serija br.
- Serijski br.
- رقم الدفعه

LOT

- Temperature limit
- Limite de température
- Temperaturgrenze
- Límite de temperatura
- Limite di temperatura
- Limite de temperatura
- Teplotní limit
- Granica temperatury
- Sicaklık sınırı
- Соблюдать температурный режим хранения
- Температурní mezik
- Οριο θερμοκρασίας
- Grenstemperatur
- Hőmérsékleti korlát
- Teplotný limit
- Ograničenje temperature
- Границе температуре
- حدود درجات الحرارة



- Do not use if the packaging is damaged
- Ne pas utiliser si emballage endommagé
- Bei Beschädigung der Verpackung nicht verwenden
- No utilizar si embalaje dañado
- Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
- Nie nadaje się do użytku, jeżeli opakowanie jest uszkodzone



- Ambalaj hasarlıysa kullanmayın
- Не использовать при повреждении упаковки
- Не використовувати в разі пошкодженого упакування
- Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
- Niet gebruiken bij beschadigde verpakking
- Ha a csomagolás sérült, ne használja fel!
- Nepoužít ak je obal poškodený
- Ne koristiti preparat ako je kutija oštećena
- Ne upotrebjavati ako je ambalaža oštećena
- لا تستخدم المستحضر إذا كانت العبوة تالفة

- Use by
- Utiliser jusque
- Verfallsdatum
- Utilizar antes de
- Utilizzare entro
- Utilizar até
- Použito kým
- Należy zużyć przed
- Tam kullanın
- оден до:
- Використати до
- Χρήση έως
- Gebruiken bij
- Felhasználhatóság:
- Použit do
- Upotrebljivo do
- Upotrijebit do
- يستخدم حتى



- Store away from light
- Tenir à l'abri de la lumière
- Von der Sonne fernhalten
- Mantener al abrigo de la luz
- Conservare al riparo dalla luce
- Manter ao abrigo da luz
- Uchovávejte v temnu
- Chronić przed działaniem światła
- Isıktan koruyun
- Хранить в защищенном от света месте
- Тримати в темному місці
- Φυλάξτε μακριά από το φως
- In donkere ruimte bewaren
- Fénytől védve tartandó!
- Uchovávať v tmavom prostredí
- Držati dalje od svjetlosti
- Cuviati udaljeno od svjetlosti
- يُحفظ بعيداً عن الضوء



- Fragile
- Fragile
- Zerbrechlich
- Frágil
- Fragile
- Frágil
- Krehké
- Łatwo tłukący się
- Hassas
- Хрупкое
- Не кидати
- Εύθρυψτο
- Breekbaar
- Törékeny
- Krehké
- Lomljivo
- Lomljivo
- قابل للكسر



- Manufacturer
- Fabricant
- Hersteller
- Fabricante
- Fabbricante
- Fabricante
- Wytwórcza
- Gyártó
- Üretici
- Производитель
- Виробник
- Κατασκευαστής
- Fabrikant
- Producēt
- Výrobca
- Proizvođač
- Proizvođač
- الصانع



- Manufacturing date
- Date de fabrication
- Herstellungsdatum
- Fecha de fabricación
- Data di fabbricazione
- Data de fabrico
- Datum výroby
- Üretim tarifi
- Data produkcji
- Дата изготовления
- Дата виготовления
- Ημερομηνία παρασκευής
- Datum van productie
- Gyártási dátum
- Dátum výroby
- Datum proizvodnje
- Datum proizvodnje
- جتنیا خیرات



STERILE

- Sterile, sterilised by moist heat
- Stérile, stérilisation à la chaleur humide
- Sterile, sterilizzazione a calore umido
- Steril, Sterilisierung mit feuchter Hitze
- Esterilizado, esterilización mediante calor húmedo
- Estéril, esterilização por calor húmido
- Sterilní, sterilizováno zářením
- Produkt sterylny, sterylizacja przy pomocy wilgotnego ciepła
- Steril, nemli işle sterilize edilmiş
- Стерилизация влажным паром.
- Стерилено, стерилизовано гарячою парою
- Αποστειρώνετο, αποστειρώνεται με υγρή θερμότητα
- Steriel, nedvele hővel sterilizált.
- Sterilné, sterilizované vlhkym teplom
- Sterilno, sterilizirano zračenjem
- Sterilno, sterilisano radijacijom

مُعْصَمٌ، تم تقييمه بالحرارة الرطبة

REF

- Reference
- Référence
- Produkttnr.
- Ref.
- rif.
- Ref.
- Ref.
- Ref.
- ref.
- см.
- Посилання
- αρ. αναφ.
- ref.
- hiv.
- ref. c.
- Ref.
- Oznaka
- الرّقم المرجعي



- Syringe
- Seringue
- Siringa
- Spritze
- Jeringa
- Seringa
- Strikačka
- Feckendö
- Strzykawka
- Шприц
- Шприц
- Σύριγγα
- Spuit
- Feckendö
- Injekce
- Spric
- štrcaljka
- سرنجة

STERILE R

- Sterile, sterilised by radiation.
- Stérile, stérilisation par irradiation.
- Sterile, sterilizzazione tramite irradiazione.
- Steril, Sterilisierung mit Bestrahlung.
- Esterilizado, esterilización por irradiación.
- Estéril, esterilização por irradiação.
- Sterilní, sterilizováno vlnkým teplém
- Produkt sterlyný, sterylizacja przy pomocy promieniowania
- Steril, radyasyonla sterilize edilmiş
- Стерильно, Стерилизация облучением
- Стерильно, стерилізовано випромінюванням
- Αποτεριμένο, αποτερίωση με ακτινοβολία
- Steriel, sterilisatie d.m.v. bestraling
- Steril, sugárzással sterilizált
- Sterilné, sterilizované žiareniom
- Sterilino, sterilisano vodenom parom
- Sterilino, sterilizirano parom
- معقم، تم تقييمه بالإشعاع



- Needle
- Aiguille
- Ago
- Nadel
- Aguja
- Agulha
- Jehla
- Igla
- Igne
- Инъекционная игла
- Голка
- Велона
- Naald
- Tü
- Ihla
- Igla
- Igla
- إبرة

